

**SILVERCREST®**

---



**SILVERCREST FIT-  
NESS-APP**

# SILVERCREST®

## Inhoudsopgave

|           |                                                                     |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>Installatie via Google Play Store® of Apple® App Store .....</b> | <b>3</b> |
| <b>2.</b> | <b>Instellen en verbinden .....</b>                                 | <b>4</b> |
| 1.1.      | Een gebruikersaccount<br>aanmaken .....                             | 4        |
| 1.2.      | Aanmelden met een account                                           | 6        |
| 1.3.      | Zoeken en verbinden .....                                           | 7        |
| <b>3.</b> | <b>Home .....</b>                                                   | <b>9</b> |
| 1.4.      | Hoofdmenu .....                                                     | 14       |
| 1.5.      | Instellingen .....                                                  | 16       |
| 1.6.      | Apparaatmenu.....                                                   | 22       |
| 1.7.      | Activiteit .....                                                    | 30       |
| 1.8.      | Gegevensweergave.....                                               | 35       |
| 1.9.      | Social.....                                                         | 43       |

## 1. Installatie via Google Play Store® of Apple® App Store

Installeer de SilverCrest fitness-app om optimaal gebruik te kunnen maken van uw activity tracker.

- ▶ Open de Google Play Store® of de Apple® App Store en zoek op de omschrijving 'SilverCrest Fitness App'.
- ▶ Installeer de SilverCrest fitness-app. Volg daarbij de installatie-instructies op het scherm.

### **LET OP!**

Voor het installeren van de applicatie moet er een internetverbinding aanwezig zijn. De installatie kan per systeem afwijken.

# SILVERCREST®

## 2. Instellen en verbinden

### 2.1. Een gebruikersaccount aanmaken

Als u de volledige functionaliteit van de app wilt gebruiken, moet u een account aanmaken. Ga daarvoor als volgt te werk:

- ▶ Start de SilverCrest fitness-app.
- ▶ Selecteer de gewenste taal.

#### LET OP!

De taal op de activity tracker wordt tevens automatisch aangepast.

De app schakelt over naar het aanmeldvenster, hier kunt u de app zonder account opstarten of de app met een bestaand account opstarten.

- ▶ Tik op de knop '**Aanmelden bij Silvercrest Fitness**'.

#### LET OP!


Sla dit punt over, als u al een geregistreerd



gebruikersaccount hebt:

- ▶ Tik op '**Schrijf je in**' om een nieuw account aan te maken.
- ▶ Geef eerst uw naam en vervolgens een e-mailadres op.
- ▶ Lees de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbeschermingsbepalingen en ga daarmee akkoord.

U ontvangt nu een bevestigingsmail met uw inloggegevens.



# SILVERCREST®

## 2.2. Aanmelden met een account

- ▶ Tik op '**Inloggen**', als u zich met een account wilt aanmelden.
- ▶ Voer uw e-mailadres en het u toegezonden wachtwoord in.
- ▶ Bevestig de invoer.

De app start nu met uw profielpagina, waarin u uw lichaamskenmerken kunt invoeren.

- ▶ Tik op de knop '**OK**' om de ingevoerde gegevens te bevestigen.



## 2.3. Zoeken en verbinden

### LET OP!

De apparaatverbinding hoeft alleen bij het eerste gebruik tot stand te worden gebracht.

- ▶ Voor het inschakelen van de activity tracker tikt u kort op het touchpad totdat het display oplicht.
- ▶ Tik op de knop '**Verbinden**' om het zoeken naar het apparaat te starten.

De app geeft alle activity trackers weer die binnen bereik zijn.

- ▶ Selecteer uw activity tracker SAT 1500 A1 in de lijst.
- ▶ Bevestig de instructie van de SilverCrest-app.



# SILVERCREST®

Op de activity tracker wordt gedurende 10 seconden de smartcircle getoond.

- ▶ Houd binnen 10 seconden het touchpad van de activity tracker 2 seconden ingedrukt om de apparaten met elkaar te verbinden.

Als de verbinding succesvol tot stand is gebracht, meldt uw activity tracker ✓ en uw mobiele apparaat: '**Het apparaat is aangesloten en klaar voor gebruik**'.

- ▶ Tik op de knop '**OK**' om de apparaatverbinding te beëindigen.






## 3. Home

Hier vindt u een overzicht van uw actuele waarden en u kunt er activiteiten starten.

- ▶ Tik op het symbool  om naar home te gaan.

De volgende bedieningsmogelijkheden staan tot uw beschikking:



|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Apparaatmenu</b><br>Zie "Apparaatmenu" op blz. 22.<br>▶ Tik hier om het apparaatmenu te openen. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SILVERCREST®

|   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p><b>Jaaroverzicht</b></p> <p>Zie "Gegevensweergave" op blz. 35.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik hier om naar de gegevensweergave te gaan.</li></ul>                                                                                         |
| 3 | <p><b>Week-maandoverzicht</b></p> <p>Zie "Gegevensweergave" op blz. 35.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik hier om naar de gegevensweergave te gaan.</li></ul>                                                                                   |
| 4 | <p>Weergave van de verbrande <b>calorieën</b> per dag/week/maand/jaar</p> <p>Hier worden de verbrande calorieën van de geselecteerde periode weergegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik hier om naar de gegevensweergave te gaan.</li></ul> |

|   |                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <p><b>Activiteit starten</b><br/>Zie "Activiteit" op blz. 30.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik hier om een activiteit te selecteren en te starten.</li></ul>                                               |
| 6 | <p><b>Slaap</b>duur dag/week/maand/jaar<br/>Hier wordt de gemeten slaapduur van de geselecteerde periode weergegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik hier om naar de gegevensweergave te gaan.</li></ul> |
| 7 | <p><b>Profiel</b><br/>Zie "Gebruikersprofiel" op blz. 38.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik hier om uw gebruikersprofiel te openen.</li></ul>                                                               |
| 8 | <p><b>Doelen/Successen</b><br/>Zie „3.8. Ziele und Erfolge“ auf Seite 11.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik hier om uw doelen te bepalen en uw successen te zien.</li></ul>                                 |

# SILVERCREST®

|    |                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>Ranglijst</b><br>Zie "3.6. Social" op blz. 43.                                                            |
| 10 | <b>Startscher</b><br>Zie "3.2. Instellingen" op blz. 16.<br>▶ Tik hier om terug naar het startscher te gaan. |
| 11 | Gemiddelde polsslag en polsslag in rust per dag/week/maand/jaar                                              |
| 12 | Aantal stappen per dag/week/maand/jaar                                                                       |
| 13 | <b>Dagoverzicht</b><br>Zie "Gegevensweergave" op blz. 35.<br>▶ Tik hier om naar de gegevensweergave te gaan. |
| 14 | <b>Menu</b><br>Zie "3.1. Hoofdmenu" op blz. 14.<br>▶ Tik hier om het menu te openen.                         |


# **SILVERCREST®**

- ▶ Sleep met uw vinger op het startscherm naar beneden om de actuele gegevens van de activity tracker naar de SilverCrest fitness-app te laden.
- ▶ Door op het startscherm te tikken komt u in de gegevensweergave.

# SILVERCREST®

## 3.1. Hoofdmenu

In het hoofdmenu kunt u '**Einstellungen**' invoeren, de '**Kamerafunktion nutzen**', of terug naar het scherm '**Home**' keren.



|   |                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Home</b><br>▶ Tik op de knop ' <b>Home</b> ' om terug naar het startscherm te keren.                                                                                      |
| 2 | <b>Instellingen</b><br>▶ Tik op de knop ' <b>Einstellungen</b> ' om de instellingen te openen.                                                                               |
| 3 | <b>Camerafunctie gebruiken</b><br>▶ Tik op de knop ' <b>Kamerafunktion nutzen</b> ' om de activity tracker te activeren als zelfontspanner voor de camera van uw smartphone. |

# SILVERCREST®

## 3.2. Instellingen

In de instellingen kunt u bijvoorbeeld **Formaat**, **activiteitsinstellingen**, **Cloud** en **Terugkeer**.





## 1 **Taal**

Taalkeuze voor de app

- ▶ Tik op de knop '**Taal**' om de gewenste taal in te stellen.

## 2 **Maateenheden**

Instellen van de gebruikte maateenheden

- ▶ Tik op de knop '**Maateenheden**' om de gewenste maateenheid in te stellen.

## 3 **Taalinstructies**

- Instellen taal instructies voor activiteiten
- ▶ Tik op de digitale schakelaar van het veld '**Taalinstructies**'.

# SILVERCREST®

## LET OP!

De taalinstructies zijn geactiveerd, als de digitale schakelaar een gekleurde achtergrond heeft.

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | AAN |
|  | UIT |

- Instellen van het afspeelinterval
- ▶ Tik op de knop om het afspeelinterval in te stellen.
- ▶ Tik op ← om dit menu te verlaten.

## 4 **Apparaten**

- ▶ Tik hier om het apparaatmenu te openen.

## 5 **Sync. interval**

- ▶ Tik hier om het interval van de synchronisatie in te stellen.
- ▶ Tik op **Afbreken** om de instelling te annuleren en het menu te verlaten.

## **LET OP!**

Zolang deze gegevenssynchronisatie op de achtergrond meeloopt, actualiseert de app de gegevens van de activity tracker automatisch.

## 6 **Mijn activiteiten zijn zichtbaar voor**

- ▶ Tik hier om de zichtbaarheid van uw bereikte doelen en activiteiten in te stellen.

# SILVERCREST®

## 7 **Statistiek leaderboard**

- ▶ Tik hier om de weergave van het aantal stappen of de afgelegde afstand in het leaderboard in te stellen.

## 8 **Synchroniseren met de SilverCrest-app**

Bij een beschikbaar SilverCrest-account kunnen hier de gegevens met de SilverCrest-cloud worden gesynchroniseerd. Deze gegevens kunnen dan bijvoorbeeld bij het vervangen van de telefoon op de nieuwe telefoon worden gezet.

- ▶ Tik hier om verzamelde gegevens van de activity tracker te synchroniseren met de SilverCrest-app.

- 9 **Synchroniseren met Google Fit**
  - ▶ Tik hier om het synchroniseren van de gegevens (stappen, calorieën e.d.) met uw Google Fit/Apple Health Account in te stellen.
  
- 10 **Alle gegevens wissen en resetten**
  - ▶ Tik hier om de activity tracker terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

# SILVERCREST®

## 3.3. Apparaatmenu

In het apparaatmenu kunt u instellingen aanbrengen aan uw op dat moment verbonden activity tracker, of een nieuwe activity tracker verbinden met uw mobiele eindapparatuur.



### 1 **Activity tracker-menu**

- ▶ Tik hier om het instellingsmenu van de activity tracker te openen.

## 2 **Een nieuw apparaat verbinden**

- ▶ Tik hier om een nieuwe activity tracker aan uw mobiele eindapparaat toe te voegen.
- ▶ Ga hier te werk zoals omschreven in paragraaf "2.3. Zoeken en verbinden" op blz. 7.

# SILVERCREST®

## 3.3.1. Activity tracker-menu

In het activity tracker-menu kunt u gedetailleerde informatie inzien via de geselecteerde activity tracker, of de hieronder beschreven instellingen uitvoeren.




- |   |                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Informatie over:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• verbindingstijd</li><li>• laadstatus van de accu</li><li>• FW-versie</li><li>• tijdstip van de laatste synchronisatie</li></ul> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 2 Alarm & meldingen

### Alarm

- ▶ Tik op de knop '**Alarm**' om een alarm te programmeren of een reeds ingesteld alarm te selecteren.
- ▶ Tik nu op de reeds ingestelde alarmtijd.
- ▶ Tik op , als er nog geen alarmtijd is ingesteld.
- ▶ Stel nu de gewenste tijd en weekday in.
- ▶ Tik op het touchpad van de activity tracker om het alarm uit te zetten.

# SILVERCREST®

## Bewegingsherinnering

- ▶ Tik op de knop **'Bewegingsherinnering'** om de bewegingsherinnering in te stellen of te programmeren.
- ▶ Tik op de digitale schakelaar van het veld **'Bewegingsherinnering-alarm'** om het alarm in te schakelen.

## LET OP!

Het bewegingsalarm is geactiveerd als de digitale schakelaar een gekleurde achtergrond heeft.

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Alarm AAN |
|  | Alarm UIT |

## 3 Berichten

- ▶ Tik op de knop '**Berichten**' om in te stellen welke berichten op het display van de activity tracker moeten worden getoond.

Let erop dat er voor programma's van externe aanbieders (zoals WhatsApp) een uitgebreidere toestemming van uw mobiele apparaat nodig is.

### **LET OP!**

De berichtgeving is geactiveerd als de digitale schakelaar een gekleurde achtergrond heeft.



AAN





UIT

## 4 Instellingen

- ▶ Tik op de knop '**Instellingen**' om de '**Verliesfunctie**', de '**Polssensor**', '**Niet storen**' of '**Gebruik de hartritmesensor**' aan of uit te zetten.

### LET OP!

De instelling is geactiveerd als de digitale schakelaar een gekleurde achtergrond heeft.

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | AAN |
|  | UIT |


## 5 **Uitbreiding**

- ▶ Tik op de knop '**Uitbreiding**
- ▶ ' om de activity tracker te herstarten, of de activity tracker met een smartphone te verbinden.

# SILVERCREST®

## 3.4. Activiteit

Selecteer de activiteit, welk apparaat moet worden gebruikt en of het gps-signaal moet worden gebruikt.



|   |                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>▶ Tik hier om het apparaat te selecteren voor het verzamelen van gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• smartphone/tablet</li><li>• Activity tracker gebruiken</li></ul> |
| 2 | <p>▶ Tik hier om de gewenste activiteit te selecteren. U kunt kiezen uit de volgende activiteiten:</p>                                                                                     |

- |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• lopen</li><li>• joggen</li><li>• fietsen</li><li>• wandelen</li><li>• klimmen</li><li>• badminton</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• fitness</li><li>• yoga</li><li>• basketbal</li><li>• voetbal</li><li>• tennis</li><li>• dansen</li></ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 3 ▶ Tik hier om het gps te activeren of deactiveren.

## LET OP!

De instelling is geactiveerd als de digitale schakelaar een gekleurde achtergrond heeft.



AAN




UIT

- 4 ▶ Tik hier om uw trainingsdoel (afstand in km) in te stellen.

# SILVERCREST®

- 5 ▶ Tik hier om de eerder geselecteerde activiteit te starten.

Tijdens de activiteit toont de app u de volgende informatie:



- 1 Hier ziet u de lopende stopwatch van uw activiteit.




|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p>▶ Bekijkt u hier de volgende actuele gegevens, die door de activity tracker worden doorgegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hartslag</li><li>• Calorieën</li><li>• Afstand</li><li>• Min/km</li><li>• Stappen</li></ul>          |
| 3 | <p>▶ Tik om de actuele gegevens te selecteren die moeten worden weergegeven.</p>                                                                                                                                                                    |
| 4 | <p>▶ Tik hier om het tijdsinterval van de gegevensactualisatie van de activity tracker in te stellen.</p> <p><b>LET OP!</b></p> <p>Deze instelling is alleen vrijgegeven als voor de start van de activiteit een trainingsdoel is gedefinieerd.</p> |

# SILVERCREST®

|   |                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <p>▶ Tik hier om de gelopen afstand met de actuele locatie te tonen.</p> <p><b>LET OP!</b></p> <p>Deze instelling is alleen mogelijk, als voor de start van de activiteit het gps is geactiveerd.</p> |
| 6 | <p>▶ Tik hier om de gewenste activiteit te selecteren.</p> <p>De activiteit stopt en de app schakelt naar het startscherm.</p>                                                                        |
| 7 | <p>▶ Tik hier om de activiteit te starten.</p>                                                                                                                                                        |
| 8 | <p>▶ Tik hier om de muziek te selecteren die u tijdens de activiteit wenst te horen.</p> <p><b>LET OP!</b></p> <p>De muziek moet zijn opgeslagen in de daarvoor bestemde map op uw smartphone.</p>    |


## 3.5. Gegevensweergave


Hier wordt de volgende informatie weergegeven die bij de geselecteerde periode hoort:



|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | Stappen per geselecteerde dag/week/maand/jaar      |
| 2 | Afgelegde afstand per dag/week/maand/jaar          |
| 3 | Actieve tijd per geselecteerde dag/week/maand/jaar |

# SILVERCREST®


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Verbrande calorieën per geselecteerde dag/week/maand/jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | <p>Gemiddelde polsslag per geselecteerde dag/week/maand/jaar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik op het punt om het gegevensoverzicht weer te geven.</li><li>▶ De volgende grafiek wordt weergegeven indien er voldoende gegevens zijn verzameld.</li></ul>  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <p>Gemiddelde slaap per geselecteerde dag/week/maand/jaar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik op het punt om het gegevensoverzicht weer te geven.</li><li>▶ De volgende grafiek wordt weergegeven indien er voldoende gegevens zijn verzameld.</li></ul>  |
| 7  | Activiteiten van de dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Volgende dag/week/maand/jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | Vorige dag/week/maand/jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | Terug naar startscherm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# SILVERCREST®

## 3.5.1. Gebruikersprofiel

Hier kunt u uw gebruikersprofiel actualiseren, de profielfoto of het wachtwoord aanpassen, u afmelden of het account verwijderen.



1

### Activiteiten

- ▶ Tik op het punt om de afzonderlijke activiteiten in te zien.


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Profiel bijwerken</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik op het punt om de profielgegevens aan te passen, zoals geslacht, verjaardag, gewicht, lengte en staplengte.</li><li>▶ Tik op <b>OK</b> om de ingevoerde gegevens te bevestigen.</li></ul> |
| 3 | <b>Profielfoto wijzigen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik op het punt om een profielfoto uit uw bestanden te selecteren. U kunt tevens meteen een nieuwe profielfoto maken met uw smartphone.</li></ul>                                          |
| 4 | <b>Wachtwoord wijzigen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik hier om het wachtwoord te veranderen. Voer de gevraagde gegevens in en bevestig deze door op <b>OK</b> te tikken.</li></ul>                                                             |


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <p><b>Uitloggen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik op het punt om u met uw account bij de app af te melden.</li></ul> <p><b>LET OP!</b></p> <p>Als u niet bent aangemeld, wordt het punt <b>inschrijven</b> weergegeven in plaats van <b>uitloggen</b>.</p> |
| 6 | <p><b>Account verwijderen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik op het punt om uw account te wissen.</li></ul> <p><b>LET OP!</b></p> <p>Uw gegevens worden onherroepelijk gewist en kunnen niet meer worden hersteld.</p>                                      |



## 3.5.2. Doelen en successen

Hier kunt u uw doelen bepalen en uw bereikte doelen en geboekte successen bekijken.

- ▶ Tik op het symbool  om naar Doelen en Successen te gaan.




|   |                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Doelen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik op het punt om de reeds geselecteerde doelen weer te geven.</li></ul> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


# SILVERCREST®

|   |                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Successen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik op het punt om de reeds behaalde of niet behaalde successen weer te geven.</li></ul> |
| 3 | <b>Doelen bepalen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tik op het punt om doelen in te stellen.</li></ul>                                  |

## 3.6. Social

Hier kunt u de wekelijkse ranglijst bekijken.

- ▶ Tik op het symbool  om naar Social te gaan.



|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vriendenlijst                                                       |
| 2 | Zoek naar contacten binnen het SilverCrest-netwerk                  |
| 3 | Ranglijst van u en uw vrienden                                      |
| 4 | Activiteitsgegevens van mijn vrienden                               |
| 5 | Informatie omtrent de activiteiten van mijzelf en van mijn vrienden |

# **SILVERCREST®**

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 6 | Gegevens omtrent de afzonderlijke activiteiten |
|---|------------------------------------------------|