




www.lidl-service.com



ALUMINIUM GRIPPER

(GB) (IE) (NI)

ALUMINIUM GRIPPER

Instructions for use

(FR) (BE)

PINCE DE PRÉHENSION

Notice d'utilisation

(DE) (AT) (CH)

ALUMINIUM-GREIFHILFE

Gebrauchsanweisung

(DK)

GRIBETANG I ALUMINIUM

Brugervejledning

(NL) (BE)

ALUMINIUM GRIJPHULP


Gebruiksaanwijzing



IAN 282068

(GB) (IE) (NI) (DK) (FR)
(BE) (NL) (DE) (AT) (CH)

A



GB IE NI

Included in Delivery	4
Technical Data	4
Symbols used	4
Intended use	4
Safety notes	4
Using the article	5
Care, Storage	5
Disposal Information	5
3-year warranty	5

FR BE

Contenu	8
Données techniques	8
Symboles utilisés	8
Utilisation conforme	8
Conseils de sécurité	8
Utilisation de l'article	9
Entretien, stockage	9
Mise au rebut	9
3 ans de garantie	9 - 10

DE AT CH

Lieferumfang	13
Technische Daten	13
Verwendete Symbole	13
Bestimmungsgemäße Verwendung	13
Sicherheitshinweise	13
Artikel verwenden	14
Pflege, Wartung	14
Hinweise zur Entsorgung	14
3 Jahre Garantie	14

DK

Leveringsomfang	6
Tekniske data	6
Anvendte symboler	6
Formålsbestemt anvendelse	6
Sikkerhedsinstruktioner	6
Brug af varen	7
Pleje og opbevaring	7
Henvisninger vedr. bortskaffelse	7
3 års garanti	7

NL BE

Leveromvang	11
Technische gegevens	11
Gebruikte symbolen	11
Doelmatig gebruik	11
Veiligheidsinstructies	11
Product gebruiken	12
Onderhoud, opbergen	12
Afvalverwerking	12
3 jaar garantie	12



Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it.

Carefully read the following instructions for use.

Use the product only as described and only for the given areas of application.

Keep these instructions safe. When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

This product conforms to guideline 93/42/EEC on medical devices.

Please contact our service department if you have any questions regarding our product or if you have difficulties reading these instructions.

Included in Delivery

1 x Aluminium Gripper

1 x Instructions for use

Technical Data

Maximum permitted load:	1 kg
Length:	approx. 760mm
Weight:	approx. 0.199kg

Symbols used



Observe the instructions



Date of manufacture



Batch designation



Manufacturer



Max. user weight

Intended use

The article is designed as an aid for gripping, lifting or reaching smaller objects weighing up to 1kg for persons for whom illness or handicap has led to a limitation of the radius of action of the upper extremities. Some gripping action is still required.

The article is intended for private use and is not suitable for commercial purposes.

The expected lifespan of the article is up to 3 years with correct use and observance of the safety and care notes. Use of the article can continue beyond this time if it is still in order and in a safe condition.



Safety notes

WARNING!

Danger of strangulation for children!

Never allow children to play unsupervised with this article or its packaging.

- Use the article only for its stated use.
- The article should only be used by persons aware of these safety instructions.
- Check the article before every use for damage or signs of wear and tear.
- This article should only be used whilst in good order and condition! Do not use the article if you can see that it has been damaged or if you think it may be damaged!
- Use this article only when surface temperatures are suitable for its use. Hot water, direct sunlight, sauna conditions, extreme cold, etc. can cause the surface of the article to assume temperatures which could endanger health.
- Do not attempt to alter the product in any way and do not try to repair it yourself! Order spare parts only from the manufacturer. Repairs that are improperly carried out can cause unforeseen damage!
- Do not point the grip aid at people or animals and do not attempt to use it as a truncheon or baton!
- Keep the grip arm well away from the eyes!
- Do not attempt to pick up hot or fragile objects!

Using the article (fig. A)

Grasping Forceps (2)

Note: The grasping forceps (2) is able to swivel 360° around the aluminium shaft (3).

1. Position the grasping arm (6) around the object that you wish to pick up.
2. Pull the hand grip (4) in the direction of the arrow (fig. A) and hold it in this position. The grasping arms will then be pressed together, grabbing hold of the object.
3. Move the object to the required position and release the hand grip. The grasping arms will then move apart and the object will be released.

Magnet (5)

For picking up keys or other metal objects.

Hooks (1)

Use, for example, as an aid for opening drawers.

Care, Storage



ATTENTION!

Do not use any corrosive or abrasive cleansers or sponges. They may damage the surface.

1. Wipe the product with a damp cloth and some mild cleanser if necessary.
2. Dry the article thoroughly before you use it again.

Disposal Information

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

3-years warranty

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 282068

GB Service Great Britain

Tel.: 0871 5000 720
(£ 0.10/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland

NI Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))

E-Mail: deltasport@lidl.ie

You can also find spare parts for your product at:
www.delta-sport.com, category Service - Lidl Spare Parts Service



Tillykke!

Med dit køb har du valgt et kvalitetsprodukt. Gør dig fortrolig med produktet inden den første ibrugtagning.

Læs i denne forbindelse opmærksom den efterfølgende brugsvejledning.

Brug kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Gem denne vejledning godt. Hvis du giver produktet videre til tredje, giv ligeledes alle bilag med.

Dette produkt overholder kravene i direktiv 93/42/EØF vedr. medicinsk udstyr.

Kontakt venligst vores serviceafdeling hvis du har spørgsmål eller problemer med denne vejledning.

Leveringsomfang

1 x Gribetang i aluminium

1 x Brugervejledning

Tekniske data

Maksimal bæreevne: 1 kg

Længde: ca. 760 mm

Vægt: ca. 0,199 kg

Anvendte symboler



Vær opmærksom på brugervejledningen



Produktionsdato



LOT

Chargebetegnelse



Producent



Maks. brugervægt

Formålsbestemt anvendelse

Artiklen er designet som hjælp til at gribe, løfte eller hente små genstande på op til 1 kg for personer, hvis sygdomme eller handicap har ført til en begrænsning af de øvre ekstremiteters aktionsradius. Der skal stadig være en intakt rest af gribefunktionen.

Artiklen er beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervsmæssige formål.

Artiklens forventede levetid er op til 3 år, hvis den anvendes korrekt og i overensstemmelse med oplysningerne om sikkerhed og pleje. Artiklen kan fortsat anvendes ud over denne dato, hvis den er i en ordentlig og sikker tilstand.



Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL!

Fare for kvælning for børn!

Lad aldrig børn lege med emballagen eller varen uden opsyn af en voksen.

- Anvend kun varen i henhold til den formålsbestemte anvendelse.
- Varen må kun tages i brug af personer, der er fortrolige med sikkerhedsinstruktionerne.
- Undersøg før enhver anvendelse varen for skader eller slitage.
- Varen må kun tages i brug i en upåklagelig tilstand! Tag aldrig varen i brug, hvis den har synlige eller formodede skader!
- Tag kun varen i brug, hvis overfladernes temperaturer er ufarlige. Ved varmt vand, direkte sol, saunabetingelser, ekstrem kulde osv. kan varens overflade antage sundhedsskadelige temperaturer.
- Foretag ingen ændringer på produktet og reparer aldrig varen selv! Køb kun reservedele ved producenten. Ved uheldige reparationer kan der opstå uforudsete skader!
- Ret aldrig gribearmen mod personer eller dyr og brug den aldrig som slagstok eller lignende!
- Hold altid gribearmen væk fra øjnene!
- Prøv aldrig at tage fat i varme eller skrøbelige genstande!

Brug af varen (fig. A)

Gribearm (2)

Henvisning: Gribearmen (2) kan drejes 360 grader omkring aluminiumskaftet (3).

1. Gribearme (6) anbringes rundt om genstanden, som du ønsker at løfte.
2. Håndtaget (4) trækkes i retning med pilen (fig. A) og holdes i denne position. Gribearmene trykkes sammen og omslutter genstanden.
3. Genstanden bevæges i den ønskede position og håndtaget slippes igen. Gribearmene bevæger sig fra hinanden igen og genstanden frigives.

Magnet (5)

Til at løfte nøgler eller andre metalliske genstande op.

Krog (1)

For eksempel som hjælp til at åbne skuffer.

Pleje og opbevaring



PAS PÅ!

Anvend ingen ætsende rengøringsmidler, skuresvampe eller rengøringsmidler med skureeffekt. De kan angribe overfladen.

1. Aftør efter behov artiklen med en fugtig klud, evt. med lidt mildt rengøringsmiddel på.
2. Tør derefter varen fuldstændigt af, før den tages i brug igen.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Bortskaf artikel og emballage i overensstemmelse med lokalt gældende forskrifter.

Emballagematerialer som f.eks. plastposer hører ikke hjemme i børnehænder. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.

3 års garanti

Produktet er fremstillet med største omhu og under vedvarende kontrol. Der ydes en garanti på tre år fra købsdatoen på dette produkt.

Opbevar venligst kvitteringen fra købet. Garantien gælder kun for materiale- og fabrikationsfejl og bortfalder ved misbrug eller uhensigtsmæssig anvendelse. Deres lovpligtige rettigheder, særligt garantikrav, begrænses ikke af denne garanti.

Ved eventuelle klager bedes du henvende dig til nedenstående service-hotline eller tage kontakt til os via e-mail. Medarbejderne i vores kundetjeneste vil så aftale den videre fremgangsmåde med dig. Vi vil under alle omstændigheder rådgive dig personlig.

Garantiperioden forlænges ikke ved eventuelle reparationer inden for garantien eller ved kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Efter udløb af garantien er forefaldende reparationer forbundet med omkostninger.

IAN: 282068

 Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: deltasport@lidl.dk

Reserve dele til deres produkt finder de også under:

www.delta-sport.com, rubrik service - reservedelservice Lidl



Félicitations !

Vous avez acquis un produit de haute qualité. Apprenez à connaître le produit avant sa première utilisation.

Lisez pour cela attentivement le notice d'utilisation suivant.

N'utilisez le produit que comme décrit et pour les zones d'application indiquées.

Veillez conserver ce notice d'utilisation.

Transmettez tous les documents en cas de cessation du produit à une tierce personne.

Ce produit répond aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Veillez vous adresser à notre service après-vente si vous avez des questions concernant le produit ou si vous avez des difficultés à lire le présent manuel.

Contenu

1 x Pince de préhension

1 x Notice d'utilisation

Données techniques

Charge maximale : 1 kg

Longueur : env. 760 mm

Poids : env. 0,199 kg

Symboles utilisés



Respecter le notice d'utilisation



Date de fabrication



Numéro de lot



Fabricant



Poids maxi utilisateur

Utilisation conforme

Cet article est conçu comme aide pour saisir, ramasser ou rapprocher des petits objets pesant jusqu'à 1 kg pour les personnes dont la maladie ou le handicap a entraîné une

limitation du rayon d'action des extrémités supérieures. Le reste de la fonction de préhension doit être encore maintenue.

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à des fins professionnelles. La durée de vie escomptée de l'article peut aller jusqu'à 3 ans en cas d'utilisation conforme et de respect des consignes de sécurité et d'entretien. Au-delà de cette période, l'article peut continuer à être utilisé si son état est conforme et sûr.



Conseils de sécurité

ATTENTION !

Risque d'étouffement pour les enfants !

Ne pas laisser les enfants jouer sans surveillance avec l'emballage ni avec l'article lui-même.

- Utiliser cet article conformément aux instructions.
- Cet article doit seulement être utilisé par les personnes familiarisées avec les consignes de sécurité.
- Vérifier l'absence de dommages et d'usure de l'article avant chaque utilisation.
- Cet article ne doit être utilisé que s'il est en parfait état ! Ne pas utiliser cet article en cas de dommages visibles ou présumés !
- Utiliser cet article seulement quand la température de surface est sans danger. L'eau chaude, le soleil, une forte chaleur, le froid extrême etc. peuvent entraîner une température de surface dangereuse pour la santé.
- N'effectuez pas de modifications sur le produit et ne réparez pas l'article tout seul ! Ne commandez que des pièces détachées du fabricant. Des réparations non-conformes peuvent provoquer des dégâts imprévus !
- Ne pointez pas l'outil de saisie sur des personnes ou des animaux et ne l'utilisez pas comme matraque ou comme autre objet semblable !
- Gardez toujours les bras de saisie des yeux !
- N'essayez pas de saisir des objets chauds ou fragiles !

Utilisation de l'article (ill. A)

Pince de saisie (2)

Indication : la pince de saisie (2) est rotative sur 360 degrés autour de la tige en aluminium (3).

1. Bras de saisie (6) pour positionner l'objet que vous souhaitez ramasser.
2. Tirez la poignée de saisie (4) dans la direction des flèches (ill. A) et maintenez-la dans cette position. Les bras de saisie sont pressés ensemble et saisissent l'objet.
3. Bouger l'objet dans la position souhaitée et relâcher la poignée de saisie.
La poignée de saisie s'écartent et l'objet est libéré.

Aimant (5)

Pour le ramassage de clés ou d'autres objets métalliques.

Crochet (1)

Par exemple comme outil pour ouvrir des tiroirs.

Entretien, stockage



ATTENTION !

N'utilisez aucun nettoyeur ni éponge corrosifs ou décapants. Ces derniers pourraient rayer la surface.

1. En cas de besoin, essuyez à l'aide d'un chiffon humide, voire d'un nettoyeur doux.
2. Séchez ensuite entièrement l'article avant de le réutiliser.

Mise au rebut

L'emballage et l'article doivent être éliminés de manière favorable à l'environnement. Éliminez l'article par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage autorisée ou via les services compétents de votre commune. Veuillez tenir compte des directives actuelles en vigueur.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

3 ans de garantie

Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent. Vous avez sur ce produit une garantie de trois ans à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse.

La garantie est uniquement valable pour les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de manquement incorrect ou non conforme. Vos droits légaux, tout particulièrement les droits relatifs à la garantie, ne sont pas limités par cette garantie.

En cas d'éventuelles réclamations, veuillez vous adresser à la hotline de garantie indiquée ci-dessous ou nous contacter par e-mail.

Nos employés du service client vous indiqueront la marche à suivre le plus rapidement possible. Nous vous remercierons personnellement dans tous les cas.

La période de garantie n'est pas prolongée par d'éventuelles réparations sous la garantie, les garanties implicites ou le remboursement.

Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les réparations nécessaires sont à la charge de l'acheteur à la fin de la période de garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinea du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 282068

 Service Belgique

Tel. : 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.be

Veuillez trouver les pièces de rechange pour votre produit sur : www.delta-sport.com, rubrique Service - Service des pièces de rechange Lidl



Hartelijk gefeliciteerd!

Met de aankoop hebt u gekozen voor een hoogwaardig product.

Maak u daarom voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product.

Lees hiervoor deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Gebruik het product alleen zoals beschreven en uitsluitend voor de aangegeven doeleinden. Bewaar de handleiding zorgvuldig. Als u het product aan derden geeft, dient u ook deze documenten te overhandigen.

Dit product is conform de richtlijn 93/42/EWG voor medische producten.

Gelieve contact met onze serviceafdeling op te nemen indien u vragen hebt over het product of indien er moeilijkheden bestaan, deze gebruiksaanwijzing te lezen.

Leveromvang

1x Aluminium grijphulp
1x Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Maximale belastbaarheid: 1 kg
Lengte: ca. 760 mm
Gewicht: ca. 0,199 kg

Gebruikte symbolen



Gebruiksaanwijzing in acht nemen



Productiedatum



Lotnummer



Fabrikant



Max. gebruikersgewicht

Doelmatig gebruik

Het artikel is ontworpen om kleinere voorwerpen van maximaal 1 kg vast te pakken, op te tillen of erbij te halen voor personen, wier ziektes of handicaps tot een beperking van de actieradius van de bovenste ledematen geleid hebben.

Van de grijpfunctie moet nog gedeeltelijk sprake zijn.

Het artikel is voor privégebruik bestemd en ongeschikt voor commerciële doeleinden.

De te verwachten levensduur van het artikel bedraagt bij een voorgeschreven gebruik en met inachtneming van de veiligheids- en verzorgingsinstructies maximaal 3 jaar. Daarna kan dit artikel, voor zover het zich in een correcte en veilige staat bevindt, verder gebruikt worden.



Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar voor kinderen!

Laat kinderen niet zonder toezicht spelen met de verpakking materiaal of het product.

- Gebruik het product uitsluitend in overeenstemming met het doelmatig gebruik.
- Dit product mag alleen worden gebruikt door personen, die op de hoogte zijn van de veiligheidsinstructies.
- Controleer het product voor ieder gebruik op beschadigingen of slijtage.
- Het product mag alleen in een feilloze toestand worden gebruikt! Gebruik het product niet bij zichtbare of veronderstelde beschadigingen!
- Gebruik het product uitsluitend wanneer de temperatuur van de oppervlakten onbedenkkelijk is. Door heet water, direct zonlicht, sauna-voorwaarden, extreme kou, etc., kan het oppervlak van het product temperaturen bereiken die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
- Voer geen veranderingen uit aan het product en repareer het product niet zelf! Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar via de fabrikant. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot onvoorziene schade!
- Richt de grijphulp niet op personen of dieren en gebruik het niet als wapenstok of dergelijke!
- Houd de grijparmen altijd uit de buurt van de ogen!
- Probeer geen hete of breekbare voorwerpen vast te pakken!

Product gebruiken (afb. A)

Grijptang (2)

Opmerking: De grijptang (2) kan 360 graden worden gedraaid in de aluminiumschacht (3).

1. Grijparmen (6) om het voorwerp, dat u op wilt tillen, positioneren.
2. Handgreep (4) in de pijlrichting trekken (afb. A) en in deze positie vasthouden. De grijparmen worden samengedrukt en pakken het voorwerp vast.
3. Voorwerp naar de gewenste positie bewegen en het handvat weer loslaten. De grijparmen gaan uit elkaar en het voorwerp wordt weer losgelaten.

Magneet (5)

Voor het optillen van sleutels of andere metalen voorwerpen.

Haak (1)

Bijvoorbeeld als hulp bij het openen van laden.

Onderhoud, opbergen



ATTENTIE!

Geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of sponzen gebruiken. Deze kunnen het oppervlak aantasten.

1. Veeg het artikel indien nodig af met een vochtige doek en eventueel een beetje mild reinigingsmiddel.
2. Droog het product vervolgens volledig af, voordat u het opnieuw gebruikt.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.

3 jaar garantie

Het product is geproduceerd met grote zorg en onder voortdurende controle. U ontvangt een garantie van drie jaar op dit product, vanaf de datum van aankoop. Bewaar alstublieft uw aankoopbewijs.

De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en vervalt bij foutief of oneigenlijk gebruik. Uw wettelijke rechten, met name het garantierecht, worden niet beïnvloed door deze garantie.

In geval van reclamaties dient u zich aan de beneden genoemde service-hotline te wenden of zich per e-mail met ons in verbinding te zetten. Onze servicemedewerkers zullen de verdere handelswijze zo snel mogelijk met u afspreken. Wij zullen u in ieder geval persoonlijk te woord staan.

De garantieperiode wordt na eventuele reparaties en op basis van de garantie, wettelijke garantie of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde delen.

Na afloop van de garantieperiode dienen eventuele reparaties te worden betaald.

IAN: 282068

BE Service België
Tel.: 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.be

NL Service Nederland
Tel.: 0900 0400223
(0,10 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Reserve-onderdelen voor uw product vindt u ook via:
www.delta-sport.com, rubriek Service - reserve-onderdelen-service Lidl



Herzlichen Glückwunsch Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Dieser Artikel ist konform mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

Bitte wenden Sie sich an unseren Service, falls Sie Fragen zum Artikel haben oder Schwierigkeiten bestehen, diese Anweisung zu lesen.

Lieferumfang

1x Aluminium-Greifhilfe
1x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maximale Belastbarkeit: 1 kg
Länge: ca. 760 mm
Gewicht: ca. 0,199 kg

Verwendete Symbole



Gebrauchsanweisung beachten



Herstellungsdatum



Chargenbezeichnung



Hersteller



Max. Belastbarkeit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist als Hilfe beim Greifen, Aufheben oder Heranholen von kleineren Gegenständen bis zu 1 kg für Personen konzipiert, deren Krankheiten oder Behinderungen zu einer Einschränkung des Aktionsradius der oberen Extremitäten geführt haben.

Ein Rest der Greiffunktion muss noch erhalten sein.

Der Artikel ist für den privaten Einsatz bestimmt und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Die zu erwartende Lebensdauer des Artikels beträgt bei bestimmungsgemäßer Verwendung sowie Einhaltung der Sicherheits- und Pflegehinweise bis zu 3 Jahre. Über diesen Zeitpunkt hinaus kann der Artikel, sofern er sich in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand befindet, weiter verwendet werden.



Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Erstickungsgefahr für Kinder!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial oder dem Artikel spielen.

- Verwenden Sie den Artikel nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Der Artikel darf nur von Personen verwendet werden, die mit den Sicherheitshinweisen vertraut sind.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden! Verwenden Sie den Artikel nicht bei sichtbaren und/oder vermuteten Beschädigungen!
- Verwenden Sie den Artikel nur, wenn die Temperatur der Oberflächen unbedenklich ist. Durch heißes Wasser, Sonneneinstrahlung, Saunabedingungen, extreme Kälte etc. kann die Oberfläche des Artikels gesundheitsschädliche Temperaturen annehmen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor und reparieren Sie den Artikel nicht selbst! Beziehen Sie Ersatzteile nur durch den Hersteller. Durch unsachgemäße Reparaturen können unvorhersehbare Schäden entstehen!
- Richten Sie die Greifhilfe nicht auf Personen oder Tiere, und verwenden Sie sie nicht als Schlagstock oder Ähnliches!
- Halten Sie die Greifarme stets von den Augen fern!
- Versuchen Sie nicht, heiße oder zerbrechliche Gegenstände zu greifen!

Artikel verwenden (Abb. A)

Greifzange (2)

Hinweis: Die Greifzange (2) ist um 360 Grad um den Aluminiumschaft (3) drehbar.

1. Greifarme (6) um den Gegenstand positionieren, den Sie aufheben möchten.
2. Handgriff (4) in Pfeilrichtung ziehen (Abb. A) und in dieser Position halten. Die Greifarme werden zusammengedrückt und fassen den Gegenstand.
3. Gegenstand an die gewünschte Position bewegen und den Handgriff wieder loslassen. Die Greifarme bewegen sich auseinander und der Gegenstand wird freigegeben.

Magnet (5)

Zum Aufheben von Schlüsseln oder anderen Metallgegenständen.

Haken (1)

Zum Beispiel als Hilfe beim Öffnen von Schubladen.

Pflege, Wartung



VORSICHT!

Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Schwämme verwenden.

Diese können die Oberfläche angreifen.

1. Wischen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls etwas mildem Reinigungsmittel ab.
2. Trocknen Sie den Artikel danach vollständig ab, bevor Sie ihn erneut verwenden.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

3 Jahre Garantie

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten.

Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 282068

DE Service Deutschland

Tel.: 0800-5435111

E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222

(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF/Min.,

Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.ch

Ersatzteile zu Ihrem Artikel finden Sie auch unter:

www.delta-sport.com, Rubrik Service - Ersatzteilservice Lidl



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • D-22397 Hamburg



2017-04

Printable Version/Printversion/Version imprimable/Printversie/Druckversion: 2017-04
Delta-Sport-Nr.: GH-1384

IAN 282068