



WRIST BRACE MANU-ACTIVE

GB

WRIST BRACE MANU-ACTIVE

Instructions for use (2-3)

FR BE

BANDAGE POIGNET MANU-ACTIVE

Mode d'emploi (3-4)

NL BE

POLSBANDAGE MANU-ACTIVE

Gebruiksaanwijzing (4-5)

DE AT CH

HANDGELENKBANDAGE MANU-ACTIVE

Gebrauchsanweisung (6-7)

IAN 340562_1910

GB FR BE NL

DE AT CH

GB

Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality article. The instructions for use are part of this product. They contain important information on safety and use. Please familiarise yourself with the instructions and safety information before using this product. Use the product only in perfect condition, as described and for the specified area of use. Please keep all packaging including this leaflet for as long as you use the brace and be sure to include them when handing on the product to another person.

Medical Device

Only intended for private use!

Scope of delivery

- 1 x wrist brace
- 1 x stabilising bar
- 1 x elastic wrist strap
- 1 x instructions for use

Technical Data

Size	Wrist circumference
S-M	15 - 17 cm
L	17 - 19 cm
XL-XXL	19 - 21 cm

Intended use

The bandage stabilises, supports and relieves the wrist. The ergonomically shaped joint support and the elastic wrist brace stabilise the wrist, and the pad (cushioning) that is incorporated into it promotes blood flow and improves muscle function.

To be used as support for:

- Inflammatory arthropathies (rheumatoid arthritis, rheumatism)
- Joint pain due to degradation (osteoarthritis)
- Irritation from overworking
- Typist's (tendovaginitis)
- Bruises
- Feeling of instability
- Carpal tunnel syndrome
- Distorsion

Usage restrictions

Do not use – or use only after consultation with your doctor – for:

- External damage
- Bone fractures
- Circulatory disorders
- Higher degree of instability in wrist
- Neurological deficits such as paralysis, radiating nerve pain or similar.

Safety instructions**Risk of injury**

- ⚠ If problems occur while wearing the bandage, remove it immediately and consult a doctor.
- ⚠ Check the bandage before each use for tears and damage.
- ⚠ The product should only be used in perfect condition.
- ⚠ Make sure the bandage is comfortable but not too tight.
- ⚠ Never put the bandage on so tightly that the blood circulation is restricted.
- ⚠ Do not wear the bandage longer than 2 to 3 hours at a stretch and a maximum of 6 to 8 hours a day.
- ⚠ Do not wear the bandage while sleeping or during longer rest phases such as long periods of sitting.
- ⚠ Wash the areas of skin covered by the bandage thoroughly and regularly.
- ⚠ To avoid allergic skin reaction., the skin must be free of grease, gels, creams, oils or similar materials.

Possible side effects

- ⚠ If you experience symptoms (such as, e.g. tingling, pain, swelling) while wearing the bandage, remove the bandage immediately!
- ⚠ There is a risk of skin irritation and skin irritations! In individual cases, skin irritation and reactions and allergic reactions may occur. Make sure that the stated maximum wearing periods are not exceeded and the areas of skin covered by the bandage are thoroughly and regularly washed. Should any problems or complaints occur, consult a doctor immediately!

Putting the bandage on

- Pull the article on from below through your fingers and stick your thumb gently into the thumb hole (**Fig. 1**). When the bandage is correctly applied, the thumb-hole sits over the base of the thumb without tension. The brace is pleasantly firm, but not too tight.
- The included elastic wrist strap can be individually wrapped around the wrist brace for additional stabilisation (**Fig. 2**).
- The stabiliser bar is in the brace and can be removed from it, if necessary (**Fig. 3**).

Note: The statements/illustrations shown are for the wrist brace on both the left or the right.

Cleaning and care

- Thoroughly wash the brace before first use. Remove the stabiliser bar before cleaning (**Fig. 3**). Remove the elastic brace before washing the bandage.
- Clean the product regularly.
- After washing, thoroughly rinse your brace and reinsert the stabiliser bar after drying.
- It's advisable to wash the brace again every second or third use.
- Wash separately.

Instructions for disposal

Please dispose of the product in an environmentally-friendly way through an approved disposal centre or your local waste facility. Observe currently applicable regulations.









3-year warranty

The product has been created with great care and under constant monitoring. You will receive a 3-year warranty for this product from the date of purchase. Please keep the receipt. The warranty is valid only for material and manufacturing faults and lapses in the event of misuse or improper handling. Your statutory rights, particularly the warranty rights, are not restricted by this warranty. If you have any complaints, please contact the service hotline below or contact us by email. Our service staff will discuss how to proceed further with you as soon as possible. In any case, we will personally advise you. The warranty period is not extended by any repairs under the terms of the warranty, statutory warranty or goodwill. This also applies to replaced and repaired parts. After expiry of the warranty, incurred repairs are chargeable.

Service Germany

Tel.: 0049 (0)40 8222448-0

E-Mail: info@horizonte.de

-  Consult instructions for use
-  Attention: Always adhere to the stated warning information
-  Order number (article number)
-  Batch designation
-  Use by
-  Date of manufacture (year): 2020
-  Manufacturer
-  CE Marking of conformity



Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit, vous avez opté pour de la haute qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de cet article. Il contient des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation du produit. Veuillez les lire attentivement avant de vous en servir. N'utilisez le produit que s'il est parfaitement intact, conformément aux instructions et pour les domaines d'application mentionnés. Veuillez conserver l'emballage ainsi que cette documentation durant toute la durée d'utilisation de votre ceinture lombaire et si jamais vous remettez cette dernière à une tierce personne, transmettez-les-lui également.

Dispositif médical

Uniquement à usage personnel.

Contenu de l'emballage

- 1 x bandage poignet
- 1 x tige de stabilisation
- 1 x bandage élastique pour poignet
- 1 x mode d'emploi

Spécifications techniques

Taille	Tour du poignet
S - M	15 - 17 cm
L	17 - 19 cm
XL-XXL	19 - 21 cm


Utilisation prévue

Le bandage stabilise, soutient et soulage le poignet. La barre articulée ergonomique ainsi que la sangle élastique pour poignet servent à stabiliser le poignet, les coussinets intégrés (rembourrage) favorisent la circulation sanguine et améliorent la fonction musculaire.

Application en tant que support en cas de :

- Maladies inflammatoires des articulations (polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme)
- Douleurs articulaires dues à l'arthrose
- Inflammations causées par une surcharge
- Tendinite (ténosynovite)
- Contusions
- Sensation d'instabilité
- Syndrome du canal carpien
- Entorse










Restrictions d'utilisation

 **Ne pas – ou seulement après consultation de votre médecin – utiliser en cas de :**


- Blessures externes
- Des fractures osseuses
- Troubles circulatoires
- Haut niveau d'instabilité dans le poignet
- Déficits neurologiques tels que la paralysie, douleur du nerf rayonnant ou similaire


Consignes de sécurité

Risque de blessure

-  Si, en le portant, des problèmes se produisent, retirez le bandage immédiatement et consultez un médecin.
-  Vérifiez le bandage avant chaque utilisation sur des fissures et des dommages.
-  Le produit ne peut uniquement être utilisé en état parfait.
-  Veillez à ce que le bandage soit mis confortablement, mais pas trop serré.
-  Ne serez pas trop le bandage de sorte que le flux sanguin soit altéré.
-  Ne portez pas le bandage plus de 2 à 3 heures à la fois et max. 6 à 8 heures par jour.
-  Ne portez pas le bandage pendant votre sommeil ou lors de longues périodes de repos, telles que de longues périodes assis.
-  Lavez la zone de peau couverte par le bandage soigneusement et régulièrement.
-  Pour éviter des réactions allergiques cutanées, la peau doit être exempte de gels, de graisses, d'onguents, d'huiles ou de substances similaires.

Effets secondaires possibles

 Si, en portant le bandage des plaintes (p. ex. picotements, douleur, gonflement) se produisent, retirez immédiatement le bandage !

 Risque de sensibilité et irritation de la peau ! Dans certains cas il peut y avoir des réactions de la peau et des irritations telles que des réactions allergiques. Par conséquent, veillez à ne pas dépasser le temps d'utilisation maximal indiqué et de bien laver la zone de peau couverte par le bandage soigneusement et régulièrement. Si des problèmes subsistent ou d'autres inconforts se produisent, consultez immédiatement un médecin !

Application du bandage

- Glisser le produit du bas au-dessus des doigts et mettez doucement le pouce dans le trou du pouce (fig. 1). Si le bandage est appliqué correctement, le trou du pouce n'est pas tendu sur l'articulation métacarpophalangienne. Le bandage sent agréable mais pas trop serré.
- Le bandage élastique compris, peut être appliqué individuellement sur la base du poignet pour plus de stabilisation (fig. 2).
- La tige de stabilisation se trouve dans le produit et peut être retiré selon les besoins de l'article (fig. 3).

Remarque : Les explications / figures sont à titre d'exemple à la fois pour le bandage du poignet gauche et droite.

Nettoyage et entretien

- Avant la première utilisation, lavez profondément le bandage. Retirez avant le lavage la tige de stabilisation (fig. 3). Enlevez la sangle élastique avant le lavage.
- Procédez régulièrement au nettoyage de cet article.
- Après le lavage, soigneusement rincer le bandage et remettre la tige de stabilisation.
- Après deux ou trois utilisations, il est conseillé d'effectuer un autre cycle de lavage.
- Laver séparément.

Remarques concernant l'élimination









Respectez l'environnement lorsque vous éliminerez cet article : déposez-le auprès d'une usine de traitement des déchets agréée ou bien auprès du point de collecte des déchets de votre commune. Respectez en cela les règlements en vigueur.

3 ans de garantie

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous contrôle constant. Sur ce produit nous offrons 3 ans de garantie à compter de la date d'achat. Gardez à cet effet le bon d'achat. La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication et n'est plus valable en cas de mauvaise utilisation ou par mauvaise manipulation. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie ne sont pas limités par cette garantie. En cas de réclamations, vous pouvez contacter la hotline suivante ou contactez-nous par courriel. Notre équipe de service coordonnera rapidement les étapes suivantes avec vous. Nous allons dans tous les cas vous conseiller personnellement. La période de garantie ne sera pas

prolonger par d'éventuelles réparations qui sont sous garantie, garantie implicite ou de bonne volonté. Cela vaut aussi pour les pièces remplacées et réparées. Après la période de garantie, les réparations sont payantes.

Service Allemagne
Tel.: +49 (0)40 82 22 44-80
E-Mail: info@horizonte.de

-  Respecter le mode d'emploi
-  Attention : Respecter toujours les consignes d'avertissement indiquées
-  Numéro de référence (Numéro d'article)
-  Numéro de lot
-  Utilisable jusqu'à
-  Date de fabrication (Année): 2020
-  Fabricant
-  Marquage de conformité CE

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt hiermee gekozen voor kwaliteit. De gebruiksaanwijzingen vormen een onderdeel van dit product. Hierin vindt u belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid en het gebruik. Lees alle gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen eerst goed door voordat u het product gebruikt. Gebruik het product uitsluitend als het in een onberispelijke staat verkeert, op de voorgeschreven wijze en alleen voor de aangegeven toepassingen. Bewaar de verpakking en deze bijsluiters zorgvuldig zolang u de bandage gebruikt. Als u het product aan derden afstaat, dient u tegelijk ook de verpakking en de bijsluiters te overhandigen.

Medisch hulpmiddel

Alleen voor privégebruik.

Inhoud van de verpakking

- 1 x polsbandage
- 1 x stabilisatorring
- 1 x elastische polsband
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Maat	Polsomvang
S-M	15 - 17 cm
L	17 - 19 cm
XL-XXL	19 - 21 cm


Beoogd gebruik

De brace stabiliseert, ondersteunt en ontlast de pols. De ergonomisch gevormde scharnierstang alsook de elastische polsriem dienen om de pols te stabiliseren, de ingewerkte pelotte (kussen) stimuleert de doorbloeding en verbetert de spierfunctie.

Voor ondersteunend gebruik bij:

- Ontstoken gewrichtsziektes (reumatoïde artritis, reuma)
- Pijn in het gewricht door slijtage (artrose)
- Irritaties door overbelasting
- Paratendinitis (tendovaginitis)
- Kneuzingen
- Gevoel van instabiliteit
- Carpale tunnelsyndroom
- Distorsie










Toepassingsbeperkingen

 **Niet – of alleen na overleg met uw arts – gebruiken bij:**



- uitwendige verwondingen
- Botbreuken
- Problemen met de bloedcirculatie
- Hoge graad van instabiliteit in de pols
- Neurologische gebreken zoals verlamming, uitstraling van zenuwpijn en dergelijke

Veiligheidsvoorschriften

Gevaar voor letsels

-  Als er tijdens het dragen problemen optreden, verwijder de brace meteen en raadpleeg een arts.
-  Controleer de brace voor elk gebruik op scheuren en beschadigingen.
-  Het artikel mag enkel in perfecte staat worden gebruikt.
-  Zorg ervoor dat de brace aangenaam vastzit, maar niet te strak.
-  Gebruik de brace nooit te strak, omdat het de bloedstroom kan aantasten.
-  Draag de brace nooit meer dan 2-3 uur per keer en maximaal 6-8 uur per dag.
-  Draag dit artikel niet tijdens het slapen of langere rustperiodes zoals bijvoorbeeld langdurig zitten.
-  Was de door de brace bedekte huid grondig en regelmatig.
-  Om allergische huidreacties te voorkomen moet de huid vrij zijn van gels, vetten, zalven, oliën of soortgelijke stoffen.

Mogelijke bijwerkingen

-  Als er tijdens het dragen van de brace klachten (zoals bijvoorbeeld tintelingen, pijn, zwelling) optreden, neem de brace dan meteen weg!
-  Gevaar voor gevoeligheid van de huid en huidirritatie! In sommige gevallen kan het huidreacties en irritatie alsook allergische reacties veroorzaken. Houd er dus rekening mee de aangegeven draagtijden niet te overschrijden en de door de brace bedekte huid grondig en regelmatig te wassen. Als er zich dan toch nog problemen voordoen, raadpleeg onmiddellijk een dokter!

Aanbrengen van de brace

- Trek het product van onder over uw vinger en steek voorzichtig de duim in het duimgat (**Afb. 1**). Wanneer de brace correct is aangebracht zit het duimgat los over het gewricht van de duimbasis. De brace moet aangenaam vast maar niet te strak zitten.
- De meegeleverde elastische polsband kan apart rond de polsbrace worden aangebracht als bijkomende stabilisering (**Afb. 2**)
- De stabilisatorang bevindt zich in het product en kan indien nodig uit het product worden verwijderd (**Afb. 3**).

Let op: De uitleg/afbeeldingen gelden als voorbeeld zowel voor de polsbrace links als rechts.

Reinigen en onderhoud

- Voor het eerste gebruik van de bandage moet deze grondig gewassen worden. Voor het reinigen moet de stabilisatiestaaf worden verwijderd (**Afb. 3**). Verwijder voor het wassen de elastische riem.
- Na het wassen moet uw bandage grondig worden gespoeld.
- Na telkens twee à drie keer gebruiken is het aan te raden, de bandage opnieuw te wassen.
- Apart wassen.

Aanwijzingen m.b.t. de afvalverwerking

Voer het artikel op een bij het milieu passende wijze af via een goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf of uw gemeentelijke afvalverwerkingsvoorziening.

Let hierbij op de actuele geldende voorschriften.









3 jaar garantie

Het product werd met de grootste zorg en onder constante controle geproduceerd. U krijgt op dit product 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Bewaar hiervoor uw aankoopbewijs. De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en vervalt in geval van verkeerd gebruik of oneigenlijke behandeling. Uw wettelijke rechten, met name het recht op garantie, worden niet door deze garantie beperkt. In geval van klachten kunt u contact opnemen met de volgende hotline of neem via e-mail contact met ons op. Onze service medewerkers zullen de volgende stappen zo snel mogelijk met u afstemmen. Wij zullen u in ieder geval persoonlijk adviseren. De garantieperiode wordt niet verlengd door eventuele reparaties die onder garantie, impliciete garantie of goodwill vallen. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Na de garantieperiode zijn herstellingen betalend.

Service Duitsland

Tel.: 0049 (0)40 8222448-0

E-Mail: info@horizonte.de

-  Neem de gebruiksaanwijzingen in acht
-  Let op: Neem steeds de vermelde waarschuwingen in acht.
-  Bestelling nummer (artikelnummer)
-  Chargennummer
-  Te gebruiken tot
-  Productiedatum (jaar): 2020
-  Fabrikant
-  CE-Conformiteitsmarkering

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Produktes.

Sie haben sich damit für einen hochwertigen Artikel entschieden. Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit und Gebrauch. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand, wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bitte bewahren Sie die Verpackung einschließlich dieser Beilage für die Verwendungsdauer Ihrer Bandage auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Medizinprodukt

Nur für den Privatgebrauch.

Lieferumfang

- 1 x Handgelenkbandage
- 1 x Stabilisierungsstab
- 1 x elastischer Handgelenkgurt
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Größe	Handgelenkumfang
S-M	15 - 17 cm
L	17 - 19 cm
XL-XXL	19 - 21 cm

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Bandage stabilisiert, unterstützt und entlastet das Handgelenk. Der ergonomisch geformte Gelenkstab sowie der elastische Handgelenkgurt dienen der Stabilisierung des Handgelenks, die eingearbeitete Pelotte (Polsterung) fördert die Durchblutung und verbessert die Muskelfunktion.

Zur unterstützenden Anwendung bei:

- Entzündlichen Gelenkerkrankungen (Rheumatoide Arthritis, Rheuma)
- Gelenkschmerzen durch Verschleiß (Arthrose)
- Reizzuständen durch Überlastung
- Sehnscheidenentzündungen (Tendovaginitis)
- Prellungen
- Instabilitätsgefühl
- Karpaltunnelsyndrom
- Distorsion










Anwendungsbeschränkungen

 **Nicht – oder nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt – anwenden bei:**



- äußeren Verletzungen
- Knochenbrüchen
- Durchblutungsstörungen
- höhergradigerer Instabilität im Handgelenk
- neurologischen Defiziten wie Lähmungen, ausstrahlenden Nervenschmerzen o.ä.

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

-  Treten während des Tragens Probleme auf, entfernen Sie die Bandage sofort und konsultieren Sie einen Arzt.
-  Prüfen Sie die Bandage vor jedem Gebrauch auf Risse und Beschädigungen.
-  Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.
-  Achten Sie darauf, dass die Bandage angenehm fest, aber nicht zu stramm sitzt.
-  Legen Sie die Bandage niemals so stramm an, dass die Durchblutung beeinträchtigt wird.
-  Tragen Sie die Bandage nicht länger als 2 bis 3 Stunden am Stück und max. 6 bis 8 Stunden am Tag.
-  Tragen Sie den Artikel nicht während des Schlafens oder längerer Ruhephasen wie z. B. langem Sitzen.
-  Waschen Sie die von der Bandage bedeckten Hautpartien gründlich und regelmäßig.
-  Zur Vermeidung von allergischen Hautreaktionen muss die Haut frei von Gelen, Fetten, Salben, Ölen oder ähnlichen Stoffen sein.

Mögliche Nebenwirkungen

-  Sollten beim Tragen der Bandage Beschwerden (wie z. B. Kribbeln, Schmerzen, Schwellung) auftreten, nehmen Sie die Bandage sofort ab!
-  Gefahr von Hautreizungen und Hautirritationen! In Einzelfällen kann es zu Hautreaktionen und Reizungen sowie allergischen Reaktionen kommen. Achten Sie deshalb darauf, die angegebenen maximalen Tragezeiten nicht zu überschreiten und die von der Bandage bedeckten Hautpartien gründlich und regelmäßig zu waschen. Sollten dennoch Probleme oder Beschwerden auftreten, konsultieren Sie sofort einen Arzt!

Anlegen der Bandage

- Ziehen Sie den Artikel von unten über die Finger und stecken den Daumen vorsichtig in das Daumenloch (**Abb. 1**). Bei korrekt angelegter Bandage sitzt das Daumenloch spannungsfrei über dem Daumengrundgelenk. Die Bandage soll angenehm fest, aber nicht zu stramm sitzen.
- Der mitgelieferte elastische Handgelenkgurt kann individuell um die Handgelenkbandage zur zusätzlichen Stabilisierung angelegt werden (**Abb. 2**).
- Der Stabilisierungsstab befindet sich im Artikel und kann je nach Bedarf aus dem Artikel entfernt werden (**Abb. 3**).

Hinweis: Die Erklärungen/Abbildungen gelten beispielhaft sowohl für die Handgelenkbandage links als auch rechts.

Reinigung und Pflege

- Vor dem ersten Gebrauch der Bandage sollten Sie diese gründlich waschen. Entfernen Sie hierfür vor dem Waschen den Stabilisierungsstab (**Abb. 3**). Entfernen Sie vor dem Waschen den elastischen Gurt.
- Reinigen Sie den Artikel regelmäßig.
- Nach dem Waschen sollten Sie ihre Bandage gründlich durchspülen und den Stabilisierungsstab wieder einlegen.
- Nach jeweils zwei- oder dreimaligem Verwenden empfiehlt es sich, einen weiteren Waschdurchgang durchzuführen.
- Separat waschen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte entsorgen Sie den Artikel auf eine umweltgerechte Art über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die aktuell geltenden Vorschriften.

3 Jahre Garantie

Das Produkt wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten. Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Service Deutschland

Tel.: 0049 (0)40 8222448-0

E-Mail: info@horizonte.de



Gebrauchsanweisung beachten



Achtung: Angegebene Warnhinweise stets beachten



Bestellnummer (Artikelnummer)



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis






Herstellungsdatum (Jahr): 2020



Hersteller



CE-Konformitätskennzeichnung



GB

With this QR code you can access **www.lidl-service.com** and open your instructions for use with the article number (IAN) 340562.

FR BE


Avec ce code QR, vous pouvez accéder à **www.lidl-service.com** et ouvrir votre mode d'emploi avec le numéro d'article (IAN) 340562.

NL BE

Met deze QR-code heeft u toegang tot **www.lidl-service.com** en opent u uw gebruiksaanwijzing met het artikelnummer (IAN) 340562.

DE AT CH

Mit diesem QR-Code gelangen sie auf **www.lidl-service.com** und können mittels der Artikelnummer (IAN) 340562 Ihre Gebrauchsanweisung öffnen.



HORIZONTE TEXTIL GMBH

Obenhauptstr. 5 (Haus 2), D-22335 Hamburg
DEUTSCHLAND

info@horizonte.de, phone: +49 (0)40 82 22 44-80

Horizonte Nr: 217-HSA-03

LOT 02020340562 2025-06

REF 340562 Rev. 2019/51

2020

Date of issue (instructions for use) /
Date de publication (mode d'emploi) /
Datum van afgifte (gebruiksaanwijzing) /
Ausgabedatum (Gebrauchsanweisung): 2020



IAN 340562_1910