



## FINGER- UND ZEHENBANDAGEN

DE AT CH

### FINGER- UND ZEHENBANDAGEN

Gebrauchsanweisung

IT CH

### PROTEZIONE TUBOLARE PER LE DITA DI MANI E PIEDI

Istruzioni d'uso

FR CH

### BANDAGES DOIGTS ET ORTEILS

Notice d'utilisation

GB

### FINGER & TOE BANDAGES

Instructions for use



IAN 353736\_2010

DE AT CH  
FR IT GB

DE AT CH

Lieferumfang .....	4
Verwendete Symbole .....	4
Technische Daten .....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	5
Sicherheitshinweise .....	5
Verletzungsgefahr .....	5
Gefahr von Hautreizungen und Hautirritationen .....	5
Anlegen des Artikels .....	6
Reinigung und Pflege .....	6
Hinweise zur Entsorgung .....	6 - 7
Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung .....	7 - 8

FR CH

Contenu de la livraison .....	9
Symboles utilisés .....	9
Caractéristiques techniques .....	9
Utilisation conforme .....	10
Consignes de sécurité .....	10
Risque de blessures .....	10
Risque d'irritations et de réactions de la peau .....	10
Application de l'article .....	11
Entretien et soin .....	11
Mise au rebut .....	11 - 12
Indications concernant la garantie et le service après-vente .....	12 - 14

**IT CH**

Dotazione .....	15
Simboli utilizzati .....	15
Dati tecnici .....	15
Uso conforme .....	16
Indicazioni di sicurezza .....	16
Pericolo di lesioni! .....	16
Rischio di irritazioni o lesioni cutanee! .....	16
Applicazione .....	17
Pulizia e cura .....	17
Smaltimento .....	17 - 18
Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza .....	18 - 19

**GB**

Scope of delivery .....	20
Symbols Used .....	20
Technical Data .....	20
Designated Use .....	21
Safety Advice .....	21
Risk of Injury .....	21
Risk of skin reaction and irritation .....	21
Using this article .....	22
Cleaning and Care .....	22
Disposal .....	22
Notes on the guarantee and service handling .....	23

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



### **Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.**

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Dieses Produkt ist konform mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

## **Lieferumfang**

2 x Fingerbandage

2 x Zehenbandage

1 x Gebrauchsanweisung

## **Verwendete Symbole**



Gebrauchsanweisung beachten



Herstellungsdatum (Jahr - Monat)



Chargenbezeichnung



Hersteller



Gebrauchsanweisung als PDF auf der Lidl-Service-Internetseite.

## **Technische Daten**

Material: 100 % TPE Gel; 85 % Polyamid, 15 % Elasthan

# Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist für den privaten Gebrauch hergestellt.

## Indikation:

- Lindert Druck- und Reibungsbeschwerden

## Nicht anwenden bei

- Durchblutungsstörungen
- Offenen Verletzungen
- Hauterkrankungen



## Sicherheitshinweise

### Verletzungsgefahr!


- Treten während des Tragens Probleme auf, entfernen Sie die Bandage sofort und konsultieren Sie einen Arzt.
- Achten Sie darauf, dass die Bandage angenehm fest, aber nicht zu stramm sitzt. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt!
- Prüfen Sie die Bandage vor jedem Gebrauch auf Risse und Beschädigungen.
- Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.
- Tragen Sie den Artikel nicht während des Schlafens.
- Tragen Sie die Bandagen nicht länger als 1-2 Stunden kontinuierlich und 6-8 Stunden täglich.

## Gefahr von Hautreizungen und Hautirritationen!

- In Einzelfällen kann es zu Hautreaktionen und Reizungen sowie allergischen Reaktionen kommen.
- Waschen Sie von dem Artikel bedeckte Körperstellen regelmäßig, um Hautreizungen und Hautirritationen zu vermeiden.
- Zur Vermeidung von allergischen Hautreaktionen muss die Haut frei von Gelen, Fetten, Salben, Ölen oder ähnlichen Stoffen sein. Sollten dennoch Probleme auftreten, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

## Anlegen des Artikels

Hinweis: Die Bandage kann je nach Bedarf zugeschnitten werden.



**⚠ ACHTUNG!** Die Bandage soll angenehm fest, aber nicht zu stramm sitzen. Die Durchblutung des bandagierten Fingers/Zehs muss gewährleistet bleiben.

Tragen Sie die Bandagen nicht länger als 1-2 Stunden kontinuierlich und 6-8 Stunden täglich.

Ziehen Sie die Bandage - wie abgebildet - über Finger und Zehen.

## Reinigung und Pflege

- Vor dem ersten Gebrauch der Bandage sollten Sie diese gründlich waschen.
- Nach jeweils zwei- oder dreimaligem Verwenden empfiehlt es sich, einen weiteren Waschdurchgang durchzuführen.
- Nach dem Waschen sollten Sie Ihre Bandage gründlich durchspülen.
- Nur mit gleichen Farben waschen.



## Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

## **Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung**

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfanges verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 353736\_2010

Ⓓ Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: [deltasport@lidl.de](mailto:deltasport@lidl.de)

Ⓐ Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: [deltasport@lidl.at](mailto:deltasport@lidl.at)

Ⓒ Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,  
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: [deltasport@lidl.ch](mailto:deltasport@lidl.ch)



Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



**Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.**

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Ce produit est conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

## Contenu de la livraison

2 bandages pour les doigts

2 bandages pour les orteils

1 notice d'utilisation

## Symboles utilisés



Voir notice d'utilisation



Date de fabrication (Année - Mois)



Désignation du lot



Fabricant



Notice d'utilisation au format PDF sur le site Internet de Lidl Service.

## Caractéristiques techniques

Matière : 100 % gel TPE; 85 % polyamide, 15 % élasthanne

## Utilisation conforme

Cet article a été fabriqué pour l'usage privé.

### Indication :

- Réduit les douleurs de compression et de frottement

### Ne pas utiliser en cas de

- Problèmes de circulation sanguine
- Plaies ouvertes
- Maladies de la peau



## Consignes de sécurité

### Risque de blessures !


- Si des problèmes surviennent pendant son application, retirez le bandage immédiatement et consultez un médecin.
- Veillez à ce que le bandage soit bien maintenu mais pas trop serré. En cas de doute, consultez votre médecin !
- Vérifiez avant toute utilisation que le bandage n'est ni déchiré, ni dégradé de quelque manière que ce soit.
- L'article doit être uniquement utilisé dans un parfait état.
- Ne portez pas l'article pendant votre sommeil.
- Ne portez pas le bandage plus de 1 à 2 heures en continu ni plus de 6 à 8 heures par jour.

### Risque d'irritations et de réactions de la peau !

- Dans certains cas, la peau peut réagir, être irritée et des réactions allergiques peuvent survenir.
- Lavez les parties du corps recouvertes par l'article régulièrement afin d'éviter toute irritation et sensibilité de la peau.
- Pour éviter les réactions allergiques de la peau, elle ne doit pas avoir été préalablement enduite de gel, de graisse, de baume, d'huile ou de toute substance similaire. Si des problèmes devaient cependant survenir, consultez immédiatement un médecin.

## Application de l'article

Remarque : le bandage peut être découpé en cas de besoin.



### **AVERTISSEMENT !**

Le bandage doit être bien maintenu mais ne doit pas être trop serré. Il faut que la circulation sanguine du doigt/de l'orteil bandé soit assurée.

Ne portez pas le bandage plus de 1 à 2 heures en continu ni plus de 6 à 8 heures par jour.

Enfilez le bandage - comme sur l'illustration - au-dessus des doigts et des orteils.

## Entretien et soin

- Bien nettoyer le bandage avant de l'utiliser pour la première fois.
- Après deux ou trois utilisations, il est recommandé de le laver à nouveau.
- Bien rincer le bandage après lavage.
- Laver uniquement avec des coloris similaires.



## Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage. Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

## **Indications concernant la garantie et le service après-vente**

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme par ex. les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

### **Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

### **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### **Article L217-5 du Code de la consommation**

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

### **Article L217-12 du Code de la consommation**

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

### **Article 1641 du Code civil**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

### **Article 1648 1er alinéa du Code civil**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 353736\_2010

Ⓢ Service Suisse

Tel. : 0842 665566

(0,08 CHF/Min., mobile max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail : [deltasport@lidl.ch](mailto:deltasport@lidl.ch)

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



**Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.**

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE sui prodotti medici.

## Dotazione

2 x fasce per le dita delle mani

2 x fasce per le dita dei piedi

1 x istruzioni d'uso

## Simboli utilizzati



Leggere le istruzioni d'uso



Data di produzione (anno - mese)



Indicazione del lotto



Produttore



Istruzioni d'uso in pdf disponibili sul sito internet di assistenza clienti di Lidl.

## Dati tecnici

Materiale: 100 % gel TPE; 85 % poliammide, 15 % elasthan

## Uso conforme

Questo articolo è stato pensato per l'uso domestico.

### Indicazione:

- Lenisce i disturbi legati alla pressione e allo sfregamento

### Non utilizzare in caso di

- Disturbi vascolari
- Ferite aperte
- Dermatosi



## Indicazioni di sicurezza

### Pericolo di lesioni!

- Dovessero insorgere problemi durante l'uso, togliere la fasciatura immediatamente e consultare un medico.
- La fasciatura deve essere ben fissata ma non eccessivamente tesa. In caso di dubbi rivolgersi al proprio medico!
- Prima di ogni utilizzo accertarsi che la fasciatura non presenti strappi o danneggiamenti.
- L'articolo può essere utilizzato esclusivamente se in perfette condizioni.
- Non utilizzare l'articolo durante il sonno.
- Non utilizzare la fasciatura per più di 1-2 ore di seguito e di 6-8 ore nell'arco dell'intera giornata.


### Rischio di irritazioni o lesioni cutanee!

- In casi eccezionali sono possibili reazioni cutanee e irritazioni, così come reazioni allergiche.
- Lavare regolarmente le parti del corpo coperte con l'articolo per evitare irritazioni.
- Per evitare reazioni allergiche della pelle, quest'ultima non deve presentare gel, grassi, unguenti, oli o simili. Se dovessero presentarsi comunque dei problemi, rivolgersi immediatamente a un medico.



## Applicazione

Nota: La fasciatura può essere tagliata a seconda delle necessità.



### **ATTENZIONE!**

La fasciatura deve essere ben fissata ma non eccessivamente tesa. Assicurarsi che sia presente la vascolarizzazione delle dita di mani o piedi

fasciati. Non utilizzare la fasciatura per più di 1-2 ore di seguito e di 6-8 ore nell'arco dell'intera giornata. Posizionare la fasciatura come da figura sulle dita di mani e piedi.

## Pulizia e cura

- Prima del primo utilizzo della fasciatura, lavarla abbondantemente.
- Dopo il secondo o terzo utilizzo consigliamo di lavare nuovamente la fasciatura.
- Dopo il lavaggio sciacquare abbondantemente.
- Lavare solo con colori simili.



## Smaltimento

Smaltire l'articolo e i materiali dell'imballaggio in conformità con le direttive locali in vigore. I materiali di imballaggio, come ad esempio le pellicole, non devono essere alla portata dei bambini. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo non raggiungibile per i bambini.



Smaltire i prodotti e gli imballaggi in modo ecologico.



Il codice di riciclaggio ha lo scopo di contrassegnare i diversi materiali al fine di introdurli nel ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto dal simbolo del riciclo, che dovrebbe rappresentare il ciclo del riutilizzo, e un numero che indica di che materiale si tratta.

## **Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza**

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai clienti finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale deperimento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti ad usura (ad es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori, batterie ricaricabili oppure pezzi in vetro.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà - a nostra discrezione - da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 353736\_2010

 Assistenza Svizzera

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF/Min.,

telefonia mobile max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: [deltasport@lidl.ch](mailto:deltasport@lidl.ch)

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



**Read the following instructions for use carefully.**

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

This product conforms to medical device guideline 93/42/EEC.

## Scope of delivery

2 x finger bandages

2 x toe bandages

1 x instructions for use

## Symbols Used



Follow instructions for use



Manufacturing date (year - month)



Lot identification



Manufacturer



Instructions for use as PDF on the Lidl Service website.

## Technical Data

Material: 100% TPE gel; 85% polyamide, 15% elastane

## Designated Use

This product is intended for private use.

### Intended use:

- Alleviates pressure and friction discomfort

### Do not use if you have any

- Circulatory disorders
- Open wounds
- Skin diseases



## Safety Advice

### Risk of injury!


- If you experience any problems when wearing the bandage, remove it immediately and seek the advice of a doctor.
- Ensure that the bandage fits snugly but is not too tight. Ask your doctor if you are unsure!
- Check the bandage for tears or damage before every use.
- This bandage should only be used when in perfect condition.
- Do not wear this bandage during sleep.
- Do not wear the bandage continually for longer than 1-2 hours and no longer than 6-8 hours a day.

### Risk of skin reaction and irritation!

- In some cases, this bandage can cause skin to become irritated or cause an allergic reaction.
- Wash the areas of the skin which are to be covered by the bandage regularly in order to minimise skin reaction and irritation.
- In order to minimise skin reaction and irritation, the skin must be free of gel, grease, creams, balms, oils or similar. If problems persist, seek the advice of a doctor immediately.

## Using this article

Note: The bandage can be cut to the desired size as required.



### **WARNING!**

Ensure that the bandage fits snugly but is not too tight. Ensure that the blood circulation in the finger / toe is not affected. Do not wear the

bandage continually for longer than 1-2 hours and no longer than 6-8 hours a day. Pull the bandage over the fingers and toes as shown.

## Cleaning and Care

- Before using the bandage for the first time, wash it thoroughly.
- It is advisable to carry out a further wash after 2 or 3 times of use.
- After washing, you should rinse your bandage thoroughly.
- Wash with similar colours only.



## Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling. The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

## Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 353736\_2010

 Service Great Britain  
Tel.: 0800 404 7657  
E-Mail: [deltasport@lidl.co.uk](mailto:deltasport@lidl.co.uk)









**DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH**

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg  
GERMANY



2021-03



02021353736

Druckversion / Version imprimable / Versione stampata / Printable Version:  
2021-03

Delta-Sport-Nr.: BG-1417

01.15.2021 / PM 12:33

IAN 353736\_2010

1