



BATH SEAT

(GB) (IE) (NI)

BATH SEAT

Instructions for use

(FR) (BE)

SIÈGE DE BAIN

Notice d'utilisation

(DE) (AT) (CH)

BADEWANNENSITZ

Gebrauchsanweisung

(DK)

SÆDE TIL BADEKAR

Brugervejledning

(NL) (BE)

BADKUIP- ZITTING

Gebruiksaanwijzing

IAN 315318

(GB) (IE) (NI) (DK) (FR)
(BE) (NL) (DE) (AT) (CH)

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality item. Familiarise yourself with the item before using it for the first time.

 **Read the following instructions for use carefully.**

Only use this item in the manner described and for the purpose for which it is intended. Store these instructions for use carefully. When passing the item on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

1 x bath seat


1 x instructions for use

Technical data



Max. user weight: 150kg

Overall dimensions: approx. 75 x 23 x 18cm
(W x D x H)

 Date of manufacture (month/year):
05/2019

Intended use

This item is to be used exclusively as a bath seat, to facilitate easier washing.

The item has been developed for standard bathtubs with an inner dimension of 580–620mm. The item is not suitable for use by people with impaired mental abilities. It is intended for use in the bathing and shower area of a private bathroom and only by one person weighing a maximum of 150kg.

This item is not a medical device and was not developed for the rehabilitation and medical care of individuals.

Safety information

Risk of injury!

WARNING! Suffocation risk for children! Do not let children play unsupervised with the packaging material or the product.

- Keep children away from the product. They could try to stand on it or pull themselves up on it and topple over with it in the process.
- The item is not a toy!

- Use the item for its intended purpose only.
- The seat may only be used on a bathtub.
- The product may only be used by persons who are familiar with the safety instructions.
- The item may not be loaded by more than 150kg.
- Check the item for damage or wear before each use. Before each use, check that the item is sitting correctly and in the right position on the rim of the bathtub! The item should only be used if it is in perfect condition! Do not use the item if it is visibly damaged or you suspect it is damaged!
- Do not modify the item and do not attach any additional elements to it.
- The item may only be used on bathtubs where you are sure the support is stable and non-slip!
- Ensure that the item is lying securely on the rim of the bathtub!
- Only use the item when its surface temperature is quite safe. The surface of the item can acquire temperatures injurious to health due to hot water, sun rays, sauna conditions, extreme cold etc.
- Slip hazard! Check the seat is fitted securely before each use and make sure that the surface inside and outside the bath tub is non-slip.
- Smooth or damp surfaces can impair the non-slip properties.
- Do not lift with a person on it.
- Do not step on the seat.



Beware of damaging the item!

- Do not use caustic or abrasive detergents.
- No liability will be accepted for damages of any kind to the bath seat.
- Examine the item regularly every 3 months to check the screws and all connections are fitting tightly and correctly and retighten if necessary. Contact the product hotline if you are in doubt.

Putting the seat on (Fig. A)

Caution!

- The item may only be used on bathtubs where you are sure the support is stable and non-slip!

Caution!

- Make sure that all four handles of the item are lying securely on the rim of the bath!
- Place the item on the rim of the bathtub as shown in Fig. A.

Use

Get into the bath and sit down on the seat carefully.

Repairs

Do not modify the item and do not repair it yourself! Purchase spare parts from the manufacturer or a specialist shops only. Improper repairs can cause unforeseen harm!

Maintenance

Clean the item as needed with a damp cloth and use a mild detergent if required. Afterwards, dry the item completely before using it again.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts.

Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 315318

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland

NI Tel.: 1890 930 034

(0,08 EUR/Min., (peak))

(0,06 EUR/Min., (off peak))

E-Mail: deltasport@lidl.ie

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.

Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang


1 x sæde til badekar
1 x brugervejledning

Tekniske data



Maks. brugervægt: 150 kg

Mål i alt: ca. 75 x 23 x 18 cm (b x d x h)

 Fremstillingsdato (måned/år): 05/2019

Bestemmelsesmæssig brug

Dette produkt er kun beregnet som badekarsæde for at lette personlig hygiejne. Produktet er udviklet til standardbadekar med et indvendigt mål på 580 – 620 mm. Produktet er ikke egnet til brug af personer med psykiske handicap. Det er beregnet til brug i bade- og bruseområdet i et privat badeværelse og må kun anvendes af en person op til maksimalt 150 kg. Dette produkt er ikke et medicinsk produkt og er ikke udviklet til brug inden for rehabilitering og medicinsk behandling af personer.

Sikkerhedsanvisninger

Fare for kvæstelser!

ADVARSEL! Kvælningsfare for børn! Lad ikke børn lege med emballagematerialet eller produktet uden opsyn.

- Hold børn på afstand af produktet. De kan forsøge at stille sig på eller løfte sig op i produktet og derved komme til at falde.
- Produktet er ikke legetøj!

- Produktet må kun anvendes i overensstemmelse med den bestemmelsesmæssige brug.
- Produktet må udelukkende anvendes på et badekar.
- Produktet må kun anvendes til transport af personer, som er fortrolige med sikkerhedsanvisningerne.
- Produktet må maksimalt belastes med 150 kg.
- Kontroller produktet for skader og slitage inden hver brug. Kontrollier inden hver brug, at produktet er placeret korrekt på kanten af badekarret! Produktet må kun anvendes i fejlfri stand! Anvend ikke produktet med synlige og formodede skader!
- Undlad at modificere produktet, og fastgør ikke ekstra elementer.
- Produktet må kun anvendes på badekar, der udgør et stabilt og skridsikkert underlag!
- Sørg for, at produktet hviler sikkert på kanten af badekarret!
- Produktet må kun anvendes, når overfladernes temperatur er sikker. Produktets overflade kan på grund af varmt vand, sollys, saunaforhold, ekstrem kulde osv. kan produktets overflade opnå sundhedsskadelige temperaturer.
- Fare for at glide! Kontroller inden hver brug, at produktet står sikkert, og sørg for, at der er et skridsikkert underlag både i og uden for badekarret.
- Glatte eller våde overflader kan forringe de skridhæmmende egenskaber.
- Må ikke løftes med en person på.
- Stå ikke på sædet.



Forsigtig, materielle skader!

- Anvend ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler.
- Producenten påtager sig intet ansvar for skader af nogen art på badekarret.
- Produktet skal hver 3. måned kontrolleres for, om skrue og alle samlinger sidder fast, og om nødvendigt efterspændes. Kontakt vores produkt-hotline i tvivlstilfælde.

Brug (fig. A)

Forsigtig!

- Produktet må kun anvendes på badekar, der udgør et stabilt og skridsikkert underlag!

Forsigtig!

- Sørg for, at produktet ligger med alle fire beslag på kanten af badekarret!
- Sæt produktet på kanten af badekarret som vist på figur A.

Brug

Træd op i badekarret, og sæt dig forsigtigt på produktet.

Reparation

Foretag ingen modifikationer eller reparationer af produktet på egen hånd! Anskaf kun reservedele via producenten eller forhandleren. Forkerte reparationer kan medføre uforudsete skader!

Pleje

Rengør produktet efter behov med en fugtig klud og om nødvendigt lidt mildt rengøringsmiddel. Tør derefter produktet helt af, før du bruger det igen.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Bortskaf artikel og emballage i overensstemmelse med lokalt gældende forskrifter. Embalagematerialer som f.eks. plastposer hører ikke hjemme i børnehænder. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.



Bortskaf produkter og emballage miljørigtigt.



Genbrugskoden anvendes til mærkning af forskellige materialer med henblik på genvinding.

Koden består af genbrugssymbolet – som afspejler genvindingskredsløbet – og et nummer, der kendetegner materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Produktet er fremstillet med største omhu og under vedvarende kontrol. Der ydes en garanti på tre år fra købsdatoen på dette produkt. Opbevar venligst kvitteringen fra købet.

Garantien gælder kun for materiale- og fabrikationsfejl og bortfalder ved misbrug eller u hensigtsmæssig anvendelse. Deres lovpligtige rettigheder, særligt garantikrav, begrænses ikke af denne garanti.

Ved eventuelle klager bedes du henvende dig til nedenstående service-hotline eller tage kontakt til os via e-mail. Medarbejderne i vores kundetjeneste vil så aftale den videre fremgangsmåde med dig. Vi vil under alle omstændigheder rådgive dig personlig.

Garantiperioden forlænges ikke ved eventuelle reparationer inden for garantien eller ved kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Efter udløb af garantien er forefaldende reparationer forbundet med omkostninger.

IAN: 315318

 Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: deltasport@lidl.dk

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

1 siège de bain


1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques



Poids maximal de l'utilisateur : 150 kg

Dimensions totales : env. 75 x 23 x 18 cm
(La x P x H)

 Date de fabrication (mois/année) :
05/2019

Utilisation conforme à sa destination

L'article doit être exclusivement utilisé comme siège de bain, afin de faire sa toilette plus facilement.

L'article est adapté à toutes les baignoires disponibles dans le commerce d'une dimension intérieure de 580 - 620 mm. L'article n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes aux capacités mentales limitées. Il est prévu pour une utilisation dans la baignoire/douche d'une salle de bain privée et pour être utilisé par une seule personne de 150 kg maximum.

Cet article n'est pas un dispositif médical et n'a pas été conçu pour la rééducation et la prise en charge médicale des personnes.

Consignes de sécurité

Risque de blessure !

AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement pour les enfants ! Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec le matériel d'emballage ou l'article.

- Tenez les enfants éloignés de l'article. Ils pourraient essayer de monter dessus ou de s'y hisser et ainsi de basculer avec l'article.
- L'article n'est pas un jouet !
- Utilisez uniquement cet article conformément à l'utilisation prévue.
- Utilisez l'article exclusivement dans une baignoire.
- L'article doit être uniquement utilisé par des personnes familiarisées avec les consignes de sécurité.
- L'article ne doit pas supporter plus de 150 kg.
- Vérifiez l'article avant chaque utilisation en vue de détecter des détériorations ou de l'usure. Avant chaque utilisation, contrôler le bon positionnement de l'article sur le bord de la baignoire. L'article doit être uniquement utilisé dans un état impeccable ! N'utilisez pas l'article s'il présente des détériorations visibles et supposées.
- Ne modifiez pas l'article et n'y attachez aucun élément supplémentaire.
- L'article ne doit être utilisé que sur des baignoires qui garantissent un support stable et antidérapant !
- Veillez à ce que l'article soit correctement posé sur le bord de la baignoire !
- Utilisez uniquement cet article lorsque la température de la surface est sans risques. L'eau chaude, le rayonnement du soleil, les conditions régnant dans un sauna, le froid extrême etc. peuvent faire en sorte que la surface de l'article présente des températures dangereuses pour la santé.
- Risque de glissade ! Vérifiez la stabilité de l'article avant chaque utilisation et veillez à ce qu'un tapis antidérapant se trouve dans et en dehors de la baignoire.
- Des surfaces lisses ou humides risquent de détériorer les propriétés anti-dérapantes.
- Ne pas lever avec une personne dessus.

- Ne pas marcher sur le siège.



Attention aux dommages matériels !

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs et abrasifs.
- Aucune garantie ne sera accordée pour des détériorations de ce genre sur la baignoire.
- La solidité et la bonne fixation des vis de l'article, ainsi que tous les raccords doivent être vérifiés régulièrement tous les 3 mois et ceux-ci doivent être resserrés si nécessaire. En cas de doute contacter la ligne téléphonique produit.

Utilisation (fig. A)

Attention !

- L'article ne doit être utilisé que sur des baignoires qui garantissent un support stable et antidérapant !

Attention !

- Veillez à ce que l'article soit correctement posé sur le bord de la baignoire avec les quatre poignées support !

Placez l'article comme illustré en fig. A sur le bord de la baignoire.

Utilisation

Montez dans la baignoire et asseyez-vous prudemment sur l'article.

Réparations

N'apportez aucune modification au produit et ne le réparez pas vous-même ! Achetez les pièces détachées exclusivement auprès du fabricant ou du revendeur spécialisé. Des réparations incorrectes peuvent entraîner des détériorations imprévisibles !

Entretien

Nettoyez l'article avec un chiffon humide et éventuellement un peu de produit de nettoyage doux si nécessaire.

Séchez ensuite entièrement l'article avant de le réutiliser.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage.

Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent.

Vous avez sur ce produit une garantie de trois ans à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse. La garantie est uniquement valable pour les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de maniement incorrect ou non conforme. Vos droits légaux, tout particulièrement les droits relatifs à la garantie, ne sont pas limités par cette garantie. En cas d'éventuelles réclamations, veuillez vous adresser à la hotline de garantie indiquée ci-dessous ou nous contacter par e-mail. Nos employés du service client vous indiqueront la marche à suivre le plus rapidement possible. Nous vous renseignerons personnellement dans tous les cas. La période de garantie n'est pas prolongée par d'éventuelles réparations sous la garantie, les garanties implicites ou le remboursement.

Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les réparations nécessaires sont à la charge de l'acheteur à la fin de la période de garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 315318

(FR) Service France
Tel. : 0800 919270
E-Mail : deltasport@lidl.fr

(BE) Service Belgique
Tel. : 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

 **Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.**

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

1 x badkuip- zitting

1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens



Max. gewicht van de gebruiker: 150 kg

Afmetingen totaal: ca. 75 x 23 x 18 cm
(b x d x h)



Productiedatum (maand/jaar): 05/2019

Beoogd gebruik

Dit artikel dient uitsluitend te worden gebruikt als badzitting, om zo het wassen te vereenvoudigen. Het artikel is ontwikkeld voor in de handel verkrijgbare badkuipen met een binnenmaat van 580 - 620 mm. Het artikel is niet geschikt voor gebruik door personen met geestelijke beperkingen. Het artikel is bestemd voor gebruik in bad- en doucheruimten in een particuliere badkamer en mag door één persoon van maximaal 150 kg worden gebruikt.

Het artikel is geen medisch product en is niet geschikt voor gebruik tijdens revalidatiebehandelingen of voor medische verzorging van personen.



Veiligheidstips



Kans op lichamelijk letsel!

WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar voor kinderen! Laat kinderen niet zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal of het artikel spelen.

- Houd kinderen uit de buurt van het artikel. Ze zouden kunnen proberen op het artikel te gaan staan of zich eraan omhoog te trekken en met het artikel en al kunnen omkiepen.
- Dit artikel is geen speelgoed.
- Gebruik het artikel alleen conform het beoogde gebruik.
- Gebruik het artikel uitsluitend in een badkuip.
- Het artikel mag alleen worden gebruikt door personen die op de hoogte zijn van de veiligheidstips.
- Het artikel mag tot maximaal 150 kg worden belast.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Controleer voor elk gebruik of het artikel op de juiste manier op de rand van de badkuip is geplaatst. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt! Gebruik het artikel niet wanneer het zichtbaar is beschadigd of u vermoedt dat het beschadigd is.
- Breng geen veranderingen aan het artikel aan en bevestig geen extra onderdelen.
- Het artikel mag uitsluitend worden gebruikt op badkuipen waarin een stabiele en slipvrije plaatsing kan worden gegarandeerd.
- Let erop dat het artikel stevig op de rand van de badkuip ligt.
- Gebruik het artikel alleen wanneer de temperatuur van de oppervlakken geen problemen kunnen opleveren. Onder invloed van heet water, zonnestralen, omstandigheden in een sauna, extreme koude enzovoort kan het oppervlak van het artikel temperaturen aannemen die schadelijk zijn voor de gezondheid.
- Kans op uitglijden! Controleer voor elk gebruik of het artikel stevig is geplaatst en zorg ervoor dat zich zowel in als naast het bad een slipvrije ondergrond bevindt.
- Gladde of vochtige oppervlakken kunnen de antislip eigenschappen verslechteren.
- Til het artikel niet met gebruiker en al op.
- Ga niet op de badzitting staan.



Let op voor materiële schade!

- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
- Enige schade aan de badkuip is uitgesloten van de garantie.
- Controleer elke 3 maanden of de schroeven van het artikel nog vastzitten, of alle verbindingen nog op de juiste plaats zitten en draai schroeven indien nodig aan. Neem bij twijfel contact op met de product-hotline.

Gebruik (afb. A)

Let op!

- Het artikel mag uitsluitend worden gebruikt op badkuipen waarin een stabiele en slipvrije plaatsing kan worden gegarandeerd.

Let op!

- Let erop dat het artikel stevig met alle vier de steunen op de rand van de badkuip ligt.

Plaats het artikel op de rand van de badkuip, zoals weergegeven in afbeelding A.

Gebruik

Stap in de badkuip en ga voorzichtig op het artikel zitten.

Reparatie

Breng geen veranderingen aan het product aan en repareer het artikel niet zelf. Betrek vervangingsonderdelen alleen bij de fabrikant of een specialist. Door onakkundig uitgevoerde reparaties kan onvoorziene schade ontstaan.

Onderhoud

Reinig het artikel indien nodig met een vochtige doek en eventueel met een zacht schoonmaakmiddel.

Droog het artikel volledig af voordat u het opnieuw gebruikt.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.



Voer de producten en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen te kenmerken ten behoeve van hergebruik via het recyclingproces. De code bestaat uit het recyclingsymbool, dat het recyclingproces weerspiegelt, en een getal dat het materiaal identificeert.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het product is geproduceerd met grote zorg en onder voortdurende controle. U ontvangt een garantie van drie jaar op dit product, vanaf de datum van aankoop. Bewaar alstublieft uw aankoopbewijs. De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en vervalt bij foutief of oneigenlijk gebruik. Uw wettelijke rechten, met name het garantierecht, worden niet beïnvloed door deze garantie.

In geval van reclamaties dient u zich aan de beneden genoemde service-hotline te wenden of zich per e-mail met ons in verbinding te zetten. Onze servicemedewerkers zullen de verdere handelswijze zo snel mogelijk met u afspreken. Wij zullen u in ieder geval persoonlijk te woord staan. De garantieperiode wordt na eventuele reparaties en op basis van de garantie, wettelijke garantie of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde delen. Na afloop van de garantieperiode dienen eventuele reparaties te worden betaald.

IAN: 315318



Service België

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.be



Service Nederland

Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

 **Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.**

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang


1 x Badewannensitz
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten



Max. Benutzergewicht: 150 kg

Maße gesamt: ca. 75 x 23 x 18 cm (B x T x H)

 Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 05/2019

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist ausschließlich als Badewannensitz zu verwenden, um ein leichteres Waschen zu ermöglichen.

Der Artikel ist für handelsübliche Badewannen mit einem Innenmaß von 580 - 620 mm entwickelt worden. Der Artikel ist nicht geeignet, um von Personen mit geistigen Einschränkungen verwendet zu werden. Er ist für den Gebrauch im Bade- und Dusch-Bereich eines privaten Badezimmers vorgesehen und nur von einer Person bis maximal 150 kg zu verwenden.

Dieser Artikel ist kein Medizinprodukt und nicht für den Bereich Rehabilitation und medizinische Betreuung von Personen entwickelt worden.

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

WARNING! Erstickungsgefahr für Kinder!
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial oder dem Artikel spielen.

- Halten Sie Kinder von dem Artikel fern. Sie könnten versuchen, sich darauf zu stellen oder daran hochzuziehen und dabei mit dem Artikel umkippen.
- Der Artikel ist kein Spielzeug!
- Verwenden Sie den Artikel nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Verwenden Sie den Artikel ausschließlich an einer Badewanne.
- Der Artikel darf nur von Personen verwendet werden, die mit den Sicherheitshinweisen vertraut sind.
- Der Artikel darf maximal mit 150 kg belastet werden.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch den richtigen Sitz und die richtige Position des Artikels auf dem Badewannenrand! Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden! Verwenden Sie den Artikel nicht bei sichtbaren und vermuteten Beschädigungen!
- Verändern Sie nicht den Artikel und befestigen Sie keine zusätzlichen Elemente.
- Der Artikel darf nur auf Badewannen, die eine stabile und rutschfeste Auflage sicherstellen, verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass der Artikel sicher auf dem Badewannenrand liegt!
- Verwenden Sie den Artikel nur, wenn die Temperatur der Oberflächen unbedenklich ist. Durch heißes Wasser, Sonneneinstrahlung, Saunabedingungen, extreme Kälte etc. kann die Oberfläche des Artikels gesundheitsschädliche Temperaturen annehmen.
- Rutschgefahr! Überprüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf festen Stand und achten Sie darauf, dass sich außerhalb und innerhalb der Badewanne eine rutschfeste Unterlage befindet.
- Glatte oder feuchte Oberflächen können die rutschhemmenden Eigenschaften verschlechtern.
- Nicht mit Person anheben.
- Nicht auf den Sitz treten.



Vorsicht vor Sachschäden!

- Verwenden Sie keine ätzenden und scheuern- den Reinigungsmittel.
- Für Schäden jeglicher Art an der Badewanne wird keine Haftung übernommen.
- Den Artikel regelmäßig alle 3 Monate auf Festigkeit und korrekten Sitz der Schrauben sowie aller Verbindungen überprüfen und bei Bedarf nachziehen. Im Zweifelsfall bitte die Produkt-Hotline kontaktieren.

Anwenden (Abb. A)

Achtung!

- Der Artikel darf nur auf Badewannen, die eine stabile und rutschfeste Auflage sicherstellen, verwendet werden!

Achtung!

- Achten Sie darauf, dass der Artikel sicher mit allen vier Auflagegriffen auf dem Badewannenrand liegt!

Setzen Sie den Artikel, wie in Abbildung A dargestellt, auf den Badewannenrand.

Gebrauch

Steigen Sie in die Badewanne und setzen Sie sich vorsichtig auf den Artikel.

Reparatur

Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor und reparieren Sie den Artikel nicht selbst! Beziehen Sie Ersatzteile nur durch den Hersteller oder vom Fachhändler. Durch unsachgemäße Reparaturen können unvorhersehbare Schäden entstehen!

Pflege

Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls etwas mildem Reinigungsmittel.

Trocknen Sie den Artikel danach vollständig ab, bevor Sie ihn erneut verwenden.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerschwinglich auf.



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling).

Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten. Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 315318

DE Service Deutschland

Tel.: 0800-5435111

E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,

Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



05/2019

Delta-Sport-Nr.: BS-5076

IAN 315318

60