



## DIAGNOSEWAAGE / BODY ANALYSER SCALES / PÈSE-PERSONNE IMPÉDANCEMÈTRE SBF 77

DE AT CH

### DIAGNOSEWAAGE

Kurzanleitung

FR BE

### PÈSE-PERSONNE IMPÉDANCEMÈTRE

Mode d'emploi rapide

PL

### WAGA DIAGNOSTYCZNA

Krótki instrukcja

SK

### DIAGNOSTICKÁ VÁHA

Krátky návod

DK

### KROPSANALYSEVÆGT

Kort vejledning

GB IE

### BODY ANALYSER SCALES

Quick start guide

NL BE

### DIAGNOSEWEEGSCHAAL

Korte handleiding

CZ

### DIAGNOSTICKÁ VÁHA

Krátky návod










ES

### BÁSCULA CON MEDICIÓN DE GRASA CORPORAL

Guía rápida



DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	5
GB/IE	Quick start guide	Page	17
FR/BE	Mode d'emploi bref	Page	29
NL/BE	Korte handleiding	Pagina	43
PL	Krótki instrukcja	Strona	55
CZ	Stručný návod	Strana	67
SK	Krátky návod	Strana	79
ES	Guía rápida	Página	91
DK	Kort vejledning	Side	103



<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite 6
<b>Einleitung</b> .....	Seite 6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	Seite 7
Teilebeschreibung.....	Seite 7
Technische Daten.....	Seite 7
<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b> .....	Seite 8
<b>Messprinzip</b> .....	Seite 10
<b>Inbetriebnahme</b> .....	Seite 11
Batterien einsetzen / austauschen.....	Seite 11
Diagnosewaage aufstellen.....	Seite 11
Inbetriebnahme mit App „HealthForYou“.....	Seite 11
Inbetriebnahme ohne App (alternativ).....	Seite 12
<b>Bedienung</b> .....	Seite 13
Messung durchführen.....	Seite 13
Nur Gewicht messen.....	Seite 14
Diagnosewaage ausschalten.....	Seite 14
Benutzerzuweisung.....	Seite 14
Zugewiesene Messwerte übertragen.....	Seite 14
Abruf gespeicherter Messwerte auf der Waage.....	Seite 14
Waagendaten löschen.....	Seite 15
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	Seite 15
<b>Entsorgung</b> .....	Seite 15
<b>Garantie / Service</b> .....	Seite 16
<b>Richtlinien / Bestimmungen</b> .....	Seite 16
Konformitätserklärung.....	Seite 16
Datenschutzbestimmung.....	Seite 16

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Bedienungsanleitung lesen!		Kippgefahr: Stellen Sie sich mittig auf die Wiegefläche.
	Gleichstrom/-spannung		Stellen Sie die Waage auf einen ebenen Untergrund, nicht auf Teppich.
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Rutschgefahr: Betreten Sie die Waage nicht mit nassen Füßen.
	Sicherheitshinweise		Verpackung und Waage umweltgerecht entsorgen!
	Handlungsanweisungen		Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
	Kinder von der Waage fernhalten!		Produkt entspricht den produkt-spezifisch geltenden europäischen Richtlinien.
	Vorsicht! Explosionsgefahr!		Nicht geeignet für Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher)
	Schutzhandschuhe tragen!		Verpackung aus verantwortungsvollen Quellen
	Datenübertragung per Bluetooth® low energy technology		Belasten Sie die Waage nicht über 180 kg / 396 lb / 28 st.
	3 Jahre Garantie		
	Hersteller		Das UKCA-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden Normen des Vereinigten Königreiches.

## Diagnosewaage SBF 77

### ● Einleitung



Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung, mit welcher Sie Ihr Produkt sofort in Betrieb nehmen können.

Sie können die vollständige Bedienungsanleitung unter <http://www.lidl-service.com> herunterladen. Lesen Sie vor der Benutzung des Produkts die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Kurzanleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## ● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Waage dient zur Ermittlung des Gewichts, Körperfetts und -wassers sowie des Muskelanteils und der Knochenmasse von Menschen und zur Berechnung des Grund- und Aktivitätumsatzes. Die Waage darf nicht von Schwangeren, Dialysepatienten, Menschen mit Ödemen sowie Trägern von Herzschrittmacher oder anderen medizinischen Implantaten verwendet werden. Die Waage ist nur zur Eigenanwendung und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung der Waage ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen der Waage führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswidriger Anwendung liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.




**Hinweis:** Die Messungen und Empfehlungen besitzen keine medizinische Relevanz. Falls sich Ihr Körperfett- und -wasseranteil dauerhaft über oder unter dem Normalbereich befindet, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

## ● Teilebeschreibung

- 1 LC-Display
- 2 ▼-Taste
- 3 SET-Taste
- 4 ▲-Taste
- 5 Mode-Taste
- 6 Batteriefach
- 6a Batteriefachverschluss
- 7 Wiegefläche
- 8 Elektrode

### LC-Display

- 9 Messwert Gewicht
- 10 Eingestellte Gewichtseinheit (st, lb oder kg)
- 11 BMR Grundumsatz
- 12 AMR Aktivitätumsatz
- 13 Energieumsatz in kcal
- 14 Alter

- 15 Körperdatenanzeige in % oder nach Gewicht in lb oder kg
- 16 Messwerte Körperdaten
- 17 Initialen des Benutzers, unbekannte Messung „--“
- 18 Geschlecht
- 19 Datum / Uhrzeit / Geburtstag
- 20 Synchronisierungs-Symbol beim Senden von Messungen
- 21 Bluetooth®-Symbol für Verbindung zwischen Diagnosewaage und Smartphone
- 22 Aktivitätsgrad
- 23 Körperdaten-Modus BMI (Body-Mass-Index) / BF (Körperfettanteil) /  (Körperwasseranteil) /  (Muskelanteil) /  (Knochenmasse)

## ● Technische Daten

Maße Wiegefläche:	ca. 30 x 30 x 2,5 cm (B x T x H)
Batterie:	3 x 1,5 V-Batterie (Typ AAA)
Maximale Tragkraft:	180 kg / 396 lb / 28 st
Messeinteilung (Gewicht, Knochenmasse):	0,1 kg / 0,2 lb / 0,2 lb
Messeinteilung (Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil):	0,1 %
Messeinteilung (Kalorien):	1 kcal
Material:	Sicherheitsglas, Kunststoff, Metall

### Datenübertragung

per Bluetooth®  
low energy technology

Das Produkt verwendet Bluetooth® low energy technology, Frequenzband 2,402 - 2,480 GHz, Sendeleistung max. 5 dBm. Die Liste der kompatiblen Smartphones, Informationen zur „HealthForYou App“ und Software sowie Näheres zu den Geräten finden Sie unter folgendem Link: [www.healthforyou.lidl](http://www.healthforyou.lidl)



Systemvoraussetzungen für die „HealthForYou“-Web-Version	MS Internet Explorer MS Edge Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari (in jeweils aktueller Version)
--	---

Systemvoraussetzungen für die „HealthForYou“ App	iOS ab Version 12.0, Android™ ab Version 8.0, ab Bluetooth® 4.0.
--	--


Änderungen der technischen Angaben ohne Benachrichtigung sind aus Aktualisierungsgründen vorbehalten.

## WICHTIGE ANWEISUNGEN – FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!




### Wichtige Sicherheitshinweise

**⚠️ WARNUNG!** Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschäden verursachen. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit bzw. der Gesundheit Dritter, sondern auch zum Schutz der Waage. Beachten Sie daher diese Sicherheitshinweise und übergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe der Waage.

- 
**⚠️ WARNUNG!**  
**LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Gerät. Andernfalls besteht Lebensgefahr durch Erstickung. Halten

Sie Kinder stets vom Gerät fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- 
**⚠️ WARNUNG!** Das Produkt ist nicht geeignet für Personen mit medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher). Die Messspannung der bioelektrischen Impedanzanalyse



der Waage kann die Funktion solcher Implantate beeinträchtigen.

- Nicht während der Schwangerschaft benutzen.



### **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**

Belasten Sie die Waage nicht über 180 kg / 396 lb / 28 st. Sie könnte sonst beschädigt werden.

-   **VORSICHT! VERLETZUNGS-**

**GEFAHR!** Betreten Sie die Waage nicht mit nassen Füßen und nutzen Sie die Waage nicht, wenn die Trittpläche feucht ist. Andernfalls können Sie ausrutschen.

-  **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**

Steigen Sie nicht einseitig auf den äußersten Rand der Diagnosewaage: Kippgefahr!

- Schützen Sie die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizkörper).
- Setzen Sie das Gerät
  - keinen starken mechanischen Beanspruchungen,
  - keiner direkten Sonneneinstrahlung,

- keinen starken elektromagnetischen Feldern (z. B. Mobiltelefone) aus.

Andernfalls droht Beschädigung des Gerätes.

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Entfernen Sie bei Störungen oder defektem Gerät die Batterien. Andernfalls besteht erhöhte Auslaufgefahr.

**⚠️ WARNUNG!** Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Verletzungen und Beschädigungen am Gerät können die Folge sein. Lassen Sie Reparaturen nur von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft durchführen.

- **VORSICHT!** Lagern Sie die Waage außerhalb von Durchgängen. Andernfalls können Sie darüber stolpern.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.




### **Gefahren im Umgang mit Batterien**

-  **VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!**

Batterien niemals wieder aufladen, kurzschließen, mechanisch

verformen, zerkleinern oder öffnen. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein. Verwenden Sie niemals inkorrekte oder unterschiedliche Batterietypen. Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser und legen Sie sie niemals auf heiße Oberflächen. Die Batterien können explodieren. Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen über 50 °C, die auf Batterien einwirken können, z. B. auf Heizkörpern, Feuer, Ofen. Andernfalls besteht Explosionsgefahr oder Auslaufgefahr von entflammablem Gas oder Flüssigkeit.

- Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität!
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen!
- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten, falls Flüssigkeit aus den Batterien ausgetreten ist. Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wurden, aus dem Gerät.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Bei Nichtbeachtung der Hinweise können die Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden. Es besteht dann die Gefahr des Auslaufens. Falls die Batterien in Ihrem Gerät ausgelaufen sein sollten, entnehmen Sie diese sofort, um Schäden am Gerät vorzubeugen!
-  Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden.

### ● Messprinzip

Diese Diagnosewaage arbeitet mit dem Prinzip der Bioelektrischen-Impedanz-Analyse (BIA). Dabei wird innerhalb von Sekunden durch einen nicht spürbaren, völlig unbedenklichen und ungefährlichen Strom eine Bestimmung von Körperanteilen ermöglicht. Mit dieser Messung des elektrischen Widerstandes (Impedanz) und der Einberechnung von Konstanten bzw. individuellen Werten (Alter, Größe, Geschlecht, Aktivitätsgrad) können der Körperfettanteil und weitere Größen im Körper bestimmt werden.

Muskelgewebe und Wasser haben eine gute elektrische Leitfähigkeit und daher einen geringeren Widerstand. Knochen und Fettgewebe hingegen haben eine geringe Leitfähigkeit, da die Fettzellen und Knochen durch sehr hohen Widerstand den Strom kaum leiten. Beachten Sie, dass die von der Diagnosewaage ermittelten Werte nur eine Annäherung an die medizinischen, realen Analysewerte des Körpers darstellen. Nur der Facharzt kann mit medizinischen Methoden (z. B. Computertomografie) eine exakte Ermittlung von Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochenbau durchführen. Beachten Sie, dass technisch bedingt Messtoleranzen möglich sind, da es sich um keine geeichte Diagnosewaage für den professionellen, medizinischen Gebrauch handelt.

Das Produkt ist nicht für folgenden Personenkreis geeignet, da bei der Ermittlung des Körperfetts und der weiteren Werte abweichende und nicht plausible Ergebnisse auftreten können:

- Kindern unter ca. 10 Jahren

**Hinweis:** Bei Kindern von 8 – 10 Jahren ist das Gerät nur zur Gewichtsmessung geeignet.

- Leistungssportlern und Bodybuildern,
- Personen mit Fieber, in Dialysebehandlung, Ödem-Symptomen oder Osteoporose,
- Personen, die kardiovaskuläre Medizin einnehmen (Herz und Gefäßsystem betreffend),
- Personen, die gefäßerweiternde oder gefäßverengende Medikamente einnehmen,
- Personen mit erheblichen anatomischen Abweichungen an den Beinen bezüglich der Gesamtkörpergröße (Beinlänge erheblich verkürzt oder verlängert).

## ● Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie, ob alle im Lieferumfang angegebenen Teile enthalten sind.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

## ● Batterien einsetzen / auswechseln


Vor der ersten Inbetriebnahme müssen die Batterien eingelegt werden.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs indem Sie den Batteriefachverschluss [6a] mit dem Finger ein- und hochdrücken (siehe Abb. A).
- Legen Sie die drei mitgelieferten Batterien (mit der korrekten Polung) in das Batteriefach [6]. Achten Sie auf die Markierungen im Batteriefach [6].
- Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder, bis sie hörbar einrastet.

**Hinweis:** Im LC-Display [1] erscheint die Anzeige „USE APP“ für ca. 10 Minuten. Zeigt das Produkt keine Funktion, entfernen Sie die Batterien und setzen Sie sie erneut ein.

**Hinweis:** Bei späterem Batteriewechsel bleiben alle gespeicherten Daten erhalten.

## ● Diagnosewaage aufstellen

-  Stellen Sie das Produkt auf einen festen, ebenen Untergrund. Das Produkt ist nicht für Teppichböden geeignet. Ein fester Bodenbelag ist Voraussetzung für eine korrekte Messung.

## ● Inbetriebnahme mit App „HealthForYou“

Die App „HealthForYou“ ist im Apple App Store und bei Google Play kostenlos verfügbar.

- Aktivieren Sie Bluetooth® in den Einstellungen des Smartphones.
- Um eine Bluetooth®-Verbindung zu gewährleisten, bleiben Sie mit dem Smartphone / Tablet in Bluetooth®-Reichweite des Produkts.
- Installieren Sie „HealthForYou“ aus dem Apple App Store / Google Play.
- Starten Sie die App und folgen Sie den Anweisungen. Im Einstellungsmenü der App die Waage auswählen. Im Waagendisplay wird ein zufallsgenerierter sechsstelliger PIN-Code angezeigt (s. Abb. C). Dieser besteht aus Initial- [17] und Messwerte-Anzeige [16]. Zeitgleich erscheint auf dem Smartphone ein Eingabefeld (Kopplungsanforderung), in das Sie diesen sechsstelligen PIN-Code eingeben müssen.

- Folgende Einstellungen müssen in der App „HealthForYou“ eingegeben werden:

Benutzerdaten	Einstellbare Werte
Initialen / Namenskürzel	maximal 3 Buchstaben oder Zahlen (für bis zu 8 Benutzer)
Körpergröße	100 bis 220 cm (3' 3,5" bis 7' 2,5")
Geburtstag	Jahr, Monat, Tag (Alter: 10–100 Jahre)
Geschlecht	Männlich (♂), weiblich (♀)
Aktivitätsgrad (✳)	1 bis 5 Bei der Auswahl des Aktivitätsgrades ist die mittel- und langfristige Betrachtung entscheidend.

Aktivitätsgrad	Körperliche Aktivität
1	Keine
2	Geringe: Wenige und leichte körperliche Anstrengungen (z. B. Spazierengehen, leichte Gartenarbeit, gymnastische Übungen)
3	Mittlere: Körperliche Anstrengungen, mindestens 2 bis 4 mal pro Woche, jeweils 30 Minuten
4	Hohe: Körperliche Anstrengungen, mindestens 4 bis 6 mal pro Woche, jeweils 30 Minuten
5	Sehr hohe: Intensive körperliche Anstrengungen, intensives Training oder harte körperliche Arbeit, täglich, jeweils mindestens 1 Stunde

Nach Aufforderung der App die Benutzerzuordnung durchführen.

- Für die automatische Personenerkennung muss die erste Messung Ihren persönlichen Benutzerdaten zugewiesen werden. Folgen Sie dazu

den Anweisungen der App. Steigen Sie hierzu barfuß auf die Diagnosewaage und achten Sie darauf, dass Sie ruhig und mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung mit beiden Beinen auf den Elektroden stehen.

## ● Inbetriebnahme ohne App (alternativ)

### Hinweis:

Wir empfehlen die Inbetriebnahme und Durchführung aller Einstellungen mit der App „HealthForYou“. Führen Sie diesen Schritt daher nur aus, wenn die Inbetriebnahme gänzlich ohne App durchgeführt werden soll.

Bei Inbetriebnahme mit App wechseln Sie direkt zum Kapitel „Bedienung“.

- Drücken Sie die SET-Taste **[3]**, während „USE APP“ blinkt, um die Einstellungen von Jahr / Monat / Tag sowie Stunde / Minute durchzuführen. Sollte „USE APP“ nicht blinken, so belasten Sie die Waage kurz.
- Drücken Sie dazu die Tasten ▼ **[2]** und ▲ **[4]**. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen durch Drücken der SET-Taste **[3]**. Im LC-Display **[1]** erscheint die Anzeige „0.0“.
- Drücken Sie nun erneut die SET-Taste **[3]**. Im LC-Display **[1]** erscheint die Anzeige „P01“ bzw. die Nummer des zuletzt verwendeten Waagen-Benutzerspeichers.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼ **[2]** und ▲ **[4]** Ihren Benutzerspeicher aus (P-01 bis P-08) und drücken Sie die SET-Taste **[3]** zur Bestätigung.
- Führen Sie Ihre Einstellungen, wie Geschlecht, Initialen, Körpergröße, Geburtstag (Jahr / Monat / Tag) sowie Aktivitätsgrad durch (siehe „Inbetriebnahme mit App „HealthForYou“ (Tabelle)).
- Bestätigen Sie dies jeweils durch Drücken der SET-Taste **[3]**.

Am Ende Ihrer Eingaben erscheint die 4-stellige Benutzer-PIN. Diese wird für die eventuell spätere App-Anmeldung benötigt. Im LC-Display **[1]** erscheint anschließend die Anzeige „0.0“.

**Hinweis:** Für die automatische Personenerkennung muss die erste Messung Ihren persönlichen Benutzerdaten zugewiesen werden. Steigen Sie idealerweise barfuß auf die Waage und achten Sie darauf, dass Sie ruhig und mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung mit beiden Füßen auf den Elektroden stehen.

**Hinweis:** Sie können Bluetooth® an der Waage deaktivieren. Drücken Sie dazu im eingeschalteten Zustand die Mode-Taste [5] für ca. 6 Sekunden, bis im LC-Display [1] das Bluetooth®-Symbol [21] und „ON“ erscheint. Wechseln Sie innerhalb von 3 Sekunden mit der ▲-Taste [4] in den deaktivierten Status. Im LC-Display [1] erscheint „OFF“. Nach ca. 3 Sekunden schaltet sich die Waage mit dieser Änderung automatisch aus.

#### **Hinweis für die spätere App-Anmeldung:**

Sollten Sie die Inbetriebnahme der Waage ohne App durchgeführt haben, können Sie Ihren existierenden Waagen-Benutzerspeicher zu der App „HealthForYou“ hinzufügen. Dabei ist die Eingabe Ihrer 4-stelligen Benutzer-PIN nötig. Diese Vorgehensweise wird in der App beschrieben.

## ● Bedienung

- Wiegen Sie sich möglichst zur selben Tageszeit (am besten morgens), nach dem Toilettengang, nüchtern und mit ähnlich schwerer Kleidung, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.
- Warten Sie einige Stunden nach ungewohnter körperlicher Anstrengung.
- Warten Sie ca. 15 Minuten nach dem Aufstehen, damit sich das im Körper befindliche Wasser verteilen kann.
- Wichtig bei der Messung: Die Ermittlung des Körperfettes kann nur barfuß vorgenommen werden.

**Hinweis:** Völlig trockene oder stark verhornte Fußsohlen können zu unbefriedigenden Ergebnissen führen, da diese eine zu geringe Leitfähigkeit aufweisen.

**Hinweis:** Es darf kein Hautkontakt zwischen beiden Füßen, Beinen, Waden und Oberschenkeln bestehen. Andernfalls kann die Messung nicht korrekt ausgeführt werden.

**Hinweis:** Eine Messung mit Socken führt zu falschen Messergebnissen.

- Stehen Sie während des Messvorgangs aufrecht und still, mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf beiden Beinen.
- Wichtig ist, dass nur der langfristige Trend zählt. In der Regel sind kurzfristige Gewichtsabweichungen innerhalb von wenigen Tagen durch Flüssigkeitsverlust bedingt; Körperwasser spielt jedoch für das Wohlbefinden eine wichtige Rolle.

**Hinweis:** Die Einheiten der Waage werden in den Geräteeinstellungen der App umgestellt (kg/lb/st). Alternativ kann durch ggf. mehrfaches kurzes Drücken der Mode-Taste [5] auf der Waagenrückseite die gewünschte Einheit ausgewählt werden.

Bei Auswahl der Gewichtseinheit lb ändert sich der Uhrzeitmodus automatisch in das 12-Stunden-Format (a.m./p.m.).

## ● Messung durchführen

- Steigen Sie barfuß auf die Diagnosewaage und achten Sie darauf, dass Sie ruhig und mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung mit beiden Beinen auf den Elektroden [8] stehen.

Die Diagnosewaage beginnt sofort mit der Messung. Zuerst wird das Gewicht angezeigt.

Kurz darauf wird das Messergebnis angezeigt. Wurde ein Benutzer zugewiesen (die Initialen des Benutzers [17] werden angezeigt, z. B. LEE), werden BMI, BF, Wasser, Muskel, Knochen, BMR und AMR angezeigt.

Folgende Anzeigen werden angezeigt:

- Gewicht in kg mit BMI (Abb. D)
- Körperfett in % (BF) (Abb. E)
- Körperwasser in % (Abb. F)
- Muskelanteil in % (Abb. G)
- Knochenmasse in kg (Abb. H)
- Grundumsatz in kcal (BMR) (Abb. I)
- Aktivitätsumsatz in kcal (AMR) (Abb. J)

**Hinweis:** Kann der Messwert mehreren möglichen Benutzerprofilen zugeordnet werden, wechselt die Benutzer-Anzeige im LC-Display [1]. Wählen Sie Ihren Benutzer aus, indem Sie die SET-Taste [3] drücken.

Wenn kein Benutzer erkannt wird, wird nur das Gewicht und „- -“ angezeigt. Mit der ▲-Taste [4] können Sie dann Ihren Benutzer auswählen. Dieser ist nach ca. 3 Sekunden aktiviert. Andernfalls wird diese Messung nicht gespeichert.

**Hinweis:** Alternativ können Sie Ihren Benutzer auch vor der Messung auswählen:

Betreten Sie kurz die Diagnosewaage, um diese zu aktivieren. Wählen Sie Ihren Benutzer mit der ▲-Taste [4] aus. Der gewählte Benutzer ist nach ca. 3 Sekunden aktiviert.

## ● Nur Gewicht messen

- Stellen Sie sich mit Schuhen auf die Diagnosewaage. Stehen Sie ruhig auf der Diagnosewaage mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf beiden Beinen.

Die Diagnosewaage beginnt sofort mit der Messung. Falls ein Benutzer zugewiesen wurde (die Initialen des Benutzers [17] werden angezeigt), werden Gewicht und BMI angezeigt und abgespeichert.

**Hinweis:** Bei zwei oder mehreren möglich erkannten Benutzern, wechselt der Benutzer in der Displayanzeige. Wählen Sie Ihren Benutzer aus, indem Sie die SET-Taste [3] drücken.

Wenn kein Benutzer erkannt wird, wird nur das Gewicht und „- -“ angezeigt. Mit den Tasten ▼ [2] und ▲ [4] können Sie dann Ihren Benutzer auswählen und mit der SET-Taste [3] bestätigen. Andernfalls wird diese Messung nicht gespeichert.

## ● Diagnosewaage ausschalten

Die Diagnosewaage verfügt über eine automatische Abschaltfunktion und schaltet sich nach der Anzeige des Messergebnisses automatisch ab.

## ● Benutzerzuweisung

Die Waage verfügt über einen Benutzerspeicher von bis zu 8 Personen. Bei einer neuen Messung weist die Diagnosewaage die Messung automatisch dem angelegten Benutzer zu, sofern der letzte

gespeicherte Messwert innerhalb des Korridors von +/-3 kg liegt.

Kann der Messwert mehreren möglichen Benutzerprofilen zugeordnet werden, wechselt die Benutzer-Anzeige im LC-Display [1]. Wählen Sie Ihren Benutzer aus, indem Sie die SET-Taste [3] drücken.

**Hinweis:** Alternativ können Sie Ihren Benutzer auch vor der Messung auswählen:

Betreten Sie kurz die Diagnosewaage, um diese zu aktivieren. Wählen Sie Ihren Benutzer mit der ▲-Taste [4] aus. Der gewählte Benutzer ist nach ca. 3 Sekunden aktiviert.

## ● Zugewiesene Messwerte übertragen

Sofern die App „HealthForYou“ geöffnet ist und eine aktive Bluetooth®-Verbindung zur Diagnosewaage besteht (ersichtlich am Bluetooth®-Symbol [21] im LC-Display [1]), werden neu zugewiesene Messungen sofort an die App geschickt. Das Synchronisierungssymbol [20] im LC-Display [1] erscheint, wenn neue Messungen an die App übertragen werden. Es erscheint nicht, wenn keine neuen Messungen für diesen Benutzer gespeichert oder zugewiesen worden sind. Die Werte werden in diesem Fall nicht auf der Diagnosewaage gespeichert.

Ist die App nicht geöffnet, werden neu zugewiesene Messungen in der Diagnosewaage gespeichert. Maximal 30 Messungen pro Benutzer können in der Diagnosewaage gespeichert werden. Die gespeicherten Messwerte werden automatisch zur App übertragen, wenn Sie die App innerhalb der Bluetooth®-Reichweite öffnen. Eine automatische Übertragung im ausgeschalteten Zustand der Diagnosewaage ist innerhalb der Reichweite von Bluetooth® möglich.

## ● Abruf gespeicherter Messwerte auf der Waage

- Wählen Sie den Benutzer aus, indem Sie im eingeschalteten Zustand die ▲-Taste [4] ggf. mehrmals drücken. Nach ca. 3 Sekunden ist der ausgewählte Benutzer aktiviert.

- Drücken Sie die ▼-Taste [2] gegebenenfalls mehrfach, um ältere Werte abzurufen.
- Bereits übertragene Messwerte können nicht mehr auf dem LC-Display [1] angesehen werden.

## ● Waagendaten löschen

- Um alle Messungen und alte Benutzerdaten auf der Diagnosewaage vollständig zu löschen, schalten Sie die Diagnosewaage an und drücken Sie für ca. 11 Sekunden die Mode-Taste [5]. Auf dem LC-Display [1] wird für einige Sekunden „CLr“ angezeigt.
- Um nur einen Benutzer zu löschen, schalten Sie die Diagnosewaage an und drücken Sie die ▲-Taste [4], um den gewählten Benutzer auszuwählen. Dieser wird nach ca. 3 Sekunden aktiviert und es erscheinen die Benutzerinitialen sowie „0.0“ im LC-Display [1]. Drücken Sie dann für ca. 6 Sekunden die Mode-Taste [5]. Auf dem LC-Display [1] wird für einige Sekunden „dEL“ angezeigt.

## ● Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch auch mit einer leichten Seifenlauge befeuchten.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls können die Geräte beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Produkt eindringt. Falls dies doch einmal der Fall sein sollte, dann verwenden Sie die Geräte erst wieder, wenn sie völlig trocken sind.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EC und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



### **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!**

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

## ● Garantie / Service

Wir leisten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler der Waage. Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, Deutschland geltend zu machen.

**Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:**

**Service-Hotline (kostenfrei):**

DE

☎ **0800 72 42 355 (Mo.–Fr.: 8–18 Uhr)**

✉ **service-de@sanitas-online.de**

AT

☎ **0800 21 22 88 (Mo.–Fr.: 8–18 Uhr)**

✉ **service-at@sanitas-online.de**

CH

☎ **0800 200 510 (Mo.–Fr.: 8–18 Uhr)**

✉ **service-ch@sanitas-online.de**

Fordern wir Sie zur Übersendung der defekten Diagnosewaage auf, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden:

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10b  
89231 Neu-Ulm  
DEUTSCHLAND

**IAN 366720\_2101**

## ● Richtlinien / Bestimmungen

### ● Konformitätserklärung CE

Wir bestätigen hiermit, dass dieses Produkt der europäischen RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die CE-Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:

[www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclearationofconformity.php](http://www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclearationofconformity.php)






















### ● Datenschutzbestimmung

Die „HealthForYou“ Datenschutzbestimmungen können Sie unter folgendem Link einsehen:

[www.healthforyou.lidl/privacy.html](http://www.healthforyou.lidl/privacy.html)



<b>List of pictograms used</b> .....	Page 18
<b>Introduction</b> .....	Page 18
Intended use .....	Page 19
Parts description .....	Page 19
Technical data .....	Page 19
<b>Safety notes</b> .....	Page 20
<b>Measurement principle</b> .....	Page 22
<b>Initial use</b> .....	Page 22
Inserting / replacing batteries .....	Page 22
Setting up the diagnostic scales .....	Page 23
Set-up with the "HealthForYou" app .....	Page 23
Set-up without the app (alternative) .....	Page 24
<b>Operation</b> .....	Page 24
Measuring .....	Page 25
Weight only .....	Page 25
Switching off the diagnostic scales .....	Page 25
Configuring users .....	Page 25
Transferring assigned measurements .....	Page 25
Retrieving saved measurements from the scales .....	Page 26
Deleting scales data .....	Page 26
<b>Cleaning and care</b> .....	Page 26
<b>Disposal</b> .....	Page 26
<b>Warranty / Service</b> .....	Page 27
<b>Guidelines / Conditions</b> .....	Page 27
Declaration of conformity .....	Page 27
Privacy policy .....	Page 27

List of pictograms used			
	Please read the instructions for use!		Risk of tipping: Always step onto the middle of the platform.
	Direct current/voltage		Place the scales on a level surface, not on carpet.
	Observe the warnings and safety notes!		Danger of slipping: Never step on the scales with wet feet.
	Safety notes		Dispose of the scales and packaging in an environmentally friendly manner!
	Instructions		Do not dispose of batteries in the normal domestic waste!
	Keep children away from the scales!		Product meets the applicable product-specific European directives
	Caution! Explosion hazard!		Not suitable for persons with medical implants (e.g. pacemaker)
	Wear safety gloves!		Packaging from responsible sources.
	Data transfer via <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> low energy technology		Do not load the scales beyond 180 kg / 396 lb / 28 st.
	3-year warranty		
	Manufacturer		The UKCA symbol confirms that the product conforms to the applicable norms in the United Kingdom.

## Body Analyser Scales SBF 77

### ● Introduction



This quick start guide forms an integral part of the instruction manual, which enables you to start up your product immediately. You may download the full instruction manual from this website <http://www.lidl-service.com>.

Before using the product, read the instruction manual and pay particular attention to the safety notes contained in it. Keep this quick start guide in a safe place. When passing this product on to third parties, be sure to include all documentation.

## ● Intended use

These scales are intended to determine the weight, body fat, body water and muscle percentage, and the bone mass in persons, and to compute the basal and active metabolic rate. The scales should not be used by pregnant people, dialysis patients, people with edemas, as well as people who have pacemakers or other medical implants. The scales are only intended for personal use, not for commercial purposes. Any use of the scales other than previously mentioned or any product modification is prohibited and may result in injuries and/or product damage. The manufacturer accepts no liability for any damage caused by improper use. The scales are not intended for commercial use.




**Note:** The values and recommendations provided are not medically relevant. If your body fat or body water percentage is over or under the normal range on a long term basis, please consult a doctor.

## ● Parts description

- 1 LC-display
- 2 ▼ button
- 3 SET button
- 4 ▲ button
- 5 Mode button
- 6 Battery compartment
- 6a Battery compartment closure
- 7 Weighing platform
- 8 Electrode

### LC-Display

- 9 Weight
- 10 Unit of measurement (st, lb or kg)
- 11 BMR basal metabolic rate
- 12 AMR active metabolic rate
- 13 Metabolic rate in kcal
- 14 Age
- 15 Values in % or weight in lb or kg
- 16 Body data values
- 17 User initials, unknown value “- - -”
- 18 Gender
- 19 Date / time / birthday
- 20 Synchronisation symbol when transferring measurements

- 21 Bluetooth® symbol for connecting the diagnostic scales with a smartphone
- 22 Activity level
- 23 Body data mode BMI (Body Mass Indicator) / BF (body fat) /  body water percentage /  (muscle percentage) /  (bone mass)

## ● Technical data

Platform dimensions:	approx. 30 x 30 x 2.5 cm (W x D x H)
Battery:	3 x 1.5V battery (type AAA)
Maximum capacity:	180 kg / 396 lb / 28 st
Increments (weight, bone mass):	0.1 kg / 0.2 lb / 0.2 lb
Increments (body fat, body water, muscle percentage):	0.1 %
Increments (calories):	1 kcal
Material:	Safety glass, plastic, metal
Data transfer via Bluetooth® low energy technology	

This product uses Bluetooth® low energy technology, frequency band 2.402–2.480 GHz, transmission power max. 5 dBm. For a list of compatible smartphones, information about the “HealthForYou” app and software, and further details about the devices please visit: [www.healthforyou.lidl](http://www.healthforyou.lidl)



System requirements of the “HealthForYou” web version	MS Internet Explorer MS Edge Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari (respective current versions)
System requirements of the “HealthForYou” app	iOS version 12.0 and above, Android™ Version 8.0 and above, Bluetooth® 4.0 and above.

Technical specifications subject to change without notice due to updates.

# IMPORTANT INSTRUCTIONS – KEEP FOR FUTURE REFERENCE!



## Safety notes

**⚠ WARNING!** Failure to observe the following instructions may result in personal injury or property damage. The following safety notes and hazard warnings are not only intended to protect your own health and the health of others, but also to prevent damage to the scales. Please observe these safety notes and be sure to include them when passing the scales on to others.

■  **⚠ WARNING!**  
**DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging materials and the device. Otherwise there is a risk to life from suffocation. Always keep children away from the device. This product is not a toy.

■ This product may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with physical, sensory or mental impairments or lacking experience and/or knowledge, so long as they are

supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.



■ **⚠ WARNING!** This product is not suitable for persons with medical implants (e.g. pacemaker). The measuring voltage for the bioelectrical impedance analysis of the scales may interfere with the operation of such implants.

■ Do not use if you are pregnant.



■ **CAUTION! RISK OF INJURY!**

Do not load the scales beyond 180 kg/396 lb/28 st. Otherwise the scales might be damaged.



■ **CAUTION! RISK OF IN-**

**JURY!** Do not step on to the scales with wet feet and do not use the scales if the platform is moist. Otherwise you may slip.



■ **CAUTION! RISK OF INJURY!** Do not step

onto only one outside edge of the diagnostic scales: Tipping hazard!

- Protect your scales from impact, moisture, dust, chemicals and sudden changes in temperature, and keep them away from sources of heat (ovens, heating radiators).

- Do not expose the product to
  - strong mechanical stresses,
  - direct sunlight,
  - strong electromagnetic fields (e.g. mobile).

The product may otherwise be damaged.

- Check the product for damage before use. Do not use the product if damaged.
- Remove the batteries if the product malfunctions or is defective. Otherwise there is an increased risk of battery leaks.

**⚠ WARNING!** Never open the product housing. Doing so may result in personal injury or product damage. Always have any repairs carried out at the service centre or by an electrical equipment repair specialist.

- **CAUTION!** Do not store the scales in passageways. Otherwise you or others may trip over them.
- Do not allow the connection terminals to short circuit.




## Dangers associated with handling batteries



### CAUTION! DANGER OF EXPLOSION!

- Never recharge, short-circuit, mechanically deform, crush or open single-use batteries. This could cause batteries to overheat, catch fire or explode. Never use incorrect or differing battery types. Never throw batteries into fire or water and never place them on hot surfaces. The batteries may explode. Avoid extreme conditions and temperatures over 50 °C which may affect batteries, e.g. on radiators, fires, ovens. Otherwise there is a danger of explosions or a danger of flammable gas or liquid leaking.
- Be sure to insert the batteries correctly (polarity)!
- Batteries must not be disposed of in the normal domestic waste!
- Every consumer is legally obliged to dispose of batteries properly!
- Keep batteries out of the reach of children.
- Avoid contact with the skin, eyes or mucous membranes if fluid has leaked from the batteries. In the event of contact with battery acid, thoroughly flush the affected

area with clean water and seek immediate medical attention.

- Remove the batteries from the product if it will not be used for a long period of time.
- Remove drained batteries from the product immediately. There is an increased risk of leaks!
- Failure to observe the above instructions may result in the batteries discharging beyond their end voltage. This poses a risk of leaks. If the batteries have leaked inside your product, immediately remove the batteries to prevent product damage!
-  Leaked or damaged batteries may cause burns on contact with the skin. To avoid this, always wear suitable protective gloves in these circumstances!
- New and used batteries must not be used together.

## ● Measurement principle

These diagnostic scales use the principle of bioelectrical impedance analysis (BIA). This enables body parts to be measured within a few seconds using a non-perceivable, completely harmless and safe current.

By measuring the electrical resistance (impedance) and factoring in constants or individual values (age, height, gender, activity level), the body fat percentage and other values can be determined approximately. Muscle tissue and water have good electrical conductivity, hence little resistance. Bone and fatty

tissue on the other hand have a low conductivity, as the fat cells and bones hardly conduct the current due to their high resistance.

Please note, the values determined by the diagnostic scales are only approximate values of the body's medical, actual analytical values. Only a medical specialist can determine the exact body fat or water content percentages, the muscle mass or the bone structure through medical procedures (e.g. computer tomography).

Please note, due to the technology used measuring tolerances may occur, as these are not calibrated diagnostic scales for professional, medical purposes.

This product is not suitable for the following persons, as the values may be incorrect or implausible when determining the body fat percentage and other values:



- Children under approx. 10 years  
**Note:** For children from 8 to 10 years, the device is only suitable for measuring weight.
- Competitive athletes and bodybuilders,
- Persons with a fever, receiving dialysis, oedema symptoms or osteoporosis,
- Persons taking cardiovascular medications (relating to the heart and blood vessels),
- Persons taking vasodilatory or vasoconstrictive medications,
- Persons with significant anatomical variances of the legs related to total body height (considerably shorter or longer leg).


## ● Initial use


- Verify the parts listed in the scope of delivery are complete.
- Remove all packaging material.

## ● Inserting / replacing batteries

The batteries must be inserted prior to initial use.


- Open the battery compartment cover by pushing the battery compartment closure  in and up with your finger (see Fig. A).
- Insert the three included batteries (with the correct polarity) in the battery compartment .

Please note the marking inside the battery compartment .

**Note:** The LC-display  will show "USE APP" for approx. 10 minutes. If the product does not respond, remove and reinsert the batteries.



**Note:** When replacing the battery later, all the saved data will be retained.

## ● Setting up the diagnostic scales

-  Place the product on a level, solid surface. The product is not suitable for use on carpeted floors. A solid floor covering is required to ensure accurate values.

## ● Set-up with the "HealthForYou" app

Download the free app "HealthForYou" from the Apple App Store and Google Play.

- Activate *Bluetooth*® in the smartphone settings.
- To be able to connect to *Bluetooth*®, be sure to keep your smartphone/tablet within the *Bluetooth*® range of the product.
- Install "HealthForYou" from the Apple App Store / Google Play.
- Start the app and follow the instructions. Select the scales in the settings menu of the app. A randomly generated six-digit PIN code will be shown on the display on the scales (see fig. C). This is made up of the initials display  and measurements display . At the same time, an entry field (pairing request) will appear on your smartphone, where you should enter this six-digit PIN code.

- You will need to enter the following information in the "HealthForYou" app:

User data	Configuration Options
Initials	up to 3 letters or numbers (for up to 8 users)
Body height	100 to 220 cm (3' 3.5" to 7' 2.5")
Birthday	Year, month, day (age: 10-100 years)
Gender	Male (♂), female (♀)
Activity level (✖)	1 to 5 The medium- and long-term information is important when determining the activity level.

Activity level	Physical activity
1	None.
2	Low: Little and light exercise (e.g. walks, light gardening, gymnastic exercises).
3	Moderate: Exercising at least 2 to 4 times per week for 30 minutes at a time.
4	High: Exercising at least 4 to 6 times per week for 30 minutes at a time.
5	Very high: Intensive exercise, training or hard physical labour for at least 1 hour every day.

Set up the users as prompted.

- The first measurement must be matched with your personal user information for automatic user recognition. Follow the instructions in the app. To do so, step onto the diagnostic scales barefoot and be sure to remain still, standing on the electrodes with both legs, weight distributed evenly.

## ● Set-up without the app (alternative)

### Note:

We recommend setting up and implementing all settings using the "HealthForYou" app.

Only carry out this step if you want to set up entirely without the app.

If you have set up with the app, go straight to the chapter "Operation".

- Press the SET button [3] while "USE APP" is flashing to set the year/month/day and the hour/minute. If "USE APP" is not flashing, briefly load the scales.
- To do this, press the buttons ▼ [2] and ▲ [4]. Confirm your settings by pressing the SET button [3]. The LC-display [1] will show "0.0".
- Press the SET button [3] again. The LC-display [1] will show "P-01" or the number of the user memory to last use the scales.
- Use the buttons ▼ [2] and ▲ [4] to select your user memory (P-01 to P-08) and press the SET [3] button to confirm.
- Enter your settings, such as gender, initials, height, date of birth (year/month/day) and your activity level (see "Set-up using the "HealthForYou" app" (table)).
- Confirm these by pressing the SET button [3] each time.

Once you have finished making your entries, the 4 digit user PIN will appear. You might need this to log into the app later. The LC-display [1] will then show "0.0".

**Note:** For automatic user recognition, the first measurement must be assigned to your personal user information. Ideally, stand barefoot on the diagnostic scales and be sure to stand still on the electrodes with your weight distributed equally between both feet.

**Note:** You can deactivate Bluetooth® on the scales. To do so, when the product is switched on, press the mode button [5] for approx. 6 seconds until the Bluetooth® symbol [21] and "ON" appear in the LC-display [1]. Within 3 seconds, use the ▲ button [4] to switch to the deactivated status.

"OFF" will appear in the LC-display [1]. After approx. 3 seconds, the scales will switch off automatically with this change.

### Note for logging into the app later:

Should you have set up the scales without the app, you can add the existing user memory of your scales to the "HealthForYou" app. For this you will need to enter your 4 digit user PIN. This process is described in the app.

## ● Operation

- To obtain comparable results, where possible use the scales at the same time of day (preferably in the morning) after using the toilet, on an empty stomach and wearing clothing of a similar weight.
- Allow several hours following unusual physical strain.
- Wait approx. 15 minutes after getting up to allow water to distribute throughout the body.
- Important for measurements: the body fat percentage can only be determined if you are barefoot.

**Note:** Completely dry or very calloused feet may provide poor results, as the conductivity will be too low.

**Note:** Do not allow the feet, legs, calves or thighs to touch. This will interfere with measurement.

**Note:** Wearing socks will provide false results.

- Stand upright and still during measurement, with the weight distributed equally between both legs.
- Please note, only the long-term trend is important. Sudden weight changes within a few days are typically caused by loss of fluids; however, hydration is important for your well being.

**Note:** The units of measure for the scales can be changed in the app, under device settings (kg/lb/st). Alternatively, by briefly pressing the Mode button [5] on the back of the scales as many times as needed, you can select the desired unit.

When selecting the weight unit lb, the time mode automatically changes to 12-hour format (a.m./p.m.).



## ● Measuring

- Step on the diagnostic scales barefoot and be sure to stand still on the electrodes [8] with the weight distributed equally between both legs.

The diagnostic scales will start to measure immediately. The results will appear shortly after.

If a user has been assigned (the user initials [17] will appear, e.g. LEE), BMI, BF, water, muscle, bone, BMR and AMR will be displayed.

The following information will be displayed:

- Weight in kg with BMI (Fig. D)
- Body fat in % (BF) (Fig. E)
- Body water in % (Fig. F)
- Muscle mass in % (Fig. G)
- Bone mass in kg (Fig. H)
- Basal metabolic rate in kcal (BMR) (Fig. I)
- Active metabolic rate in kcal (AMR) (Fig. J)

**Note:** If the measurement value can be associated with several possible user profiles, the user display switches to LC display [1]. Select your user by pressing the SET button [3].

If a user is not recognised, only the weight will be displayed along with “-.-”. You can then use the ▲ button [4] to select your user. This is activated after approx. 3 seconds. If you do not do so, this measurement will not be saved.

**Note:** Alternatively, you can also select your user before taking the measurement.

Briefly step on the diagnostic scales to activate them. Select your user using the ▲ button [4]. The selected user is activated after approx. 3 seconds.

## ● Weight only

- Stand on the diagnostic scales wearing shoes. Stand still on the diagnostic scales with the weight distributed evenly between both legs.

The diagnostic scales will start to measure immediately. If a user has been assigned (the user initials [17] will be displayed), the weight and BMI will be displayed and saved.

**Note:** For two or more possibly recognised users, the user changes in the display. Select your user by pressing the SET button [3].

If a user is not recognised, only the weight will be displayed along with “-.-”. You can then select

your user using the buttons ▼ [2] and ▲ [4] and confirm using the SET button [3]. If you do not do so, this measurement will not be saved.

## ● Switching off the diagnostic scales

The diagnostic scales feature an auto shut-off and will automatically switch off after displaying the results.

## ● Configuring users

The weighing scales are able to save measurements from up to 8 different users. Upon starting a new measurement, the diagnostic scales will automatically assign the measurement to the created user if the last saved measurement was within +/- 3kg of the current value.

If the measurement value can be associated with several possible user profiles, the user display switches to LC display [1]. Select your user by pressing the SET button [3].

**Note:** Alternatively, you can also select your user before taking the measurement.

Briefly step on the diagnostic scales to activate them. Select your user using the ▲ button [4]. The selected user is activated after approx. 3 seconds.

## ● Transferring assigned measurements

If the “HealthForYou” app is open and actively connected via Bluetooth® to the diagnostic scales (indicated by the Bluetooth® symbol [21] in the LC-display [1]), newly assigned measurements will be immediately transferred to the app. The synchronisation symbol [20] appears in the LC-display [1] when new measurements are being transferred to the app. It does not appear if no new measurements were saved or recorded for this user. In this case the values will not be saved to the diagnostic scales. If the app is not open, newly assigned values will be saved to the diagnostic scales. The diagnostic scales can save up to 30 values per user. The saved

values are automatically transferred to the app after opening the app within *Bluetooth*<sup>®</sup> range. Data can automatically be transferred with the diagnostics scales off, provided you are within *Bluetooth*<sup>®</sup> range.

## ● Retrieving saved measurements from the scales

- When the product is switched on, select the user by pressing the ▲ button [4] as many times as necessary. The selected user is activated after approx. 3 seconds.
- Press the ▼ button [2] as many times as necessary to retrieve past values.
- Measurements that have already been transferred can no longer be viewed on the LC-display [1].

## ● Deleting scales data

- To completely delete all values and outdated user data from the diagnostic scales, switch on the diagnostic scales and hold the Mode button [5] for approx. 11 seconds. The LC-display [1] will read "CLr" for a few seconds.
- To delete just one user, switch the diagnostic scales on and press the ▲ button [4] to select the user. This will be activated after approx. 3 seconds and the user's initials along with "0.0" will appear in the LC-display [1]. Then press the Mode button [5] for approx. 6 seconds. The LC-display [1] will read "dEL" for a few seconds.

## ● Cleaning and care

- Do not clean with chemical cleaners or scouring agents.
- Clean the product with a damp cloth. For more stubborn dirt you may also apply a weak soap solution to the cloth.
- Never immerse the product in water or other liquids. The devices may otherwise be damaged.

- Ensure water does not enter the product. If this does occur, wait for the devices to dry completely before using it again.

## ● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics / 20-22: paper and fibre-board / 80-98: composite materials.



The product and packaging materials are recyclable, dispose of it separately for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Per Directive 2006/66/EC and its amendments, defective or used batteries must be recycled. Return batteries and/or the product to the provided recycling facilities.



**Improper disposal of batteries can harm the environment!**

Never dispose of batteries in your household bin. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations. The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium,

Hg = mercury, Pb = lead. Therefore dispose of used batteries through your local collection facilities.

## ● Warranty / Service

The scales are covered by a 3 year warranty from the date of purchase for defects in material and manufacture. The warranty does not cover:

- Damage due to improper use.
- Wear parts.
- Damage caused by the customer.
- If the device has been opened by an unauthorised repair shop.

This warranty does not affect the customer's legal rights. The customer must provide proof of purchase in order for any warranty claims within the warranty period to be honoured. The warranty claim must be filed with Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, Germany, within 3 years from the date of purchase.

**For complaints, please contact our Service Department at:**

**Service Hotline (free of charge):**

GB

☎ **0800 93 10 319 (Mon–Fri: 8 am–6 pm)**

✉ **service-uk@sanitas-online.de**

IE

☎ **1800 93 92 35 (Mon–Fri: 8 am–6 pm)**

✉ **service-ie@sanitas-online.de**

If we ask you to return the defective diagnostic scales, return the product to:

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10b  
89231 Neu-Ulm  
GERMANY

**IAN 366720\_2101**

## ● Guidelines / Conditions

### ● Declaration of conformity CE

We hereby confirm that this product complies with the European RED Directive 2014/53/EU.

The CE declaration of conformity for this product is available at:

[www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclarationofconformity.php](http://www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclarationofconformity.php)























### ● Privacy policy

The "HealthForYou" privacy policy can be viewed via the following link:

[www.healthforyou.lidl/privacy.html](http://www.healthforyou.lidl/privacy.html)



<b>Légende des pictogrammes utilisés</b> .....	Page 30
<b>Introduction</b> .....	Page 30
Utilisation conforme.....	Page 31
Descriptif des pièces.....	Page 31
Caractéristiques techniques.....	Page 31
<b>Instructions de sécurité importantes</b> .....	Page 32
<b>Principe de mesure</b> .....	Page 35
<b>Mise en service</b> .....	Page 35
Installation / Remplacement des piles.....	Page 35
Installation de la balance impédancemètre.....	Page 35
Mise en service avec l'application « HealthForYou ».....	Page 36
Mise en service sans l'application (méthode alternative).....	Page 36
<b>Utilisation</b> .....	Page 37
Effectuer une mesure.....	Page 38
Mesurer uniquement le poids.....	Page 38
Arrêter la balance impédancemètre.....	Page 38
Affectation d'utilisateur.....	Page 38
Transmission des valeurs attribuées.....	Page 39
Accès aux valeurs de mesure mémorisées dans la balance.....	Page 39
Supprimer les données de la balance.....	Page 39
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	Page 39
<b>Mise au rebut</b> .....	Page 39
<b>Garantie / Service client</b> .....	Page 40
<b>Directives / Dispositions</b> .....	Page 41
Déclaration de conformité.....	Page 41
Politique de confidentialité.....	Page 41

Légende des pictogrammes utilisés			
	Lire le mode d'emploi !		Risque de basculement : installez-vous au centre de la surface de pesée.
	Courant continu/Tension continue		Posez la balance sur une surface plane, et non pas sur un tapis.
	Respecter les avertissements et consignes de sécurité !		Risque de glissade : ne montez pas sur la balance les pieds mouillés.
	Consignes de sécurité		Mettez au rebut l'emballage et la balance dans le respect de l'environnement !
	Instructions de manipulation		Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères !
	Tenir les enfants à l'écart de la balance !		Le produit répond aux directives européennes appliquées spécifiquement pour ce type de produit
	Attention ! Risque d'explosion !		Ne pas utiliser en cas d'implants médicaux (par ex. un stimulateur cardiaque)
	Porter des gants de protection !		Emballage provenant de sources responsables.
	Transmission des données via la Bluetooth® low energy technology		Ne pas soumettre la balance à une charge supérieure à 180 kg / 396 lb / 28 st.
	3 ans de garantie		
	Fabricant		Le sigle UKCA confirme la conformité avec les directives du Royaume-Uni applicables au produit.

## Pèse-personne impédancemètre SBF 77

### ● Introduction



Ce guide rapide fait partie d'un mode d'emploi vous permettant d'utiliser immédiatement votre produit. Vous pouvez

télécharger le mode d'emploi complet à l'adresse <http://www.lidl-service.com>. Avant d'utiliser votre produit, lisez le mode d'emploi et soyez particulièrement attentif aux consignes de sécurité qu'il contient. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr. Lorsque vous prêtez ce produit à un tiers, veuillez lui transmettre tous les documents associés.

## ● Utilisation conforme

La balance est conçue pour la détermination du poids, des masses graisseuse, hydrique, musculaire et osseuse de personnes et pour le calcul des taux métaboliques de base et actif.

La balance ne doit pas être utilisée par des femmes enceintes, des personnes dialysées, avec un œdème, un stimulateur cardiaque ou autres implants médicaux. La balance est uniquement destinée à un usage domestique, et non à un usage commercial. Toute autre utilisation que celle décrite précédemment ou toute modification du produit est interdite et peut occasionner des blessures et/ou un endommagement du produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts causés par un usage non conforme. La balance n'est pas conçue pour un usage professionnel.




**Remarque :** les mesures et recommandations n'ont aucune pertinence médicale. Si vos masses graisseuse et hydrique restent au-dessus ou en-dessous de la plage normale, veuillez consulter votre médecin.

## ● Descriptif des pièces

- 1 Écran à cristaux liquides (LCD)
- 2 Touche ▼
- 3 Touche SET
- 4 Touche ▲
- 5 Touche Mode
- 6 Compartiment à piles
- 6a Fermeture du recouvrement de compartiment à piles
- 7 Surface de pesée
- 8 Électrodes

### Écran à cristaux liquides

- 9 Poids mesuré
- 10 Unité de poids configurée (st, lb ou kg)
- 11 Taux métabolique de base (BMR)
- 12 Taux métabolique actif (AMR)
- 13 Métabolisme énergétique en kcal
- 14 Âge
- 15 Affichage des données corporelles en % ou en fonction poids en lb ou en kg
- 16 Données corporelles mesurées
- 17 Initiales de l'utilisateur, valeur inconnue « - - »

- 18 Sexe
- 19 Heure / date / anniversaire
- 20 Symbole de synchronisation lors de l'envoi de mesures
- 21 Symbole Bluetooth® pour connecter la balance impédancemètre à un smartphone
- 22 Degré d'activité
- 23 Mode données corporelles IMC (Indice de Masse Corporelle) / BF (masse graisseuse) /  (masse hydrique) /  (masse musculaire) /  (masse osseuse)

## ● Caractéristiques techniques

Dimensions de la surface de pesée :	env. 30 x 30 x 2,5 cm (l x p x h)
Piles :	3 x piles 1,5V (type AAA)
Poids supporté maximal :	180 kg / 396 lb / 28 st
Échelle de mesure (poids, masse osseuse) :	0,1 kg / 0,2 lb / 0,2 lb
Échelle de mesure (masses graisseuse, hydrique, musculaire) :	0,1 %
Échelle de mesure (calories) :	1 kcal
Matériaux :	verre de sécurité, plastique, métal
Transmission de données par Bluetooth® low energy technology	

Le produit utilise la Bluetooth® low energy technology, bande de fréquence 2,402-2,480 GHz, Puissance de transmission max. 5 dBm  
Vous pouvez trouver la liste des smartphones compatibles, des informations sur l'application et le logiciel «HealthForYou» ainsi que d'autres informations sur l'appareil à l'adresse suivante : [www.healthforyou.lidl](http://www.healthforyou.lidl)



Configurations système pour la version web «HealthForYou»	MS Internet Explorer MS Edge Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari (respectivement dans leur version actuelle)
---	--

Configurations pour l'application «HealthForYou»	iOS à partir de la version 12.0, Android™ à partir de la version 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0.
--	---

Sous réserve de modification sans préavis des données techniques pour des raisons d'actualisation.

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES – À CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR !

### **Instructions de sécurité importantes**

**⚠ AVERTISSEMENT !** Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer des dommages corporels ou matériels. Les instructions de sécurité et les avis suivants relatifs aux risques ont pour but non seulement de protéger votre santé et celle de tiers, mais aussi de protéger la balance. Respectez donc ces instructions de sécurité et remettez le présent mode d'emploi aux personnes auxquelles vous transmettez la balance.



**⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !** Ne laissez jamais

les enfants avec le matériel d'emballage et l'appareil sans surveillance. Sous peine de risque de danger mortel par étouffement. Toujours tenir l'appareil à l'écart des enfants. Le produit n'est pas un jouet.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.





**⚠ AVERTISSEMENT !** Ce produit n'est pas adapté aux personnes portant des implants médicaux (par ex. un stimulateur cardiaque). La tension de mesure de la bio-impédance de la balance peut nuire au bon fonctionnement de tels implants.

- Ne pas utiliser pendant la grossesse.



**ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE !**

Ne pas soumettre la balance à une charge supérieure à 180 kg / 396 lb / 28 st. Vous risqueriez de l'endommager.



**ATTENTION ! RISQUE DE**

**BLESSURE !** Ne montez pas sur la balance les pieds mouillés, n'utilisez pas la balance si le plateau est mouillé. Au risque de glisser.

- **ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE !** Ne

montez pas sur un seul côté de la balance impédancemètre : risque de basculement !

- Protégez la balance contre les chocs, l'humidité, les produits chimiques, les fortes variations

de température et la proximité directe de sources de chaleur (four, radiateur).

- Ne soumettez pas l'appareil
  - à de fortes sollicitations mécaniques,
  - aux rayons directs du soleil,
  - à des champs électromagnétiques puissants (par ex. téléphone mobile).Autrement, vous risquez d'endommager l'appareil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil. Ne faites jamais fonctionner un appareil endommagé.
- En cas de dysfonctionnement ou si l'appareil est défectueux, retirez les piles. Risque d'écoulement élevé dans le cas contraire.

**⚠ AVERTISSEMENT !**

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Vous risqueriez de vous blesser et d'endommager l'appareil. Confiez exclusivement les réparations au S.A.V. ou à un électricien qualifié.

- **ATTENTION !** Rangez la balance en dehors des voies de passage. Au risque de trébucher dessus.
- Les bornes de branchement ne doivent pas être court-circuitées.



## Dangers liés à la manipulation des piles




### ATTENTION ! RISQUE D'EXPLOSION !

Ne jamais recharger les piles, les court-circuiter, les déformer par la mécanique, les broyer ou les ouvrir. Cela pourrait entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion. Ne jamais utiliser de types de pile incorrects ou différents. Ne jamais jeter les piles au feu ou dans l'eau, et ne jamais les placer sur des surfaces chaudes. Les piles risquent d'exploser.

Évitez d'exposer les piles à des conditions et températures extrêmes supérieures à 50 °C, susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs, au feu ou dans un four. Autrement, il existe un risque d'explosion ou d'écoulement de gaz ou de liquides inflammables.

- Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter la polarité !
- Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères !
- Chaque consommateur est tenu par la loi de mettre les piles au rebut en respectant la réglementation applicable !

- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- Si du liquide s'est échappé de la pile, évitez tout contact de ce liquide avec la peau, les yeux et les muqueuses. Si vous entrez en contact avec l'acide des piles, rincez les parties touchées immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin le plus rapidement possible.
- Si les piles n'ont pas été utilisées pendant une durée prolongée, retirez-les de l'appareil.
- Retirez immédiatement les piles usées de l'appareil. Le risque d'écoulement des piles est élevé !
- En cas de non respect de ces instructions, les piles peuvent décharger au-delà de leur tension finale. Il y a alors un risque d'écoulement de la batterie. Si les piles coulent dans votre appareil, il faut immédiatement les retirer pour prévenir toute détérioration du produit !
-  Les piles qui fuient ou sont endommagées peuvent causer des irritations en cas de contact avec la peau. Il faut donc impérativement porter des gants adéquats pour les manipuler !
- Ne pas utiliser ensemble piles neuves et piles usagées.

## ● Principe de mesure

Cette balance impédancemètre fonctionne avec le principe d'analyse d'impédance bioélectrique (A.I.B.). Cela permet la détermination des taux de masses corporelles en quelques secondes par le moyen d'un courant électrique imperceptible, totalement inoffensif et sans danger.

Avec cette mesure de la résistance électrique (impédance) et en tenant compte des constantes et valeurs individuelles (âge, taille, sexe, degré d'activité), le taux de masse grasseuse et autres grandeurs du corps peuvent être déterminées. Le tissu musculaire et l'eau ont une bonne conductivité électrique, et donc une résistance moindre. Au contraire, les os et le tissu adipeux ont une mauvaise conductivité électrique, car les cellules adipeuses et les os ont une résistance élevée et conduisent très mal l'électricité. Veuillez noter que les valeurs obtenues par la balance impédancemètre ne représentent que des valeurs se rapprochant des valeurs d'analyses médicales réelles. Le médecin spécialiste est le seul à pouvoir réaliser une détermination des masses grasseuse, hydrique, musculaire et osseuse avec exactitude à l'aide de techniques médicales (par ex. tomographie par ordinateur).

Veuillez noter que des écarts de mesure sont possibles, dans la mesure où la balance impédancemètre n'est pas calibrée pour un usage médical et professionnel.

Le produit n'est pas adapté aux catégories de personnes suivantes, car des résultats divergents et non plausibles peuvent apparaître lors de la détermination de la masse grasseuse et des autres valeurs :

- Enfants de moins de 10 ans environ

**Remarque :** Concernant les enfants entre 8 et 10 ans, l'appareil est uniquement approprié à la mesure du poids.

- Athlètes professionnels et body-builders,
- Personnes atteintes de fièvre, traitées par dialyse, symptômes d'œdème ou ostéoporose,
- Personnes suivant un traitement pour le système cardio-vasculaire (pour le cœur et le système vasculaire),
- Personnes suivant un traitement vasodilatateur ou vasoconstricteur,




- Personnes ayant des anomalies anatomiques importantes aux jambes par rapport à la taille de l'ensemble du corps (longueur des jambes significativement réduite ou accrue).


## ● Mise en service

- Vérifiez que toutes les pièces indiquées dans le volume de livraison sont présentes.
- Veuillez retirer l'ensemble des matériaux composant l'emballage.

## ● Installation / Remplacement des piles


Les piles doivent être insérées avant la première mise en service.

- Ouvrez le recouvrement du compartiment à piles en pressant la fermeture du recouvrement de compartiment à piles  avec le doigt vers l'intérieur et vers le haut (voir Fig. A).
- Insérez les trois piles fournies (en respectant la polarité) dans le compartiment à piles . Prêtez attention au marquage dans le compartiment à piles .
- Refermez le couvercle du compartiment à piles jusqu'à entendre un « clic ».

**Remarque :** l'affichage « USE APP » apparaît sur l'écran LCD  durant env. 10 minutes. Si le produit ne fonctionne pas, enlevez les piles et remettez-les en place.

**Remarque :** Lors d'un remplacement ultérieur des piles, toutes les données mémorisées restent conservées.

## ● Installation de la balance impédancemètre

-  Placez le produit sur une surface stable et plane. Le produit n'est pas adapté aux moquettes. Un revêtement de sol stable est une condition essentielle pour obtenir une mesure correcte.

## ● Mise en service avec l'application « HealthForYou »

L'application « HealthForYou » est disponible gratuitement dans l'Apple App Store et sur Google Play.

- Activez le Bluetooth® dans les réglages du smartphone.
- Afin d'assurer la connexion Bluetooth®, veuillez rester à portée de Bluetooth® du produit avec votre smartphone / tablette.
- Installez l'application « HealthForYou » à partir de l'Apple App Store / Google Play.
- Démarrez l'application et suivez les instructions. Sélectionner la balance dans le menu des paramètres de l'application. Un code PIN aléatoire à six chiffres s'affiche sur l'écran de la balance (voir ill. C). Celui-ci se compose d'un affichage d'initiales [17] et d'un affichage de valeurs de mesure [16]. Simultanément apparaît sur le smartphone un champ de saisie (demande couplage) dans lequel vous devez saisir ce code PIN à six chiffres.
- Les données suivantes doivent être configurées dans l'application « HealthForYou » :

Données de l'utilisateur	Données réglables
Initiales/ diminutif	3 lettres ou chiffres maximum (jusqu'à 8 utilisateurs)
Taille	100 à 220 cm (3' 3,5" à 7' 2,5")
Anniversaire	Année, mois, jour (âge : 10-100 ans)
Sexe	Masculin (♂), féminin (♀)
Degré d'activité (✳)	1 à 5 La considération à moyen et long terme est déterminante lors de la sélection du degré d'activité.

Degré d'activité	Activité physique
1	Aucune.

Degré d'activité	Activité physique
2	Moindre : efforts physiques rares et légers (par ex. marche à pieds, légers travaux de jardinage, exercices de gymnastique).
3	Moyenne : efforts physiques au moins 2 à 4 fois par semaine, pendant 30 minutes.
4	Forte : efforts physiques au moins 4 à 6 fois par semaine, pendant 30 minutes.
5	Très forte : efforts physiques intenses, entraînement intensif ou gros effort physique, quotidiennement, pendant au moins 1 heure.

Exécuter l'affectation de l'utilisateur à la demande de l'application.

- Pour l'identification automatique, la première mesure de vos données personnelles d'utilisateur doivent être attribuées. Pour cela, suivez les instructions de l'application. Pour ce faire, montez pieds nus sur la balance impédancemètre au niveau des électrodes et veillez à être immobile et à ce que votre poids soit réparti équitablement sur vos deux jambes.

## ● Mise en service sans l'application (méthode alternative)

### Remarque :

Nous conseillons de mettre en service et d'exécuter tous les réglages avec l'application « HealthForYou ». Par conséquent, exécutez uniquement cette étape lorsque la mise en service doit être entièrement effectuée sans l'application.

Lors de la mise en service avec l'application, consultez directement le chapitre « Utilisation ».

- Appuyez sur la touche SET [3] pendant que «USE APP» clignote afin d'effectuer le réglage année / mois / jour ainsi que heure / minutes. Si « USE APP » ne clignote pas, chargez brièvement la balance.
- Appuyer pour cela sur les touches ▼ [2] et ▲ [4]. Confirmez vos réglages en appuyant sur la touche SET [3]. Sur l'écran LCD [1] apparaît « 0.0 ».
- À présent, appuyez de nouveau sur la touche SET [3]. Sur l'écran LCD [1] apparaît « P-01 » ou le numéro de la dernière mémoire utilisateur utilisée de la balance.
- Avec l'aide des touches ▼ [2] et ▲ [4], sélectionnez votre mémoire utilisateur (de P-01 à P-08), puis appuyez sur la touche SET [3] afin de confirmer.
- Saisissez vos réglages comme le sexe, les initiales, la taille corporelle, la date de naissance (année / mois / jour) ainsi que le degré d'activité (voir « Mise en service avec l'application HealthForYou » (tableau)).
- Validez chaque entrée en appuyant sur la touche SET [3].

À la fin de votre saisie apparaît le code PIN utilisateur à 4 chiffres. Ce code sera nécessaire si vous vous connectez éventuellement plus tard à l'application. Sur l'écran LCD [1] apparaît ensuite « 0.0 ».

**Remarque :** pour activer l'identification automatique, la première mesure de vos données personnelles d'utilisateur doit être attribuée à un utilisateur. Montez idéalement pieds nus sur la balance, et veillez à être immobile et à ce que votre poids soit réparti équitablement sur vos deux pieds au niveau des électrodes.

**Remarque :** Vous pouvez désactiver Bluetooth® sur la balance. Lorsque la balance est allumée, appuyez pour ceci sur la touche Mode [5] pendant env. 6 secondes, jusqu'à ce que le symbole Bluetooth® [21] et « ON » apparaissent sur l'écran LCD [1]. Passez en l'espace de 3 secondes à l'état désactivé au moyen de la touche ▲ [4]. « OFF » s'affiche sur l'écran LCD [1]. La balance s'éteint automatiquement au bout d'environ 3 secondes en conservant cette modification.

## Remarque pour toute connexion ultérieure à l'application :

Si vous avez mis en service la balance sans l'application, vous pouvez ajouter la mémoire utilisateur existante pour la balance à l'application « HealthForYou ». À cet effet, la saisie de votre code PIN utilisateur à 4 chiffres est nécessaire. Ce processus est décrit dans l'application.

## ● Utilisation

- Afin d'obtenir des résultats comparables, pesez-vous si possible à la même heure (de préférence le matin), après avoir été aux toilettes, à jeun et avec des vêtements de poids comparable.
- Patientez quelques heures après un effort physique inhabituel.
- Patientez au moins 15 minutes après vous être levé, afin que l'eau qui se trouve dans votre corps puisse se répartir.
- Important lors de la mesure : La détermination de la masse graisseuse ne peut se faire que pieds nus.

**Remarque :** si la plante du pied est complètement sèche ou très cornée, cela peut mener à des résultats insatisfaisants, car cela entraîne une conductivité électrique trop basse.

**Remarque :** il ne doit y avoir aucun contact entre la peau des deux pieds, jambes, mollets ou cuisses. Dans le cas contraire, la mesure peut être faussée.

**Remarque :** le fait de porter des chaussettes conduit à des résultats erronés.

- Pendant le processus de mesure, restez droit et immobile, et répartissez bien le poids sur les deux jambes.
- Il est important de noter que seule la tendance à long terme est pertinente. En règle générale, les variations de poids à court terme (en l'espace de quelques jours) résultent de la perte de fluides ; l'eau se trouvant dans le corps joue néanmoins un rôle important pour le bien-être.

**Remarque :** les unités de la balance seront changées dans les réglages de l'appareil via l'application (kg / lb / st).

De façon alternative, il est possible d'appuyer plusieurs fois brièvement sur la touche Mode [5], située à l'arrière de la balance, afin de sélectionner l'unité souhaitée.

Lors de la sélection de l'unité de poids lb, le mode horaire passe automatiquement au format 12 heures (a.m./p.m.).

## ● Effectuer une mesure

- Montez pieds nus sur la balance impédancemètre au niveau des électrodes [8] et veillez à être immobile et à ce que votre poids soit réparti équitablement sur vos deux jambes.

La balance impédancemètre commence immédiatement la mesure.

Peu après, le résultat de la mesure s'affiche.

Si un utilisateur est sélectionné (les initiales de l'utilisateur [17] s'affichent, par ex. LEE), IMC, BF, eau, muscle, os, BMR et AMR s'affichent.

Les indications suivantes s'affichent :

- Poids en kg avec IMC (ill. D)
- Masse graisseuse en % (BF) (ill. E)
- Masse hydrique en % (ill. F)
- Masse musculaire en % (ill. G)
- Masse osseuse en kg (ill. H)
- Taux métabolique de base en kcal (BMR) (ill. I)
- Taux métabolique actif en kcal (AMR) (ill. J)

**Remarque :** Si la valeur de mesure peut être attribuée à plusieurs profils d'utilisateur, l'affichage d'utilisateur est modifié sur l'écran LCD [1]. Sélectionnez votre utilisateur en appuyant sur la touche SET [3].

Si aucun utilisateur n'est reconnu, seul le poids et «--» s'affichent. La touche ▲ [4] vous permet ensuite de sélectionner votre utilisateur. Celui-ci est activé après env. 3 secondes. Autrement, cette mesure n'est pas mémorisée.

**Remarque :** De manière alternative, vous pouvez sélectionner votre utilisateur également avant la mesure :

Montez sur le pèse-personne impédancemètre pour l'activer. Sélectionnez votre utilisateur en appuyant sur la touche ▲ [4]. L'utilisateur sélectionné est activé après env. 3 secondes.

## ● Mesurer uniquement le poids

- Montez sur la balance impédancemètre avec des chaussures. Restez immobile sur la balance impédancemètre et répartissez bien le poids sur les deux jambes.

La balance impédancemètre commence immédiatement la mesure. Si un utilisateur est sélectionné (les initiales de l'utilisateur [17] s'affichent), le poids et l'IMC s'affichent et sont enregistrés.

**Remarque :** en cas de deux ou de plusieurs utilisateurs identifiés, l'utilisateur change sur l'écran. Sélectionnez votre utilisateur, en appuyant sur la touche SET [3].

Si aucun utilisateur n'est reconnu, seul le poids et «--» s'affichent. Avec les touches ▼ [2] et ▲ [4], vous pouvez ensuite sélectionner votre utilisateur, et confirmer avec la touche SET [3]. Autrement, cette mesure n'est pas mémorisée.

## ● Arrêter la balance impédancemètre

La balance impédancemètre dispose d'une fonction d'arrêt automatique et s'éteint automatiquement après avoir affiché le résultat des mesures.

## ● Affectation d'utilisateur

Cette balance dispose d'une mémoire utilisateur utilisable jusqu'à 8 personnes. Lors d'une nouvelle mesure, la balance impédancemètre attribue automatiquement la mesure à l'utilisateur défini, dans la mesure où la dernière mesure sauvegardée se situe dans une plage de +/-3 kg.

Si la valeur de mesure peut être attribuée à plusieurs profils d'utilisateur, l'affichage d'utilisateur est modifiée sur l'écran LCD [1]. Sélectionnez votre utilisateur en appuyant sur la touche SET [3].

**Remarque :** De manière alternative, vous pouvez sélectionner votre utilisateur également avant la mesure :

Montez sur le pèse-personne impédancemètre pour l'activer. Sélectionnez votre utilisateur en appuyant sur la touche ▲ [4]. L'utilisateur sélectionné est activé après env. 3 secondes.

## ● Transmission des valeurs attribuées

Les nouvelles mesures attribuées sont envoyées directement à l'application « HealthForYou » à condition qu'elle soit ouverte et qu'une connexion Bluetooth® existe avec la balance impédancemètre (visible grâce au symbole Bluetooth® [21] affiché sur l'écran LCD [1]). Le symbole de synchronisation [20] sur l'écran LCD [1] apparaît lorsque de nouvelles mesures sont transférées dans l'application. Il n'apparaît pas si aucune nouvelle mesure n'a été enregistrée ou attribuée pour cet utilisateur. Dans ce cas, les résultats ne sont pas enregistrés dans la balance impédancemètre. Si l'application n'est pas ouverte, les nouvelles mesures attribuées sont enregistrées dans la balance impédancemètre. Un maximum de 30 mesures par utilisateur peuvent être enregistrées dans la balance impédancemètre. Lorsque vous ouvrez l'application à portée de connexion Bluetooth®, les valeurs de mesure enregistrées sont automatiquement transférées vers l'application. Un transfert automatique est possible lorsque la balance impédancemètre est éteinte à condition qu'elle soit à portée de connexion Bluetooth®.

## ● Accès aux valeurs de mesure mémorisées dans la balance

- Sélectionnez l'utilisateur en appuyant le cas échéant plusieurs fois sur la touche ▲ [4] lorsque la balance est allumée. L'utilisateur sélectionné est activé après env. 3 secondes.
- Pressez la touche ▼ [2] plusieurs fois le cas échéant pour accéder à des valeurs plus anciennes.
- Les valeurs de mesures déjà transférées ne peuvent plus être visualisées sur l'écran LCD [1].

## ● Supprimer les données de la balance

- Afin d'effacer complètement toutes les mesures et les anciennes données d'utilisateur de la balance impédancemètre, allumez la balance

impédancemètre et appuyez sur la touche Mode [5] pendant environ 11 secondes.

« CLR » s'affiche alors durant plusieurs secondes sur l'écran LCD [1].

- Pour effacer un seul utilisateur, allumez la balance impédancemètre et appuyez sur la touche ▲ [4], afin de sélectionner l'utilisateur souhaité. Celui-ci est activé après env. 3 secondes et les initiales d'utilisateur ainsi que « 0.0 » apparaissent sur l'écran LCD [1]. Appuyez ensuite durant env. 6 secondes sur la touche Mode [5]. « dEL » s'affiche alors sur l'écran LCD [1] pendant quelques secondes.

## ● Nettoyage et entretien

- Pour le nettoyage, n'utilisez aucun produit chimique ni abrasif.
- Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humidifié. Si la balance est très sale, vous pouvez aussi imbiber le chiffon d'eau savonneuse.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans d'autres liquides. Ceci pourrait endommager les appareils.
- Évitez toute infiltration d'eau dans le produit. Si cependant ceci se produit, ne réutilisez les appareils qu'une fois qu'ils sont parfaitement secs.

## ● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et/ou l'appareil doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



### **Une mise au rebut inappropriée des piles provoque des dommages écologiques !**

Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles usagées dans les conteneurs de recyclage de votre commune.

## **● Garantie / Service client**

### **Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

### **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### **Article L217-5 du Code de la consommation**

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

### **Article L217-12 du Code de la consommation**

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

### **Article 1641 du Code civil**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



## Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Ce produit dispose d'une garantie de 3 ans à partir de la date d'achat pour tout vice matériel et de fabrication. La garantie ne s'applique pas :

- Dans le cas de dommages provenant d'une utilisation non conforme.
- Aux pièces d'usure.
- En cas de faute propre du client.
- Dès lors que l'appareil a été ouvert par un atelier non agréé.

La présente garantie n'altère aucunement les droits de garantie légaux. Afin d'invoquer le droit à la garantie pendant la période de garantie, le client est tenu de fournir une preuve d'achat. La garantie est valable pour une durée de 3 ans, à compter de la date d'achat du produit, et est à faire valoir auprès de la société Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, Allemagne.

**En cas de réclamations, veuillez contacter notre service client :**

**Service d'assistance téléphonique (gratuit) :**

FR

☎ **080 53 400 06 (lu. – ve.: 8–18 horloge)**

✉ **service-f@sanitas-online.de**

BE

☎ **0800 70 611 (lu. – ve.: 8–18 horloge)**

✉ **service-be@sanitas-online.de**

Si nous vous prions de renvoyer la balance impédancemètre défectueuse, cette dernière est à expédier à l'adresse suivante :

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10b  
89231 Neu-Ulm  
ALLEMAGNE

**IAN 366720\_2101**

## ● Directives/ Dispositions

### ● Déclaration de conformité CE

Par la présente, nous garantissons que ce produit répond à la directive européenne RED 2014/53/UE.

Vous pouvez trouver la déclaration de conformité CE de ce produit sur :  
[www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedecclarationofconformity.php](http://www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedecclarationofconformity.php)

### ● Politique de confidentialité

Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de «HealthForYou» à l'adresse suivante :  
[www.healthforyou.lidl/privacy.html](http://www.healthforyou.lidl/privacy.html)



<b>Legenda van de gebruikte pictogrammen</b> .....	Pagina 44
<b>Inleiding</b> .....	Pagina 44
Correct gebruik .....	Pagina 45
Beschrijving van de onderdelen .....	Pagina 45
Technische gegevens .....	Pagina 45
<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b> .....	Pagina 46
<b>Meetprincipe</b> .....	Pagina 49
<b>Ingebruikname</b> .....	Pagina 49
Batterijen plaatsen/vervangen.....	Pagina 49
Diagnoseweegschaal plaatsen.....	Pagina 49
Ingebruikname met de ‚HealthForYou‘-app .....	Pagina 49
Ingebruikname zonder app (alternatief) .....	Pagina 50
<b>Bediening</b> .....	Pagina 51
Meting uitvoeren .....	Pagina 51
Alleen het gewicht meten .....	Pagina 52
Diagnoseweegschaal uitschakelen.....	Pagina 52
Koppeling aan een gebruiker .....	Pagina 52
Toegewezen meetwaarden doorsturen.....	Pagina 52
Opvragen opgeslagen meetwaarden op de weegschaal.....	Pagina 53
Weeggegevens wissen.....	Pagina 53
<b>Reiniging en onderhoud</b> .....	Pagina 53
<b>Afvoer</b> .....	Pagina 53
<b>Garantie / service</b> .....	Pagina 54
<b>Richtlijnen / bepalingen</b> .....	Pagina 54
Conformiteitsverklaring .....	Pagina 54
Gegevensbescherming .....	Pagina 54

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Lees de gebruiksaanwijzing!		Kantelgevaar: ga in het midden van het weegvlak staan.
	Gelijkstroom/-spanning		Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond, niet op tapijt of vloerbedekking.
	Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen!		Gevaar uit te glijden: ga niet met natte voeten op de weegschaal staan.
	Veiligheidsinstructies		Verpakking en weegschaal op een milieuvriendelijke wijze afvoeren!
	Instructies		Batterijen horen niet thuis bij het huisvuil!
	Houd kinderen uit de buurt van de weegschaal!		Product voldoet aan de productspecifiek geldende Europese richtlijnen
	Voorzichtig! Explosiegevaar!		Niet geschikt voor personen met medische implantaten (bijv. pacemakers)
	Veiligheidshandschoenen dragen!		Verpakking gemaakt van verantwoorde materialen.
	Gegevensoverdracht via Bluetooth® low energy technology		Belast de weegschaal niet met meer dan 180 kg / 396 lb / 28 st.
	3 jaar garantie		
	Fabrikant		De UKCA-markering bevestigt de conformiteit met de voor het product van toepassing zijnde normen van het Verenigd Koninkrijk.

## Diagnoseweegschaal SBF 77

### ● Inleiding



Deze korte handleiding is een vast bestanddeel van de gebruiksaanwijzing waarmee u uw product meteen in gebruik kunt nemen. U kunt de volledige gebruiksaanwijzing downloaden op <http://www.lidl-service.com>.

Lees voor het gebruik van het product de gebruiksaanwijzing en let met name op de daarin vermelde veiligheidsinstructies. Bewaar deze korte handleiding op een veilige plek. Overhandig ook alle documenten als u het product aan derden doorgeeft.

## ● Correct gebruik

De weegschaal is bedoeld voor het vaststellen van het gewicht, lichaamsvet en water evenals spieraandeel en de botmassa van mensen en voor het berekenen van het basis- en actief verbruik. De weegschaal mag niet door zwangere personen, dialysepatiënten, mensen met oedemen evenals personen met een pacemaker of andere medische implantaten worden gebruikt. De weegschaal is alleen bedoeld voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Een ander gebruik als eerder beschreven of een verandering van de weegschaal is niet toegestaan en kan tot letsel en/of beschadiging van de weegschaal leiden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die terug te voeren is op onjuist gebruik. De weegschaal is niet bestemd voor commercieel gebruik.




**Opmerking:** de metingen en het advies heeft geen medische relevantie. Indien zich uw lichaamsvet en wateraandeel continu boven het normbereik bevindt, dient u een arts te consulteren.

## ● Beschrijving van de onderdelen

- 1 LCD-display
- 2 ▼-toets
- 3 SET-toets
- 4 ▲-toets
- 5 Mode-toets
- 6 Batterijvak
- 6a Batterijvak-vergrendeling
- 7 Weegvlak
- 8 Elektrode

### LCD-display

- 9 Meetwaarde gewicht
- 10 Ingestelde gewichtseenheid (st, lb of kg)
- 11 BMR basisverbruik
- 12 AMR activiteitsomzet
- 13 Energieverbruik in kcal
- 14 Leeftijd
- 15 Weergave van de lichaamsgegevens in % of naar gewicht in lb of kg
- 16 Meetwaarden lichaamsgegevens
- 17 Initialen van de gebruiker, onbekende meting

- 18 Geslacht
- 19 Datum/Tijd/Verjaardag
- 20 Synchronisatie-symbool bij het versturen van metingen
- 21 Bluetooth®-symbool voor verbinding tussen diagnoseweegschaal en Smartphone
- 22 Activiteitsniveau
- 23 Lichaamsgegevensmodus BMI (Body-Mass Index) / BF (lichaamsvetaandeel) /  wateraandeel /  (spieraandeel) /  (botmassa)

## ● Technische gegevens

Afmetingen weegvlak:	ca. 30 x 30 x 2,5 cm (b x d x h)
Batterij:	3 x 1,5V batterij (type AAA)
Maximale draagkracht:	180 kg / 396 lb / 28 st
Meetindeling (gewicht, botmassa):	0,1 kg / 0,2 lb / 0,2 lb
Meetindeling (lichaamsvet, water-, spieraandeel):	0,1 %
Meetindeling (calorieën):	1 kcal
Materiaal:	veiligheidsglas, kunststof, metaal

Gegevensoverdracht via Bluetooth® low energy technology



Het product maakt gebruik van Bluetooth® low energy technology, frequentieband 2,402 – 2,480 GHz, zendvermogen max. 5 dBm  
De lijst met compatibele smartphones, informatie over de „HealthForYou” app en software evenals verdere informatie over de producten vindt u via de volgende link: [www.healthforyou.lidl](http://www.healthforyou.lidl)

Systeemvoorwaarden voor de 'HealthForYou'-web-versie	MS Internet Explorer MS Edge Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari (steeds in de actuele versie)
--	--

Systeemvoorwaarden voor de 'HealthForYou'-app	iOS vanaf versie 12.0, Android™ vanaf versie 8.0, vanaf Bluetooth® 4.0.
---	---

Wijzigingen van de technische gegevens zonder kennisgeving zijn vanwege updates voorbehouden.

## BELANGRIJKE INSTRUCTIES – BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK!

### **Belangrijke veiligheidsinstructies**

**⚠ WAARSCHUWING!** Negeren van de navolgende instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. De volgende veiligheidsinstructies en gevarenaanwijzingen zijn niet alleen voor uw eigen veiligheid resp. de veiligheid van derden, maar ook ter bescherming van de weegschaal. Neem daarom deze veiligheidsinstructies in acht en geef de gebruiksaanwijzing door wanneer u de weegschaal doorgeeft.



**⚠ WAARSCHUWING!**  
**LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit

zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal en het apparaat. Anders bestaat levensgevaar door verstikking. Houd kinderen steeds uit de buurt van het apparaat. Het product is geen speelgoed.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



## **WAARSCHUWING!**

Het product is niet geschikt voor personen met medische implantaten (bijv. pacemakers). De meetspanning van de bioelektrische impedantie-analyse van de weegschaal kan de functie van dergelijke implantaten beïnvloeden.

- Niet tijdens de zwangerschap gebruiken.



## **VOORZICHTIG! KANS OP LETSEL!**

Belast de weegschaal niet met meer dan 180 kg / 396 lb / 28 st. De weegschaal kan anders beschadigd raken.

-   **VOORZICHTIG! KANS OP**

**LETSEL!** Ga niet met natte voeten op de weegschaal staan en gebruik de weegschaal niet, indien het weegplateau vochtig is. Anders bestaat gevaar uit te glijden.

-  **VOORZICHTIG!  
KANS OP LETSEL!** Ga

niet aan één kant op de buitenste rand van de diagnoseweegschaal staan: kantelgevaar!

- Bescherm de weegschaal tegen stoten, vocht, stof, chemicaliën, sterke temperatuurschommelingen en plaats hem niet in de buurt

van warmtebronnen (kachelovens, verwarmingen).

- Stel het apparaat niet bloot aan
  - sterke mechanische belastingen,
  - direct zonlicht,
  - sterke elektromagnetische velden (bijv. mobiele telefoons).Anders bestaat het gevaar dat het apparaat beschadigd raakt.
- Controleer het apparaat vóór de ingebruikname op beschadigingen. Neem nooit een beschadigd apparaat in gebruik.
- Verwijder de batterijen in geval van storingen of een defect apparaat. Anders is er sprake van een verhoogd gevaar op lekkage.

## **WAARSCHUWING!** Open

nooit de behuizing van het apparaat. Lichamelijk letsel en schade aan het apparaat zouden het gevolg kunnen zijn. Laat reparaties alléén uitvoeren door het servicepunt of door een elektromonteur.

- **VOORZICHTIG!** Plaats de weegschaal niet in of bij doorgangen. Anders kunt u erover struikelen.
- De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.



## **Gevaren in de omgang met batterijen**



### **VOORZICHTIG! EXPLOESIEGEVAAR!**

- Batterijen nooit opnieuw opladen, kortsluiten, mechanisch vervormen, kleiner maken of openen. Oververhitting, brandgevaar of exploderen kunnen het gevolg zijn. Gebruik nooit onjuiste of verschillende soorten batterijen. Gooi batterijen nooit in vuur of water en leg ze nooit op hete oppervlakken. De batterijen kunnen exploderen. Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen boven 50°C die invloed op de batterijen kunnen hebben, bijvoorbeeld door radiatoren, vuur, kachels. Anders bestaat explosiegevaar of is er kans op ontsnapping van ontvlambaar gas of vloeistof.
- Let bij het plaatsen op de juiste polariteit!
- Batterijen horen niet in het huisafval!
- Iedere consument is wettelijk verplicht om batterijen volgens de voorschriften af te voeren!
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
- Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen als vloeistof uit de batterijen gelekt is. Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken direct af met voldoende schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
- Verwijder verbruikte batterijen direct uit het apparaat. Er is sprake van een verhoogde kans op lekkage!
- Bij negeren van de instructies kunnen batterijen over hun eindspanning heen ontladen worden. In dat geval bestaat het gevaar dat ze gaan lekken. In geval van lekkage van de batterijen terwijl deze nog in het apparaat zitten, dient u de batterijen onmiddellijk te verwijderen om schade aan het apparaat te vermijden!
-  Lekkende of beschadigde batterijen kunnen chemische brandwonden veroorzaken bij contact met de huid. Draag daarom in dit geval beslist geschikte veiligheidshandschoenen!
- Nieuwe en oude batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt.



## ● Meetprincipe

De diagnoseweegschaal werkt volgens het principe van de bioelektrische impedantie-analyse (B. I. A.). Hierbij wordt binnen enkele seconden door een niet voelbare, volledig onschadelijke en ongevaarlijke stroom de lichaamsaandelen bepaald.

Met deze meting van de elektrische weerstand (impedantie) en de berekening van constanten resp. individuele waarden (leeftijd, lengte, geslacht, activiteitsniveau) kunnen het lichaamsvetaandeel en andere waarden van het lichaam worden bepaald. Spierweefsel en water bezitten een goede elektrische geleiding en daarom een geringere weerstand. Botten en vetweefsel daarentegen bezitten een geringere geleiding aangezien de vetcellen en botten door de zeer hoge weerstand de stroom nauwelijks leiden.

Houd er rekening mee, dat de door de diagnoseweegschaal vastgestelde waarden alleen een benadering van de medische, daadwerkelijke analysewaarde van het lichaam weergeven. Alleen een arts kan met medische methoden (bijv. computertomografie) het lichaamsvet, water, spieraandeel en bottensamenstelling nauwkeurig vaststellen. Houd er rekening mee, dat er technisch gerelateerde meettoleranties mogelijk zijn, aangezien het hier niet om geeikte diagnoseweegschaal voor professioneel, medisch gebruik gaat.

Het product is niet geschikt voor de volgende groep personen, aangezien bij het vaststellen van het lichaamsvet en de overige waarde afwijkende en niet verklaarbare resultaten kunnen optreden:

- Kinderen jonger dan ca. 10 jaar

**Opmerking:** Bij kinderen van 8-10 jaar is het apparaat alleen geschikt voor het bepalen van het gewicht.

- Topsporters en bodybuilders,
- Personen met koorts, in dialysebehandeling, oedeemsymptomen of osteoporose,
- Personen, die cardiovasculaire geneesmiddelen innemen (van toepassing op hart en bloedvaten),
- Personen, die bloedvatverwijdende of -vernauwende geneesmiddelen innemen,




- Personen met ernstige anatomische afwijkingen aan de benen met betrekking tot de lichaamslengte (beenlengte duidelijk korter of langer).


## ● Ingebruikname

- Controleer of alle in de omvang van de levering aangegeven onderdelen aanwezig zijn.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

## ● Batterijen plaatsen / vervangen


Voor de eerste ingebruikname moeten de batterijen worden geplaatst.

- Open de afdekking van het batterijvak door de batterijvak-vergrendeling  met de vinger in en omhoog te drukken (zie afb. A).
- Plaats de drie meegeleverde batterijen (met de juiste polariteit) in het batterijvak . Let op de markeringen in het batterijvak .
- Sluit de afdekking van het batterijvak weer, totdat het hoorbaar vast klikt.

**Opmerking:** op het display  verschijnt ca. 10 minuten lang de mededeling 'USE APP'. Als het product geen functie heeft, dient u de batterijen te verwijderen en opnieuw te plaatsen.

**Opmerking:** als later de batterijen worden vervangen, blijven alle opgeslagen gegevens bewaard.

## ● Diagnoseweegschaal plaatsen

-  Plaats het product op een stevige, vlakke ondergrond. Het product is niet geschikt voor gebruik op tapijten of vloerbedekking. Een vaste vloerbedekking is voorwaarde voor een correcte meting.

## ● Ingebruikname met de ,HealthForYou'-app

De app ,HealthForYou' is gratis verkrijgbaar in de Apple App Store en bij Google Play.

- Activeer de *Bluetooth*<sup>®</sup> in de instellingen van de smartphone.
- Om een *Bluetooth*<sup>®</sup>-verbinding te waarborgen, dient u met uw smartphone/tablet in *Bluetooth*<sup>®</sup>-reikwijdte van het product te blijven.
- Installeer ‚HealthForYou‘, uit de Apple App Store / Google Play.
- Start de app en volg de aanwijzingen. In het instellingsmenu van de app de weegschaal selecteren. Op het display van de weegschaal wordt een door toeval gegenereerde zes cijferige PIN-code getoond (zie afb. C). Deze bestaat uit het weergeven van initialen [17] en meetwaarden [16]. Tegelijkertijd verschijnt op de smartphone een invoerveld (koppelingsverzoek) waarin u deze zes cijferige PIN-code moet invullen.
- De volgende instellingen moeten in de ‚HealthForYou‘-app worden ingevoerd:

Gebruikersgegevens	Instelbare waarden
Initialen / afkorting van de naam	maximaal 3 letters of cijfers (voor max. 8 gebruikers)
Lichaamslengte	100 tot 220 cm (3' 3,5, tot 7' 2,5,)
Verjaardag	Jaar, maand, dag (leeftijd: 10- 100 jaar)
Geslacht	Mannelijk (♂), vrouwelijk (♀)
Activiteitsniveau (✱)	1 tot 5 Bij de keuze van het activiteitsniveau is het middel- en langdurig aanzicht van doorslaggevend belang.

Activiteitsniveau	Lichamelijke activiteit
1	Geen.
2	Gering: weinig en lichte lichamelijke inspanningen (bijv. wandelen, lichte werkzaamheden in de tuin, gymnastiekoefeningen).

Activiteitsniveau	Lichamelijke activiteit
3	Normaal: lichamelijke inspanningen, minstens 2 tot 4 keer per week, telkens 30 minuten.
4	Hoog: lichamelijke inspanningen, minstens 4 tot 6 keer per week, telkens 30 minuten.
5	Zeer hoog: intensieve lichamelijke inspanningen, intensieve training of harde lichamelijke werkzaamheden, dagelijks, telkens minstens 1 uur.

Na aanvraag van de app de gebruikersrangschikking uitvoeren.

- Voor de automatische herkenning van de personen moet de eerste meting worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. Volg hiervoor de instructies in de app. Ga hiervoor met blote voeten op de diagnoseweegschaal staan en let erop, dat u rustig en met een gelijkmatige gewichtsverdeling met beide benen op de elektroden staat.

## ● Ingebruikname zonder app (alternatief)

### Opmerking:

We adviseren om de weegschaal in gebruik te nemen en in te stellen met de ‚HealthForYou‘-app. Voer deze stap daarom alleen dan uit als de ingebruikname volledig zonder app dient te geschieden. Ga voor de ingebruikname met app direct naar het onderdeel ‚Bediening‘.

- Druk op de SET-toets [3] terwijl ‚USE APP‘ knippert om de instellingen voor Jaar / Maand / Dag en voor Uren / Minuten in te geven. Als ‚USE APP‘ niet knippert, belast de weegschaal dan even kort.
- Druk hiervoor op de toetsen ▼ [2] en ▲ [4]. Bevestig uw instellingen door op de SET-toets [3] te drukken. Op het display [1] verschijnt ‚0,0‘.

- Druk vervolgens nogmaals op de SET-toets [3]. Op het display [1] verschijnt ‚P.01‘ resp. het nummer van de laatst gebruikte weegschaal-geheugenlocatie.
- Selecteer met behulp van de toetsen ▼ [2] en ▲ [4] uw eigen geheugenlocatie (P.01 t/m P.08) en druk op de SET-toets [3] ter bevestiging.
- Geef uw instellingen op zoals geslacht, initialen, lengte, geboortedatum (jaar / maand / dag) en activiteitsgraad (zie ‚Ingebruikname met de ‚HealthForYou‘-app (tabel)‘).
- Bevestig dit telkens door op de SET-toets [3] te drukken.

Als u uw gegevens hebt ingevoerd, verschijnt de 4-cijferige gebruikers-PIN. Deze is nodig om u eventueel later bij de app aan te melden. Op het display [1] verschijnt vervolgens ‚0.0‘.

**Opmerking:** voor de automatische persoonsherkenning moet de eerste meting worden toegewezen aan uw eigen persoonlijke gegevens. Ga zo mogelijk met blote voeten op de weegschaal staan en let erop dat u rustig en met een gelijkmatige gewichtsverdeling met beide voeten op de elektroden staat.

**Opmerking:** u kunt Bluetooth® op de weegschaal uitzetten. Druk daarvoor in ingeschakelde toestand op de Mode-toets [5] gedurende ca. 6 seconden tot op het display [1] het Bluetooth®-symbool [2] en ‚ON‘ verschijnt. Ga binnen 3 seconden met de ▲-toets [4] naar de gedeactiveerde status. Op het display [1] verschijnt ‚OFF‘. Na ca. 3 seconden gaat de weegschaal door deze wijziging automatisch uit.

**Opmerking over de latere app-aanmelding:** Indien u hebt gekozen voor ingebruikname van de weegschaal zonder app, kunt u uw bestaande eigen weegschaal-geheugenlocatie toevoegen aan de ‚HealthForYou‘-app. Hiervoor moet u uw 4-cijferige gebruikers-PIN invoeren. Deze procedure wordt in de app uitgelegd.

## ● Bediening

- Weeg uzelf indien mogelijk op hetzelfde tijdstip van de dag (het beste ‚s ochtends) na de toiletgang, nuchter en met even zware kleding, om vergelijkbare resultaten te verkrijgen.

- Wacht enkele uren na uitzonderlijke lichamelijke inspanning.
- Wacht ca. 15 minuten na het opstaan, zodat zich het in het lichaam bevindende water kan verdelen.
- Belangrijk bij het meten: het bepalen van het lichaamsvet kan alleen op blote voeten worden uitgevoerd.

**Opmerking:** volledig droge voeten of voeten met veel eelt kunnen ongewenste resultaten opleveren, aangezien deze een te geringe geleiding bezitten.

**Opmerking:** er mag geen huidcontact tussen beide voeten, benen, kuiten of bovenbenen bestaan. Anders kan de meting niet correct worden uitgevoerd.

**Opmerking:** een meting met sokken heeft foutieve meetresultaten tot gevolg.

- Ga tijdens het meten rechtop en stil staan met een gelijkmatige gewichtsverdeling op beide benen.
- Het is belangrijk, dat alleen de trend op lange termijn telt. Normaal gesproken zijn kortstondige gewichtsafwijkingen binnen enkele dagen afhankelijk door vloeistofverlies; lichaamswater speelt echter een belangrijke rol voor het welzijn.

**Opmerking:** de eenheden van de weegschaal worden veranderd in de apparateninstellingen van de app (kg/lb/st).

Eventueel kan door het meermaals kort drukken op de Mode-toets [5] op de achterkant van de weegschaal de gewenste eenheid worden geselecteerd. Bij het selecteren van de gewichtseenheid lb wordt ook de tijdsmodus automatisch gewijzigd in het 12-uurs formaat (a.m./p.m.).

## ● Meting uitvoeren

- Ga met blote voeten op de diagnoseweegschaal staan en let erop, dat u rustig en met een gelijkmatige gewichtsverdeling met beide benen op de elektroden [8] staat.

De diagnoseweegschaal begint direct met de meting. Kort erna wordt het meetresultaat weergegeven. Als het resultaat werd gekoppeld aan een gebruiker (de initialen van de gebruiker [17] worden weergegeven, bijv. LEE), worden BMI, BF, water, spieren, botten, BMR en AMR weergegeven.

De volgende weergaven verschijnen:

- Gewicht in kg met BMI (afb. D)
- Lichaamsvet in % (BF) (afb. E)
- Lichaamswater in % (afb. F)
- Spieraandeel in % (afb. G)
- Botmassa in kg (afb. H)
- Basisverbruik in kcal (BMR) (afb. I)
- Actief verbruik in kcal (AMR) (afb. J)

**Opmerking:** als de gemeten waarde aan meerdere mogelijke gebruikersprofielen kan worden toegewezen, wisselt de gebruiker-weergave op het display **1**. Selecteer uw gebruiker door op de SET-toets **3** te drukken.

Als de gebruiker niet wordt herkend, wordt alleen het gewicht en '- -' getoond. Met de ▲-toets **4** kunt u dan uw gebruiker selecteren. Deze is na ca. 3 seconden geactiveerd. Anders wordt deze meting niet opgeslagen.

**Opmerking:** eventueel kunt u uw gebruiker ook voor het meten selecteren:

Ga kort op de weegschaal staan om deze te activeren. Selecteer uw gebruiker met de ▲-toets **4**. De geselecteerde gebruiker is na ca. 3 seconden geactiveerd.

## ● Alleen het gewicht meten

- Ga met schoenen aan op de diagnoseweegschaal staan. Ga rustig op beide benen met een gelijkmatige gewichtsverdeling op de diagnoseweegschaal staan.

De diagnoseweegschaal begint direct met de meting. Als er een gebruiker is toegewezen (de initialen van de gebruiker **17** worden getoond), worden gewicht en BMI getoond en opgeslagen.

**Opmerking:** bij twee of meer mogelijk herkende gebruikers wijzigt de gebruiker in de display-weergave. Selecteer uw gebruiker door op de SET-toets **3** te drukken.

Als de gebruiker niet wordt herkend, wordt alleen het gewicht en '- -' getoond. Met de toetsen ▼ **2** en ▲ **4** kunt u dan uw gebruiker selecteren en met de SET-toets **3** bevestigen. Anders wordt deze meting niet opgeslagen.

## ● Diagnoseweegschaal uitschakelen

De diagnoseweegschaal bezit een automatische uitschakeling en schakelt na de weergave van de meetresultaten automatisch uit.

## ● Koppeling aan een gebruiker

De weegschaal beschikt over een gebruikersgeheugen van tot wel 8 personen. Bij een nieuwe meting koppelt de diagnoseweegschaal de meting automatisch aan de gebruiker die erop staat, tenminste als de laatste opgeslagen meetwaarde binnen de range van +/- 3 kg ligt.

Als de gemeten waarde aan meerdere mogelijke gebruikersprofielen kan worden toegewezen, wisselt de gebruiker-weergave op het display **1**. Selecteer uw gebruiker door op de SET-toets **3** te drukken.

**Opmerking:** eventueel kunt u uw gebruiker ook voor het meten selecteren:

Ga kort op de weegschaal staan om deze te activeren. Selecteer uw gebruiker met de ▲-toets **4**. De geselecteerde gebruiker is na ca. 3 seconden geactiveerd.

## ● Toegewezen meetwaarden doorsturen

Indien de 'HealthForYou'-app is geopend en er een actieve Bluetooth®-verbinding met de diagnoseweegschaal bestaat (te zien aan het Bluetooth®-symbool **21** op het display **1**), worden nieuw toegewezen metingen direct naar de app verstuurd. Het synchronisatie-symbool **20** verschijnt op het display **1** als er nieuwe metingen naar de app worden verzonden. Het verschijnt niet als er geen nieuwe metingen voor deze gebruiker zijn opgeslagen of toegewezen. De waarden worden in dit geval niet opgeslagen op de diagnoseweegschaal.

Als de app niet is geopend, worden nieuwe gekoppelde metingen opgeslagen op de diagnoseweegschaal. Er kunnen maximaal 30 metingen per gebruiker worden opgeslagen op de diagnoseweegschaal. De opgeslagen meetwaarden worden

automatisch verstuurd naar de app, als deze binnen Bluetooth®-reikwijdte is geopend. Een automatische transmissie in uitgeschakelde toestand van de diagnoseweegschaal is binnen het bereik van de Bluetooth® mogelijk.

## ● Opvragen opgeslagen meetwaarden op de weegschaal

- Selecteer de gebruiker door in ingeschakelde toestand evt. meermaals op de ▲-toets [4] te drukken. Na ca. 3 seconden is de geselecteerde gebruiker geactiveerd.
- Druk eventueel meermaals op de ▼-toets [2] om oudere waardes op te vragen.
- Reeds verzonden meetwaarden kunnen niet meer op het display [1] worden bekeken.

## ● Weeggegevens wissen

- Om alle metingen en oude gebruikersgegevens op de diagnoseweegschaal volledig te wissen, schakelt u de diagnoseweegschaal in en drukt u ca. 11 seconden lang op de Mode-toets [5]. Op het display [1] verschijnt enkele seconden ,CLr'.
- Om slechts één gebruiker te wissen, schakelt u de diagnoseweegschaal in en drukt u op de ▲-toets [4] om de desbetreffende gebruiker te selecteren. Deze wordt na ca. 3 seconden geactiveerd en de initialen van de gebruiker evenals ,0.0' verschijnen op het display [1]. Druk vervolgens ca. 6 seconden op de Mode-toets [5]. Op het display [1] verschijnt enkele seconden lang ,dEL'.

## ● Reiniging en onderhoud

- Gebruik voor de reiniging geen chemische reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig het product met een licht vochtige doek. Bij hardnekkige verontreinigingen kunt u de doek ook vochtig maken met een licht zeepsopje.

- Dompel het product nooit onder in water of in andere vloeistoffen. Anders kunnen de apparaten beschadigd raken.
- Zorg ervoor, dat geen water in het product kan raken. Indien dit toch het geval mocht zijn, mag u het apparaat pas weer gebruiken, als dit volledig droog is.

## ● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.



Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; verwijder deze afzonderlijk voor een betere afvalbehandeling. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangevoerde instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen moeten volgens de richtlijn 2006/66/EG en veranderingen daarop worden gerecycled. Geef batterijen en / of het apparaat af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



## Milieuschade door onjuiste afvoer van batterijen!

Batterijen mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

## ● Garantie/service

Wij verlenen 3 jaar garantie vanaf koopdatum op materiaal- en productiefouten van de weegschaal. De garantie geldt niet:

- In geval van schade die terug te voeren is op ondeskundig gebruik.
- Voor aan slijtage onderhevige onderdelen.
- Door eigen toedoen van de klant.
- Zodra het apparaat werd geopend door een niet geautoriseerde werkplaats.

De wettelijke garantieverlening voor de klant blijft onaangetast door de garantie. Voor garantieclaims binnen de garantieperiode dient de klant het bewijs van aankoop te leveren. De garantie dient binnen een periode van 3 jaar vanaf de aankoopdatum bij Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, Duitsland, geldig te worden gemaakt.

**Neem in geval van een reclamatie contact op met onze service:**

### Service hotline (gratis)

**NL**

☎ **0800 54 30 543 (ma. – fr.: 8–18 klok)**

✉ **service-nl@sanitas-online.de**

**BE**

☎ **0800 70 611 (ma. – fr.: 8–18 klok)**

✉ **service-be@sanitas-online.de**

Als wij u vragen, de defecte diagnoseweegschaal op te sturen, kunt u hem naar volgend adres opsturen:

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10b  
89231 Neu-Ulm  
DUITSLAND

**IAN 366720\_2101**

## ● Richtlijnen/bepalingen

### ● Conformiteitsverklaring

Hiermee bevestigen wij dat dit product voldoet aan de Europese RED-richtlijn 2014/53/EU.

De CE-conformiteitsverklaring van dit product kunt u vinden op:  
[www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclarationofconformity.php](http://www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclarationofconformity.php)

### ● Gegevensbescherming

De bepalingen m.b.t. de gegevensbescherming van 'HealthForYou' kunt u inzien via de volgende link:  
[www.healthforyou.lidl/privacy.html](http://www.healthforyou.lidl/privacy.html)

<b>Legenda zastosowanych piktogramów</b> .....	Strona 56
<b>Instrukcja</b> .....	Strona 56
Użycie zgodne z przeznaczeniem .....	Strona 57
Opis części .....	Strona 57
Dane techniczne .....	Strona 57
<b>Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b> .....	Strona 58
<b>Zasada pomiaru</b> .....	Strona 61
<b>Uruchomienie</b> .....	Strona 61
Zakładanie /Wymiana baterii .....	Strona 61
Ustawianie wagi diagnostycznej .....	Strona 61
Uruchomienie z aplikacją „HealthForYou” .....	Strona 61
Uruchomienie bez aplikacji (alternatywnie).....	Strona 62
<b>Obsługa</b> .....	Strona 63
Przeprowadzanie pomiaru.....	Strona 63
Tylko pomiar ciężaru .....	Strona 64
Wyłączanie wagi diagnostycznej .....	Strona 64
Przyporządkowanie użytkownika.....	Strona 64
Przesyłanie przypisanych wartości pomiaru .....	Strona 64
Wyświetlanie zapisanych wartości pomiaru na wadze.....	Strona 65
Kasowanie danych wagi.....	Strona 65
<b>Czyszczenie i pielęgnacja</b> .....	Strona 65
<b>Utylizacja</b> .....	Strona 65
<b>Gwarancja / Serwis</b> .....	Strona 66
<b>Wytyczne / postanowienia</b> .....	Strona 66
Deklaracja zgodności.....	Strona 66
Polityka prywatności .....	Strona 66

Legenda zastosowanych piktogramów			
	Przeczytać instrukcję obsługi!		Niebezpieczeństwo upadku: Proszę stawać na środku powierzchni ważenia.
	Prąd stały/napięcie stałe		Stawiać wagę na równej powierzchni, nie na dywanie.
	Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!		Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się: Nie stawać na wagę z mokrymi stopami.
	Wskazówki bezpieczeństwa		Opakowanie oraz wagę zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska!
	Instrukcja postępowania		Baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi!
	Trzymać dzieci z dala od wagi!		Produkt odpowiada specyficznym dla produktu obowiązującym dyrektywom europejskim
	Ostrożnie! Niebezpieczeństwo wybuchu!		Nie nadaje się dla osób z implantami medycznymi (np. rozruszniki serca)
	Zakładać rękawice ochronne!		Opakowanie z odpowiedzialnych źródeł.
	Przesyłanie danych przez Bluetooth® low energy technology		Nie należy doprowadzać do przeciężenia wagi powyżej 180 kg / 396 lb / 28 st.
	3 lat gwarancji		
	Producent		Znak UKCA potwierdza zgodność z normami brytyjskimi mającymi zastosowanie do danego produktu.

## Waga diagnostyczna SBF 77

### ● Instrukcja



Ta skrócona instrukcja jest integralną częścią instrukcji obsługi, za pomocą której można natychmiast uruchomić produkt. Pełną instrukcję obsługi można pobrać ze

strony <http://www.lidl-service.com>. Przed użyciem produktu należy przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać w szczególności zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Skróconą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przy przekazaniu produktu osobom trzecim należy dołączyć do niego całą dokumentację.



## ● Użycie zgodne z przeznaczeniem

Waga służy do ustalania ciężaru, zawartości tkanki tłuszczowej i wody w organizmie oraz udziału mięśni i masy kostnej u ludzi oraz do obliczania podstawowej i czynnej przemiany materii. Waga nie może być używana przez kobiety w ciąży, pacjentów dializowanych, osoby z obrzękami oraz posiadające rozruszniki serca lub inne implanty medyczne. Waga przeznaczona jest jedynie do użytku domowego, a nie profesjonalnego. Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian wagi nie jest dozwolone i może prowadzić do uszkodzenia wagi. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z zastosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem. Waga nie jest przeznaczona do celów zarobkowych.




**Wskazówka:** Pomiar i zalecenia nie mają odniesienia medycznego. Jeśli udział tkanki tłuszczowej i wody trwale znajduje się powyżej lub poniżej normalnego zakresu, należy udać się do lekarza.

## ● Opis części

- 1 Wyświetlacz LCD
- 2 Przycisk ▼
- 3 Przycisk SET
- 4 Przycisk ▲
- 5 Przycisk Mode
- 6 Komora na baterie
- 6a Zamknięcie komory na baterie
- 7 Powierzchnia ważenia
- 8 Elektroda

## Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

- 9 Wartość pomiaru ciężar
- 10 Ustawiona jednostka wagi (st, lb lub kg)
- 11 Podstawowa przemiana materii BMR
- 12 Poziom aktywności AMR
- 13 Przemiana energetyczna w kcal
- 14 Wiek
- 15 Parametry ciała w % lub wg ciężaru w lb lub kg
- 16 Wartości pomiaru parametry ciała
- 17 Inicjały użytkownika, nieznan pomiar „- -”
- 18 Płec

- 19 Data /godzina /data urodzenia
- 20 Symbol synchronizacji przy przesyłaniu pomiarów
- 21 Symbol Bluetooth® do połączenia między wagą diagnostyczną a smartfonem
- 22 Stopień aktywności
- 23 Tryb parametrów ciała BMI (wskaźnik masy ciała) / BF (udział tkanki tłuszczowej) /  (udział wody) /  (udział mięśni) /  (masa kostna)

## ● Dane techniczne

Wymiary powierzchni

ważenia: ok. 30 x 30 x 2,5 cm  
(szer. x gł. x wys.)

Bateria: 3 x 1,5V baterie  
(typu AAA)

Maksymalny udźwig: 180 kg / 396 lb / 28 st

Klasyfikacja pomiaru  
(ciężar, masa kostna): 0,1 kg / 0,2 lb / 0,2 lb

Klasyfikacja pomiaru  
(udział tkanki  
tłuszczowej, wody,  
mięśni): 0,1 %

Klasyfikacja pomiaru  
(kalorie): 1 kcal

Materiał: szkło bezpieczne, two-  
rzywo sztuczne, metal

Przesył danych  
przez Bluetooth®  
low energy  
technology:

Produkt obsługuje Bluetooth®  
low energy technology,  
pasmo częstotliwości  
2,402–2,480 GHz,  
maks. emitowana 5dBm  
Lista kompatybilnych  
smartfonów, informacje do-  
tyczące aplikacji i opro-  
gramowania HealthForYou  
oraz więcej danych na te-  
mat urządzeń znajduje się  
pod następującym linkiem:  
[www.healthforyou.lidl](http://www.healthforyou.lidl)



Wymagania systemowe dla wersji internetowej „HealthForYou”	MS Internet Explorer MS Edge Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari (w danej aktualnej wersji)
--	---

Wymagania systemowe dla aplikacji „HealthForYou”	iOS od wersji 12.0, Android™ od wersji 8.0, od Bluetooth® 4.0.
--	--

Zmiany techniczne bez uprzedzenia z powodu aktualizacji są zastrzeżone.

## WAŻNE WSKAZÓWKI – ZACHOWAĆ W CELU PÓŹNIEJSZEGO ZASTOSOWANIA!



### Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Nieprzestrzeżenie poniższych wskazówek może spowodować szkody osobowe lub materialne. Przestrzegając poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń, chronią Państwo nie tylko zdrowie swoje i osób trzecich, lecz także zapobiegają uszkodzeniu wagi. Z tego względu należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, a przekazując wagę innej osobie, dołączyć niniejszą instrukcję.



### **⚠ OSTRZEŻENIE!** **ZAGROŻENIE ŻYCIA**

#### **I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU DLA DZIECI!**

Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowania i urządzeniem. W

przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo utraty życia przez uduszenie. Zawsze należy trzymać dzieci z dala od urządzenia. Produkt nie jest zabawką.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.



### **⚠ OSTRZEŻENIE!**

- Produkt nie nadaje się dla osób z implantami medycznymi (np. rozruszniki serca). Napięcie pomiarowe analizy

impedancji bioelektrycznej wagi może ograniczyć działanie takich implantów.

- Nie używać w okresie ciąży.



## **OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃ- STWO OBRAŻEŃ CIAŁA!**

Nie należy doprowadzać do przeciążenia wagi powyżej 180 kg / 396 lb / 28 st. W przeciwnym razie może ona ulec uszkodzeniu.



**OSTROŻNIE!  
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ  
CIAŁA!** Nie należy wchodzić na wagę mokrymi stopami ani nie używać wagi, jeśli powierzchnia do wchodzenia jest wilgotna. W przeciwnym razie może dojść do poślizgnięcia.



**OSTROŻNIE! NIE-  
BEZPIECZEŃSTWO  
OBRAŻEŃ CIAŁA!** Nie wchodzić z jednej strony całym na skraj wagi diagnostycznej: niebezpieczeństwo upadku!

- Należy chronić wagę przed wstrząsami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami temperatury oraz znajdującymi się w bezpośredniej bliskości źródłami ciepła (piec, kaloryfer).

- Nie narażać urządzenia na
  - silne mechaniczne obciążenia,
  - bezpośrednie promieniowanie słoneczne,
  - silne pola elektromagnetyczne (np. telefony komórkowe).W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy skontrolować je pod kątem uszkodzeń. Nie należy uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
- W razie zakłóceń lub w przypadku wadliwego działania urządzenia, należy usunąć baterie z urządzenia. W przeciwnym razie istnieje zwiększone niebezpieczeństwo wycieku.
- ⚠ OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Może dojść do uszkodzenia ciała lub urządzenia. Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez punkt serwisowy lub przez wykwalifikowanego elektryka.
- **OSTROŻNIE!** Nie przechowywać wagi w przejściach. W przeciwnym razie można się o nią potknąć.
- Nie można zwierać zacisków przyłączeniowych.



## Niebezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się bateriami

-  **OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO EKSPLOZJI!** Nigdy nie należy ponownie naładowywać, zwierać, mechanicznie deformować, miażdżyć lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu. Nie stosować nigdy niepoprawnych lub różnych typów baterii. Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia lub wody i nigdy ich nie kłaść na gorących powierzchniach. Baterie mogą eksplodować. Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur powyżej 50 °C, które mogą oddziaływać na baterie, np. kaloryfery, ogień, piekarnik. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo eksplozji lub wycieku palnego gazu lub płynu.
- Podczas zakładania należy zwracać uwagę na właściwe ułożenie biegunów!
- Baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi!
- Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do prawidłowego usuwania baterii do odpadów!
- Baterie trzymać poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku wylania kwasu z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówką. W razie kontaktu z kwasem akumulatorowym, należy natychmiast wyplukać dotknięte miejsce dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Należy usunąć baterie z urządzenia, jeśli nie były one używane przez dłuższy okres czasu.
- Wyczerpane baterie niezwłocznie usunąć z urządzenia. W przeciwnym razie zwiększa się ryzyko wycieku elektrolitu!
- W przypadku nieprzestrzegania wskazówek baterie mogą zostać rozładowane poza ich napięcie końcowe. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo wycieku. W przypadku wystąpienia wycieku z baterii znajdujących się w urządzeniu należy je natychmiast wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia!
-  Baterie, z których nastąpił wyciek, lub baterie uszkodzone mogą w przypadku kontaktu ze skórą spowodować oparzenie substancją żrącą. Dlatego należy w takim przypadku koniecznie nakładać odpowiednie rękawice ochronne!

- Nie można stosować razem nowych i zużytych baterii.

## ● Zasada pomiaru

Niniejsza waga diagnostyczna pracuje na zasadzie analizy impedancji bioelektrycznej (B. I. A.). Przy tym w ciągu sekundy możliwe jest ustalenie danych wartości w organizmie dzięki nieodczuwalnemu, całkowicie nieszkodliwemu i niegroźnemu prądowi. W tym pomiarze oporu elektrycznego (impedancji) i kalkulacji stałych lub indywidualnych wartości (wiek, wymiary, płeć, stopień aktywności) można ustalić udział tkanki tłuszczowej i innych wielkości w organizmie. Tkanka mięśniowa i woda są dobrymi przewodnikami elektrycznymi i w ten sposób wykazują niewielki opór. Natomiast kości i tkanka tłuszczowa mają niską zdolność przewodzenia, ponieważ cząsteczki tłuszczu i kości poprzez bardzo wysoki opór nie mogą niemal przewodzić prądu. Należy pamiętać, że wartości ustalone przez wagę diagnostyczną stanowią tylko przybliżone ustalenia w porównaniu z medyczną, realną analizą wartości organizmu. Tylko lekarz specjalista może przy użyciu metod medycznych (np. tomografia komputerowa) przeprowadzić dokładne ustalenie zawartości tkanki tłuszczowej, wody, tkanki mięśniowej i budowy kostnej w organizmie.

Proszę pamiętać, że możliwe są uwarunkowane technicznie tolerancje pomiaru, ponieważ nie jest to waga diagnostyczna do profesjonalnego, medycznego użytku.

Produkt nie nadaje się dla poniższej grupy osób, ponieważ przy ustalaniu tkanki tłuszczowej i innych wartości mogą pojawić się rozbieżne i nieprzekonujące wyniki:

- dzieci poniżej ok. 10 roku życia

**Wskazówka:** dla dzieci w wieku 8-10 lat, urządzenie nadaje się tylko do pomiaru wagi.

- sportowcy wyczynowi i kulturyści,
- osoby z gorączką, dializowane, z symptomami obrzęków lub osteoporozy,
- osoby poddane leczeniu chorób kardiowaskularnych (dotyczące układu sercowonaczyniowego),




- osoby, które przyjmują leki zwężające lub rozszerzające naczynia krwionośne,
- osoby ze znacznymi odchyleniami anatomicznymi nóg w odniesieniu do całego ciała (długość nogi znacznie krótsza lub dłuższa).


## ● Uruchomienie

- Sprawdzić, czy wszystkie podane części są zawarte w zestawie.
- Usunąć cały materiał opakowania.

## ● Zakładanie / Wymiana baterii


Przed pierwszym uruchomieniem należy włożyć baterie.

- Otworzyć pokrywę komory na baterie, wciskając palcem do środka i do góry zamknięcie komory na baterie  (patrz rys. A).
- Włożyć trzy dołączone baterie (z poprawnym ułożeniem biegunów) komory baterii . Uważać na oznaczenia w komorze baterii .
- Ponownie zamknąć pokrywę komory baterii, aż się zatrzaśnie w sposób słyszalny.

**Wskazówka:** Na wyświetlaczu LCD  pojawi się komunikat „USE APP” przez ok. 10 minut. Jeśli produkt nie działa, wyjąć baterie i założyć je ponownie.

**Wskazówka:** przy późniejszej wymianie baterii wszystkie zapisane dane pozostaną.

## ● Ustawianie wagi diagnostycznej

-  Produkt ustawić na twardym, równym podłożu. Produkt nie nadaje się do wykładzin dywanowych. Twarde podłoże jest warunkiem poprawnego pomiaru.

## ● Uruchomienie z aplikacją „HealthForYou”

Bezpłatna aplikacja „HealthForYou” jest dostępna w Apple App Store i w Google Play.

- Aktywować Bluetooth® w ustawieniach smartfona.
- Aby zapewnić połączenie Bluetooth®, należy pozostać ze smartfonem / tabletem w zasięgu Bluetooth® produktu.
- Zainstalować aplikację „HealthForYou” z Apple App Store / Google Play.
- Uruchomić aplikację i postępować zgodnie z instrukcjami. W ustawieniach aplikacji wybrać wagę. Na wyświetlaczu wagi zostanie wyświetlony wygenerowany losowo, sześciocyfrowy kod PIN (patrz rys. C). Składa się on z wyświetlanych inicjałów [17] i wartości pomiaru [16]. W tym samym czasie na smartfonie pojawi się pole do wprowadzania (żądanie połączenia), w które trzeba wpisać ten sześciocyfrowy kod PIN.
- W aplikacji „HealthForYou” należy wprowadzić następujące ustawienia:

Dane użytkownika	Ustawiane wartości
Inicjały/ Skrót imienia	maksymalnie 3 litery lub cyfry (do 8 użytkowników)
Wzrost	100 do 220 cm (3' 3,5" do 7' 2,5")
Data urodzenia	Rok, miesiąc, dzień (Wiek: 10-100 lat)
Płeć	męska (♂), żeńska (♀)
Stopień aktywności (✂)	1 do 5 Przy wyborze stopnia aktywności decydujący jest średni i długi okres czasu.

Stopień aktywności	Aktywność fizyczna
1	Brak.
2	Miała: Niewielki lub lekki wysiłek fizyczny (np. spacerowanie, lekka praca w ogrodzie, ćwiczenia gimnastyczne).
3	Średni: Wysiłek fizyczny, przynajmniej 2 do 4 razy tygodniowo, po 30 minut.

Stopień aktywności	Aktywność fizyczna
4	Wysoki: Wysiłek fizyczny, przynajmniej 4 do 6 razy tygodniowo, po 30 minut.
5	Bardzo wysoki: Intensywny wysiłek fizyczny, intensywny trening lub ciężka praca fizyczna, codziennie, za każdym razem przynajmniej 1 godzinę.

Po żądaniu aplikacji wykonać przyporządkowanie użytkownika.

- W celu automatycznego rozpoznawania osoby pierwszy pomiar musi zostać przyporządkowany Państwa osobistym danym użytkownika. W tym celu należy przestrzegać poleceń aplikacji. Należy przy tym stanąć na wadze diagnostycznej i uważać na to, aby stać spokojnie i z równomiernym rozłożeniem ciężaru obu nóg na elektrodach.

## ● Uruchomienie bez aplikacji (alternatywnie)

### Wskazówka:

Zalecamy uruchomienie i wykonywanie wszystkich ustawień przy pomocy aplikacji „HealthForYou”. Przeprowadzić ten krok jedynie, gdy uruchomienia ma zostać wykonane całkowicie bez aplikacji. Przy uruchomieniu z aplikacją od razu przejść do rozdziału „Obsługa”.

- Nacisnąć przycisk SET [3], gdy miga „USE APP”, aby dokonać ustawień roku / miesiąca / dnia oraz godziny / minuty. Jeśli „USE APP” nie miga, lekko obciążyc wagę.
- W tym celu należy nacisnąć przyciski ▼ [2] i ▲ [4]. Potwierdzić ustawienia poprzez naciśnięcie przycisku SET [3]. Na wyświetlaczu LCD [1] pojawi się komunikat „0.0”.
- Ponownie nacisnąć przycisk SET [3]. Na wyświetlaczu LCD [1] pojawi się komunikat „P-01” lub numer ostatnio używanej pamięci użytkownika wagi.

- Przy pomocy przycisków ▼ [2] i ▲ [4] wybrać swoją pamięć użytkownika (P-01 do P-08) i nacisnąć przycisk SET [3] w celu potwierdzenia.
- Przeprowadzić ustawienia takie jak płeć, inicjały, wzrost, urodziny (rok / miesiąc / dzień) oraz stopień aktywności (patrz „Uruchomienie z aplikacją „HealthForYou“ (tabela)).
- Potwierdzić to za każdym razem naciskając przycisk SET [3].

Na końcu wprowadzania pojawi się 4-cyfrowy PIN użytkownika. Jest on potrzebny do ewentualnie późniejszej rejestracji w aplikacji. Na wyświetlaczu LCD [1] pojawi się następnie komunikat „0.0“.

**Wskazówka:** w celu automatycznego rozpoznania osoby pierwszy pomiar musi zostać przyporządkowany Państwu osobistym danym użytkownika. Należy stanąć najlepiej boszo na wadze i uważać na to, aby stać spokojnie i z równomiernym rozłożeniem ciężaru obu stóp na elektrodach.

**Wskazówka:** Bluetooth® można dezaktywować na wadze. W tym celu w stanie włączonym nacisnąć przycisk Mode [5] przez ok. 6 sekund, aż na wyświetlaczu LCD [1] pojawi się symbol Bluetooth® [21] i „ON“. W ciągu 3 sekund przełączyć przyciskiem ▲ [4] na trym dezaktywowany. Na wyświetlaczu LCD [1] pojawi się „OFF“. Po ok. 3 sekundach waga wyłączy się automatycznie z tą zmianą.

### **Wskazówka dla późniejszej rejestracji w aplikacji:**

Jeśli dokonano się uruchomienia bez aplikacji, to istniejącą pamięć użytkownika wagi można dodać w aplikacji HealthForYou“. W tym celu konieczne jest wprowadzenie 4-cyfrowego PIN-u użytkownika,. Sposób ten jest opisany w aplikacji.

## ● **Obsługa**

- W miarę możliwości należy ważyć się o tej samej porze dnia (najlepiej rano), po wyjściu do toalety i na czczo oraz w odzieży o takim samym ciężarze, aby uzyskać porównywalne wyniki.
- Po niezwykajnym wysiłku fizycznym odczekać kilka godzin.
- Po wstaniu odczekać ok. 15 minut, aby woda zawarta w ciele mogła zostać rozprowadzona.

- Ważne przy pomiarze: analizy tkanki tłuszczowej można dokonywać wyłącznie na boszo.

**Wskazówka:** Całkiem suchy lub mocno zrogowaciały spód stóp może prowadzić do niezadowolających wyników, ponieważ wykazują one zbyt niską zdolność przewodzenia.

**Wskazówka:** Stopy, nogi, łydki i uda nie mogą się stykać. W innym razie nie da się poprawnie wykonać pomiaru.

**Wskazówka:** Pomiar w skarpetkach prowadzi do fałszywych wyników.

- Podczas pomiaru należy stać prosto i spokojnie, równomiernie rozkładając ciężar na dwóch nogach.
- Ważne jest to, że liczy się tylko długotrwały trend. Z reguły krótkotrwałe różnice w wadze w ciągu kilku dni są spowodowane utratą płynów; zawartość wody w organizmie odgrywa jednak ważną rolę dla dobrego samopoczucia.

**Wskazówka:** Jednostki wagi są przestawiane w ustawieniach urządzenia w aplikacji (kg / lb / st). Alternatywnie poprzez krótkie naciśnięcie przycisku Mode [5] na spodzie wagi można wybrać pożądaną jednostkę.

Po wybraniu jednostki wagi lb, tryb czasu automatycznie zmienia się na format 12-godzinny (a.m./p.m.).

## ● **Przeprowadzanie pomiaru**

- Należy stanąć boszo na wadze diagnostycznej i uważać na to, aby stać spokojnie i z równomiernym rozłożeniem ciężaru obu nóg na elektrodach [8].

Waga diagnostyczna od razu rozpocznie pomiar. Krótko później wyświetlany jest wynik pomiaru.

Jeśli przypisany zostanie użytkownik (wyświetlają się inicjały użytkownika [17], np. LEE), wyświetla się BMI, BF, woda, mięśnie, kości, BMR i AMR.

Wyświetlane są następujące komunikaty:

- ciężar w kg z BMI (rys. D)
- tkanka tłuszczowa w % (BF) (rys. E)
- zawartość wody w % (rys. F)
- udział mięśni w % (rys. G)
- masa mięśniowa w kg (rys. H)

- podstawowa przemiana materii w kcal (BMR) (rys. I)

- czynna przemiana materii w kcal (AMR) (rys. J)

**Wskazówka:** jeśli mierzona wartość może być przyporządkowana do kilku możliwych profili użytkownika, na wyświetlaczu LCD [1] zmienia się wskazanie użytkownika. Wybrać użytkownika, w tym celu nacisnąć przycisk SET [3].

Jeśli użytkownik nie zostanie rozpoznany, wyświetla się tylko ciężar i „- -”. Przyciskiem ▲ [4] można następnie wybrać swojego użytkownika. Aktywowany jest on po ok. 3 sekundach. W przeciwnym razie pomiar nie zostanie zapisany.

**Wskazówka:** alternatywnie można wybrać użytkownika przed pomiarem:

Stanąc na chwilę na wadze diagnostycznej, aby ją aktywować. Wybrać użytkownika przy pomocy przycisku ▲ [4]. Wybrany użytkownik jest aktywny po ok. 3 sekundach.

## ● Tylko pomiar ciężaru

- Stanąc w butach na wadze diagnostycznej. Stanąc spokojnie na wadze diagnostycznej z równomiernym rozłożeniem ciężaru na obu nogach.

Waga diagnostyczna od razu rozpocznie pomiar. Jeśli przypisany został użytkownik (wyświetlają się inicjały użytkownika [17]), wyświetla i zapisuje się waga i BMI.

**Wskazówka:** przy dwóch lub kilku rozpoznanych użytkownikach, użytkownik przechodzi do komunikatu wyświetlacza. Wybrać użytkownika, w tym celu nacisnąć przycisk SET [3].

Jeśli użytkownik nie zostanie rozpoznany, wyświetla się tylko ciężar i „- -”. Przy pomocy przycisków ▼ [2] i ▲ [4] można wybrać użytkownika i potwierdzić przyciskiem SET [3]. W przeciwnym razie pomiar nie zostanie zapisany.

## ● Wyłączenie wagi diagnostycznej

Waga diagnostyczna dysponuje automatyczną funkcją wyłączenia i wyłącza się automatycznie po wyświetleniu wyniku pomiaru.

## ● Przyporządkowanie użytkownika

Waga posiada pamięć użytkowników do zapisu aż 8 osób. Przy nowym pomiarze waga diagnostyczna przypisuje automatycznie pomiar utworzonemu użytkownikowi, o ile ostatnia zapisana wartość pomiaru mieści się w przedziale +/- 3 kg.

Jeśli mierzona wartość może być przyporządkowana do kilku możliwych profili użytkownika, na wyświetlaczu LCD [1] zmienia się wskazanie użytkownika. Wybrać użytkownika, w tym celu nacisnąć przycisk SET [3].

**Wskazówka:** alternatywnie można wybrać użytkownika przed pomiarem:

Stanąc na chwilę na wadze diagnostycznej, aby ją aktywować. Wybrać użytkownika przy pomocy przycisku ▲ [4]. Wybrany użytkownik jest aktywny po ok. 3 sekundach.

## ● Przesyłanie przypisanych wartości pomiaru

Po otwarciu aplikacji „HealthForYou” i utworzeniu aktywnego połączenia *Bluetooth*® z wagą diagnostyczną (na co wskazuje symbol *Bluetooth*® [21] na wyświetlaczu LCD [1]) nowe przyporządkowane pomiary są natychmiast wysyłane do aplikacji. Symbol synchronizacji [20] pojawia się na wyświetlaczu LCD [1], jeśli do aplikacji przekazywane są nowe pomiary. Nie pojawi się, jeśli dla tego użytkownika nie zostały zapisane lub przyporządkowane żadne nowe pomiary.

Wartości nie są w takim przypadku zapisywane w wadze diagnostycznej.

Jeśli aplikacja nie jest otwarta, nowe przyporządkowane pomiary zostaną zapisane w wadze diagnostycznej. W wadze diagnostycznej można zapisać maksymalnie 30 pomiarów na użytkownika. Zapisane dane są automatycznie przekazywane do aplikacji, jeśli otworzą Państwo aplikację w zasięgu *Bluetooth*®. Możliwe jest automatyczne przesyłanie w stanie wyłączonym wagi diagnostycznej w zasięgu *Bluetooth*®.



## ● Wyświetlanie zapisanych wartości pomiaru na wadze

- Wybrać użytkownika poprzez ewentualnie kilkakrotne naciśnięcie przycisku ▲ [4] w stanie włączonym. Po ok. 3 sekundach aktywowany jest wybrany użytkownik.
- Nacisnąć przycisk ▼ [2] ewentualnie kilkakrotnie, aby wyświetlić stare wartości.
- Przesłanych wartości pomiaru nie można już przeglądać na wyświetlaczu LCD [1].

## ● Kasowanie danych wagi

- Aby całkowicie usunąć wszystkie pomiary i stare dane użytkowników na wadze diagnostycznej, należy włączyć wagę diagnostyczną i na ok. 11 sekund wcisnąć przycisk Mode [5]. Na wyświetlaczu LCD [1] na kilka sekund wyświetli się „Clr”.
- Aby usunąć tylko jednego użytkownika, należy włączyć wagę diagnostyczną i nacisnąć przycisk ▲ [4], aby wybrać danego użytkownika. Jest on aktywowany po ok. 3 sekundach i pojawiają się inicjały użytkownika oraz „0.0” na wyświetlaczu LCD [1]. Nacisnąć po tym na ok. 6 sekund przycisk Mode [5]. Na wyświetlaczu LCD [1] na kilka sekund wyświetli się „dEL”.

## ● Czyszczenie i pielęgnacja

- Nie stosować do czyszczenia chemicznych środków czyszczących lub środków do szorowania.
- Produkt należy czyścić lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. W przypadku silniejszego zabrudzenia można zwilżyć ściereczkę także delikatnym ługiem mydlanym.
- Produktu nie zanurzać nigdy w wodzie ani w innej cieczy. W przeciwnym razie urządzenia mogą zostać uszkodzone.
- Należy upewnić się, że podczas czyszczenia do produktu nie dostała się woda. Jeśli jednak tak się stanie, należy używać urządzeń dopiero wtedy, kiedy będą całkowicie suche.

## ● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne / 20-22: Papier i tekstura / 80-98: Materiały kompozytowe.



Produkt i materiał opakowania nadają się do ponownego przetworzenia, należy je zutylizować osobno w celu lepszego przetworzenia odpadów. Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Uszkodzone lub zużyte baterie muszą być poddane recyklingowi zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE i jej zmianami. Baterie i/lub urządzenie należy zdać w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.



### **Szkody ekologiczne w wyniku niewłaściwej utylizacji baterii!**

Baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów.

## ● Gwarancja / Serwis

Na wady materiałowe i produkcyjne wagi udzielimy 3-letniej gwarancji liczonej od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje:

- Szkód, które wynikają z niewłaściwej obsługi.
- Części zużywalnych.
- Skutków zaniedbań ze strony klienta.
- O ile urządzenie nie zostało otworzone przez nieautoryzowany warsztat.

Gwarancja nie narusza ustawowych uprawnień świadczonych gwarancyjnych przysługujących klientowi. Zgłaszając reklamację gwarancyjną w trakcie okresu gwarancyjnego, klient powinien przedłożyć dowód zakupu produktu. Roszczeń gwarancyjnych można dochodzić w ciągu 3 lat od daty zakupu wobec Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, Niemcy.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

**W razie reklamacji proszę skontaktować się z naszym serwisem:**

**Gorąca linia serwisowa (bezpłatna):**

PL

☎ **800 70 7009 (pn–piąt: godz. 8–18)**

✉ **service-pl@sanitas-online.de**

Jeśli zażądamy od Państwa przestania wadliwej wagi diagnostycznej, produkt należy wysłać na następujący adres:

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10b  
89231 Neu-Ulm  
NIEMCY

**IAN 366720\_2101**

## ● Wytyczne / postanowienia

### ● Deklaracja zgodności CE






















Niniejszym potwierdzamy, że produkt ten odpowiada europejskiej dyrektywie RED 2014/53/UE.

Deklarację zgodności CE dla tego produktu można znaleźć również na stronie:  
[www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclarationofconformity.php](http://www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclarationofconformity.php)

### ● Polityka prywatności


Przepisy dotyczące ochrony danych „HealthForYou” znajdują Państwo pod następującym linkiem:  
[www.healthforyou.lidl/privacy.html](http://www.healthforyou.lidl/privacy.html)

<b>Legenda použitých piktogramů</b> .....	Strana 68
<b>Úvod</b> .....	Strana 68
Použití ke stanovenému účelu.....	Strana 68
Popis dílů .....	Strana 69
Technické údaje .....	Strana 69
<b>Důležitá bezpečnostní upozornění</b> .....	Strana 70
<b>Princip měření</b> .....	Strana 72
<b>Uvedení do provozu</b> .....	Strana 72
Vložení a výměna baterií.....	Strana 72
Umístění diagnostické váhy.....	Strana 73
Uvedení do provozu pomocí aplikace „HealthForYou“ .....	Strana 73
Uvedení do provozu bez aplikace (alternativa).....	Strana 74
<b>Obsluha</b> .....	Strana 74
Měření .....	Strana 75
Jen vážení.....	Strana 75
Vypínání diagnostické váhy .....	Strana 75
Přiřazení uživatele.....	Strana 75
Přenos přiřazených naměřených hodnot.....	Strana 75
Vyvolání uložených naměřených hodnot na váze.....	Strana 76
Smazání dat váhy.....	Strana 76
<b>Čistění a ošetřování</b> .....	Strana 76
<b>Zlikvidování</b> .....	Strana 76
<b>Záruka a servis</b> .....	Strana 77
<b>Směrnice / ustanovení</b> .....	Strana 77
Prohlášení o shodě.....	Strana 77
Zásady ochrany osobních údajů .....	Strana 77

Legenda použitých piktogramů			
	Přečtěte si návod k obsluze!		Nebezpečí převrnutí: Stavte se do středu váhy.
	Stejnoseměrný proud/stejnoseměrné napětí		Stavte váhu na rovný podklad, nestavte ji na koberec.
	Dbejte na výstrahy a řiďte se bezpečnostními pokyny!		Nebezpečí uklouznutí: nevstupujte na váhu mokřýma nohama.
	Bezpečnostní upozornění		Obal a váhu odstranit do odpadu ekologicky!
	Pokyny k zacházení		Baterie nepatří do domovního odpadu!
	Váhu držet mimo dosah dětí!		Výrobek odpovídá specificky platným evropským směrnicím
	Pozor! Nebezpečí výbuchu!		Nevhodné pro osoby s lékařskými implantáty (např. s kardiostimulátory)
	Noste ochranné rukavice!		Obal je vyroben z udržitelných zdrojů.
	Přenos dat prostřednictvím Bluetooth® low energy technology		Váhu nepřetěžujte přes 180 kg / 396 lb / 28 st.
	Záruční lhůta 3 let		
	Výrobce		Symbol UKCA potvrzuje shodu s normami Spojeného Království, příslušnými pro daný výrobek.

## Diagnostická váha SBF 77

### ● Úvod

 Tento krátký návod je pevnou součástí návodu k obsluze, se kterým můžete Váš výrobek ihned uvést do provozu. Úplný návod k obsluze si můžete stáhnout na webových stránkách <http://www.lidl-service.com>.

Před použitím výrobku si přečtěte návod k obsluze a dbejte v jeho obsahu obzvlášť na bezpečnostní pokyny. Uložte si tento krátký návod na bezpečném místě. Při předávání výrobku třetí osobě předejte i všechny příslušné podklady.

### ● Použití ke stanovenému účelu

Tato váha slouží k vážení a zjištění podílu tuku a vody, svalstva a hmoty kostí v těle člověka včetně

vypočítání bazální metabolického výdeje a výdeje po aktivitě. Tuto váhu nesmí používat těhotné ženy, pacienti ošetřovaní dialýzou, osoby s otoky nebo nosící srdečními kardiostimulátory na jiné lékařské implantáty. Váha je určena jen k vlastnímu použití, není určena pro komerční účely. Jiné než zde popsané použití či změna výrobku není přípustné a může vést ke zraněním a / nebo k poškození váhy. Výrobce neručí za škody způsobené jiným použitím než použitím k popsanému účelu. Váha není určena k živnostenskému použití.




**Upozornění:** Měření a doporučení nejsou lékařsky relevantní. V případě, že naměřený podíl tuku a vody ve Vašem těle leží trvale nad nebo pod normálními hodnotami, konzultujte lékaře.

## ● Popis dílů

- 1 LC-displej
- 2 Tlačítko ▼
- 3 Tlačítko SET
- 4 Tlačítko ▲
- 5 Tlačítko Režim
- 6 Příhrádka na baterie
- 6a Uzávěr příhrádky na baterie
- 7 Vážicí plocha
- 8 Elektroda

## LC-displej

- 9 Hmotnost
- 10 Nastavená jednotka hmotnosti (st, lb oder kg)
- 11 BMR bazální metabolismus
- 12 Úroveň fyzické aktivity AMR
- 13 Výdej energie v kcal
- 14 Věk
- 15 Ukazatel tělesných dat v % nebo podle hmotnosti v lb nebo kg
- 16 Naměřené hodnoty tělesných dat
- 17 Inicialy uživatele, neznámé měření „- -“
- 18 Pohlaví
- 19 Datum / čas / den narození
- 20 Symbol pro synchronizaci při vysílání naměřených hodnot
- 21 Symbol Bluetooth® pro spojení mezi diagnostickou váhou a Smartphonem
- 22 Stupeň aktivity

23 Režim BMI (Index tělesné hmotnosti) / BF (podíl tuku v těle) /  podíl vody v těle /  (podíl svalstva) /  (hmota kostí)

## ● Technické údaje

Rozměry vážicí plochy: cca 30 x 30 x 2,5 cm (š x h x v)

Baterie: 3 x 1,5 V baterie (typ AAA)

Maximální nosnost: 180 kg / 396 lb / 28 st

Dělení stupnice (hmotnost, hmota kostí): 0,1 kg / 0,2 lb / 0,2 lb

Dělení stupnice (podíl tuku, vody, svalstva): 0,1 %

Dělení stupnice (kalorie): 1 kcal

Materiál: bezpečnostní sklo, umělá hmota, kov

Přenos dat prostřednictvím Bluetooth® low energy technology

Výrobek používá Bluetooth® low energy technology, frekvenční pásmo 2,402–2,480 GHz, přenos výkonu max. 5 dBm

Seznam kompatibilních Smartphonů, informace k App „HealthForYou“ a Software a bližší informace k přístrojům, najdete pod následujícím odkazem: [www.healthforyou.lid](http://www.healthforyou.lid)



Požadavky na systém pro webovou verzi „HealthForYou“	MS Internet Explorer MS Edge Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari (obojí v aktuální verzi)
Požadavky na systém pro App „HealthForYou“	iOS od verze 12.0, Android™ od verze 8.0, od verze Bluetooth® 4.0.

Změny technických dat jsou bez oznámení z důvodu aktualizace vyhrazeny.

# DŮLEŽITÉ POKYNY – USCHOVAT PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!



## Důležitá bezpečnostní upozornění

**⚠ VÝSTRAHA!** Nerespektování následujících pokynů může způsobit zranění osob nebo věcné škody. Následující bezpečnostní pokyny a upozornění na nebezpečí slouží nejen k ochraně vašeho zdraví, popř. zdraví třetích osob, nýbrž i k ochraně váhy. Dbejte proto na tyto bezpečnostní pokyny a předejte i tento návod při předávání váhy dále.



## **⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZRANĚNÍ MALÝCH I VELKÝCH DĚTÍ!**

Nechávejte děti nikdy samotné s obalovým materiálem a výrobkem. Hrozí nebezpečí udušení. Chraňte zařízení před dětmi. Výrobek není hračka.

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže budou pod

dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a chápou nebezpečí, která z jeho používání vyplývají. S výrobkem si děti nesmí hrát. Děti nesmí bez dohledu provádět čištění ani uživatelskou údržbu.



## **⚠ VÝSTRAHA!**

Výrobek není vhodný pro osoby s lékařskými implantáty (např. s kardiostimulátory). Měřící napětí bioelektrické impedance analýzy váhy může negativně ovlivnit funkci takových implantátů.

- Nepoužívat během těhotenství.



## **POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**

Váhu nepřetěžujte přes 180 kg / 396 lb / 28 st. Jinak by se mohla poškodit.



## **POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**

Nevstupujte na váhu bosýma nohama a nepoužívejte váhu, pokud je váhací plocha vlhká. Můžete uklouznout.



## **POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!** Nestoupejte

jednostranně na vnější okraj diagnostické váhy: nebezpečí převrnutí!

- Chraňte váhu před nárazy, vlhkostí, prachem, chemickými látkami, velkými změnami teploty a tepelnými zdroji v bezprostřední blízkosti (kamna, topná tělesa).
- Nevystavujte výrobek
  - silnému mechanickému zatížení,
  - přímému slunečnímu záření,
  - vlivu silných elektromagnetických polí (např. mobilní telefony).Jinak hrozí poškození výrobku.
- Před použitím zkontrolujte výrobek, jestli není poškozený. Poškozený výrobek neuvádějte do provozu.
- Při poruše nebo závadě výrobku vyjměte baterie. V opačném případě hrozí zvýšené nebezpečí vytečení.

**⚠ VÝSTRAHA!** Neotvírejte nikdy těleso výrobku. Následkem může být zranění nebo poškození výrobku. Opravami pověřte jen servis nebo odborného elektrikáře.

- **POZOR!** Neumisťujte váhu do průchodů. Můžete zakopnout.
- Připojovací svorky nesmíte zkracovat.




## Nebezpečí při zacházení s bateriemi



### **POZOR! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!** Baterie

- nikdy nenabíjejte, nezkratujte, nevystavujte mechanické deformaci, neskartujte je ani neotevírejte. Může dojít k přehřátí, požáru nebo prasknutí. Nikdy nepoužijte nesprávný typ baterie nebo baterie různých typů. Nikdy nehazujte baterie do ohně nebo do vody, neodkládejte je na horký povrch. Baterie mohou explodovat. Zabraňte extrémním podmínkám a teplotám nad 50 °C, které mohou negativně působit na baterie, např. v blízkosti topných těles, ohně nebo kamen. V opačném případě hrozí nebezpečí exploze nebo nebezpečí úniku hořlavých plynů nebo kapaliny.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- Baterie nepatří do komunálního odpadu!
- Každý spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat baterie ke správné likvidaci!
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

- Vyhýbejte se kontaktu vyteklé kapaliny z baterie s pokožkou, očima a sliznicemi. Při kontaktu s kyselinou baterií ihned omyjte postižená místa dostatečným množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při delším nepoužívání odstraňte baterie z výrobku.
- Opořezané baterie neprodlené ze zařízení odstraňte. Jinak hrozí zvýšené nebezpečí, že baterie vytečou!
- Při nedbání pokynů se mohou baterie vybit přes jejich koncové napětí. Potom hrozí nebezpečí vytečení baterií. V případě, že již baterie vytekly, okamžitě je odstraňte z výrobku, aby jste zamezili jeho poškození!
-  Vyteklé nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit její poleptání. Noste proto v takovém případě vhodné ochranné rukavice!
- Nepoužívejte společně nové a vybité baterie.

## ● Princip měření

Tato váha pracuje na principu analýzy bioelektrické impedance (B.I.A). Přitom je umožněno během několika vteřin úplně nepozorovatelným a nezávadným proudem určit podíly látek v těle. Tímto měřením elektrického odporu (impedance) a zahrnutím konstant resp. individuálních hodnot

(věk, výška, pohlaví, stupeň aktivity) je možné určit podíl tuku v těle a další hodnoty. Svalstvo a voda mají dobrou elektrickou vodivost a proto také nižší odpor. Kostí a tukové tkáně mají nižší vodivost, protože tukové buňky a kosti mají velmi vysoký odpor a stěží vedou proud.

Vezměte na vědomí, že jsou, diagnostickou váhou zjištěné hodnoty, jen přibližné v poměru k reálným hodnotám lékařské analýzy. Přesné zjištění podílu tuku v těle, vody, svalstva a stavby kostí může provést jen metodicky odborný lékař (např. výpočetní tomografií).

Vezměte na vědomí, že jsou možné z technických důvodů odchylky měření, protože se u výrobku nejedná o kalibrovanou diagnostickou váhu pro profesionální, lékařské použití.

Výrobek není vhodný pro následující osoby, protože při zjištění podílu tuku v těle a ostatních hodnot může dojít k zobrazení odlišných a nesrozumitelných výsledků:

- pro děti do cca 10 let
- **Upozornění:** Pro děti 8 – 10 let je přístroj určen pouze ke zjištění tělesné hmotnosti.
- pro výkonnostní sportovce a kulturisty
- pro osoby s horečkou, léčené dialýzou, symptomy edémů nebo s osteoporózou,
- pro osoby léčené kardiovaskulární medicínou (týkající se srdečního a cévního systému),
- pro osoby užívající léky na rozšiřování a zužování cév,
- pro osoby se značnými anatomickými odlišnostmi stavby nohou v poměru k tělesné výšce (délka nohy značně zkrácená nebo prodloužená).

## ● Uvedení do provozu

- Zkontrolujte, jestli jsou v dodávce všechny udané díly.
- Odstraňte veškerý obalový materiál.

## ● Vložení a výměna baterií

Před prvním použitím se musí do výrobku vložit baterie.




- Otevřete kryt přihrádky na baterie zatlačením a vytlačení uzávěru přihrádky na baterie [6a] prstem (viz obr. A).
- Vložte dodané baterie (se správnou polaritou) do přihrádky na baterie [6]. Dbejte na označení v přihrádce na baterie [6].
- Uzavřete zase kryt přihrádky na baterie až slyšitelně zaskočí.

**Upozornění:** na displeji LC [1] se na cca 10 minut zobrazí hlášení „USE APP“. V případě, že výrobek nefunguje, vyjměte z něho baterie a znovu je vložte dovnitř.

**Upozornění:** Při pozdější výměně baterií zůstávají uložená data zachována.

## ● Umístění diagnostické váhy

-  Stavte výrobek na pevný, rovný podklad. Výrobek není vhodný k použití na koberci. Pevná podlahová krytina je předpokladem pro správné měření.

## ● Uvedení do provozu pomocí aplikace „HealthForYou“

App „HealthForYou“ je beplatně k dispozici v Apple App Store a u Google Play.

- Aktivujte Bluetooth® v nastavení Smartphonu.
- K zajištění spojení prostřednictvím Bluetooth® zůstaňte se Smartphonem nebo tabletem v dosahu Bluetooth® výrobku.
- Stáhněte „HealthForYou“ z Apple App Store / Google Play.
- Otevřete aplikaci a řiďte se pokyny. V nabídce nastavení aplikace vyberte váhu. Na displeji váhy se zobrazí náhodný šestimístný kód PIN (viz obr. C). Skládá se z ukazatele iniciálu [17] a naměřených hodnot [16]. Současně se na chytrém telefonu zobrazí zadávací pole (výzva k připojení), do kterého musíte tento šestimístný kód PIN zadat.
- V aplikaci „HealthForYou“ musíte provést následující nastavení:

Uživatelská data	Nastavitelné hodnoty
Iniciály/ Zkratka jména	maximálně 3 písmena nebo čísla (až pro 8 uživatelů)
Tělesná výška	100 až 220 cm (3' 3,5" až 7' 2,5")
Datum narození	Rok, měsíc, den (věk: 10–100 let)
Pohlaví	Mužské (♂), ženské (♀)
Stupeň aktivity (🚶)	1 až 5 Při volbě stupně aktivity je rozhodující střednědobé a dlouhodobé posuzování.

Stupeň aktivity	Tělesná aktivita
1	Žádná.
2	Nízká: málo a lehkého tělesného namáhání (např. procházka, lehká práce na zahradě, gymnastická cvičení).
3	Střední: tělesná námaha, nejméně 2 až 4krát v týdnu, vždy po 30 minutách.
4	Vysoká: tělesná námaha, nejméně 4 až 6krát v týdnu, vždy po 30 minutách.
5	Velmi vysoká: intenzivní tělesná námaha, intenzivní trénink nebo těžká tělesná práce, denně, vždy nejméně 1 hodinu.

Provést přiřazení uživatele podle požadavků aplikace.

- Pro automatické rozpoznání uživatele je zapotřebí přiřadit Vaše první měření Vaším uživatelským datům. Řiďte se pokyny App. Postavte se naboso na diagnostickou váhu a dávejte pozor, abyste stáli klidně a s rovnoměrným rozdělením Vaší váhy na obě nohy, s chodidly na elektrodách.

## ● Uvedení do provozu bez aplikace (alternativa)

### Upozornění:

Doporučujeme zprovoznění a provedení všech nastavení v aplikaci „HealthForYou“.

Z tohoto důvodu proveďte tento krok pouze za předpokladu, že má být uvedení do provozu provedeno kompletně bez aplikace.

Při uvedení do provozu s aplikací přejděte přímo ke kapitole „Obsluha“.

- Pro nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a minuty stiskněte, při blikajícím zobrazení „USE APP“, tlačítko SET [3]. Jestliže „USE APP“ neblíká, pak váhu krátce zatěžte.
- K tomu stiskněte tlačítka ▼ [2] a ▲ [4]. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET [3]. Na displeji LC [1] se zobrazí hlášení „0.0“.
- Nyní znovu stiskněte tlačítko SET [3]. Na displeji LC [1] se zobrazí hlášení „P-01“ nebo číslo naposledy použité uživatelské paměti váhy.
- Vyberte pomocí tlačítek ▼ [2] a ▲ [4] svou uživatelskou paměť (P-01 až P-08) a stiskněte k potvrzení tlačítko SET [3].
- Proveďte nastavení pohlaví, zadejte iniciály, tělesnou výšku, den narození (rok / měsíc / den) a stupeň aktivity (viz „Uvedení do provozu s aplikací „HealthForYou“ (tabulka)).
- Potvrďte vždy stisknutím tlačítka SET [3].

Po dokončení zadávání údajů se zobrazí 4místný uživatelský kód PIN. Ten budete později potřebovat k případnému přihlášení do aplikace. Na displeji LC [1] se následně zobrazí hlášení „0.0“.

**Upozornění:** Pro automatické rozpoznání uživatele je zapotřebí přiřadit vaše první měření vašim uživatelským údajům. Postavte se ideálně naboso na diagnostickou váhu a dávejte pozor, abyste stáli klidně a s rovnoměrným rozdělením váhy na obě nohy, chodidla na elektrodách.

**Upozornění:** Bluetooth® můžete na váze deaktivovat. K tomu stiskněte v zapnutém stavu na cca 6 vteřin tlačítko Mode [5] až se na LC displeji [1] objeví symbol Bluetooth® [21] a „ON“. Během 3 vteřin přejděte tlačítkem ▲ [4] do deaktivovaného stavu. Na LC displeji [1] se objeví „OFF“. S touto

změnou se váha po cca 3 vteřinách automaticky vypne.

### Upozornění pro pozdější přihlášení do aplikace:

Pokud jste uvedli váhu do provozu bez použití aplikace, můžete přidat stávající uživatelskou paměť váhy do aplikace „HealthForYou“. Přitom je nutné zadat váš 4místný uživatelský kód PIN. Tento postup je popsán v aplikaci.

## ● Obsluha

- Važte se pokud možno ve stejnou denní dobu (nejlépe ráno), po návštěvě toalety, na lačno a s podobně těžkým oblečením, abyste získali srovnatelné výsledky.
- Po neobvyklé tělesné námaze nejdříve počkejte pár hodin.
- Po spánku počkejte nejdříve 15 minut, aby se mohla voda ve Vašem těle rozdělit.
- Při měření je důležité: zjištění podílu tělesného tuku je možné provést jen naboso.

**Upozornění:** Úplně suchá nebo silně zrohovatělá chodidla mohou vést ke zkresleným výsledkům, protože mají příliš nízkou vodivost.

**Upozornění:** Obě chodidla, nohy, lýtka a stehna se nesmí pokožkou dotýkat. Jinak není možné správné měření.

**Upozornění:** Měření s ponožkami vede k nesprávným výsledkům.

- Při měření stůjte vzpřímeně a klidně, s rovnoměrným rozdělením váhy na obou nohách.
- Důležité je, že platí jen dlouhodobý trend. Zpravidla jsou krátkodobé odchylky váhy během několika dnů podmíněné ztrátou tekutin v těle; voda v těle hraje ale pro zdraví důležitou roli.

**Upozornění:** Jednotky měření váhy se přestavují v nastavení přístroje v App (kg / lb / st).

Alternativně můžete příp. opakovaným krátkým stisknutím tlačítka Mode [5] na zadní straně váhy vybrat požadované jednotky.

Při výběru jednotek hmotnosti lb se změní automaticky režim zobrazování času na formát 12 hodin (a.m./p.m.).

## ● Měření

- Postavte se naboso na diagnostickou váhu a dávejte pozor, abyste stáli klidně a s rovnoměrným rozdělením Vaší váhy na obě nohy, s chodidly na elektrodách [8].

Váha okamžitě zahájí měření.

Krátce potom se objeví výsledek měření.

Jestliže byl uživatel přiřazen (iniciály uživatele [17] jsou viditelné, např. LEE), pak se ukazují BMI, BF, voda, svaly, kosti, BMR a AMR.

Zobrazuje se následující:

- hmotnost v kg s BMI (obr. D)
- tuk v těle v % (BF) (obr. E)
- voda v těle v % (obr. F)
- podíl svalů v % (obr. G)
- hmota kostí v kg (obr. H)
- bazální metabolismus v kcal (BMR) (obr. I)
- výdej po aktivitě in kcal (AMR) (obr. J)

**Upozornění:** Pokud je možné naměřenou hodnotu přiřadit několika dostupným uživatelským profilům, přepne se na displeji LC [1] zobrazení uživatele.

Vyberte uživatele stisknutím tlačítka SET [3].

Jestliže nebyl rozpoznán žádný uživatel, zobrazí se jen hmotnost a „- -“. Tlačítkem ▲ [4] můžete potom vybrat uživatele. Ten je aktivován po cca 3 sekundách. Jinak nebude toto měření uloženo do paměti.

**Upozornění:** Alternativně můžete uživatele vybrat i před zahájením měření:

Postavte se na chvíli na diagnostickou váhu, abyste ji aktivovali. Vyberte uživatele stisknutím tlačítka ▲ [4]. Vybraný uživatel je aktivován po cca 3 sekundách.

## ● Jen vážení

- Postavte se v botách na diagnostickou váhu. Postavte se na váhu oběma nohama s rovnoměrně rozloženou váhou.

Diagnostická váha okamžitě zahájí měření. Jestliže byl přiřazen uživatel (jsou zobrazeny iniciály uživatele [17]), budou zobrazeny a uloženy hodnoty hmotnost a BMI.

**Upozornění:** V případě identifikace dvou nebo více uživatelů se změní na displeji zobrazený uživatel. Vyberte uživatele stisknutím tlačítka SET [3]. Jestliže nebyl rozpoznán žádný uživatel, zobrazí se jen hmotnost a „- -“. Tlačítka ▼ [2] a ▲ [4] následně můžete vybrat uživatele a potvrdit tlačítkem SET [3]. Jinak nebude toto měření uloženo.

## ● Vypínání diagnostické váhy

Diagnostická váha má automatické vypínání, po zobrazení výsledku měření se automaticky vypne.

## ● Přiřazení uživatele

Váha má paměť až pro 8 osob. Při novém měření přiřazuje diagnostická váha měření automaticky uloženému uživateli, pokud je poslední uložená naměřená hodnota v rozmezí +/- 3 kg.

Pokud je možné naměřenou hodnotu přiřadit několika dostupným uživatelským profilům, přepne se na displeji LC [1] zobrazení uživatele. Vyberte uživatele stisknutím tlačítka SET [3].

**Upozornění:** Alternativně můžete uživatele vybrat i před zahájením měření:

Postavte se na chvíli na diagnostickou váhu, abyste ji aktivovali. Vyberte uživatele stisknutím tlačítka ▲ [4]. Vybraný uživatel je aktivován po cca 3 sekundách.

## ● Přenos přiřazených naměřených hodnot

Pokud je aplikace „HealthForYou“ aktivní a existuje aktivní spojení prostřednictvím Bluetooth® (rozpoznatelné podle symbolu Bluetooth® [21] na displeji LC [1]), jsou nově přiřazená měření ihned odesílána do aplikace. Při přenosu nově naměřených hodnot na aplikaci se na LC displeji [1] objeví symbol synchronizace [20]. Symbol se neobjeví, jestliže nebyla pro tohoto uživatele uložena do paměti nebo přiřazená nová měření.

V tomto případě se hodnoty neukládají do paměti diagnostické váhy.

Při neaktivní App se přiřazená měření ukládají do paměti diagnostické váhy. Do paměti diagnostické váhy je možné uložit maximálně 30 měření. Tyto naměřené hodnoty se automaticky přenáší do App, jestliže se App otevře v dosahu Bluetooth®. Automatický přenos při vypnutí diagnostické váhy je v dosahu Bluetooth® možný.

## ● Vvolání uložených naměřených hodnot na váze

- V zapnutém stavu zvolte uživatele stisknutím tlačítka ▲ [4], popř. několikrát stisknout. Po cca 3 vteřinách je zvolený uživatel aktivován.
- Stiskněte tlačítko ▼ [2], popř. několikrát, pro vvolání starších hodnot.
- Přenesené naměřené hodnoty již nelze na LC displeji [1] zobrazit.

## ● Smazání dat váhy

- K úplnému smazání všech měření a starých dat uživatele na diagnostické váze váhu zapněte a stiskněte na cca 11 sekund tlačítko Mode [5]. Na displeji LC [1] se na několik vteřin zobrazí hlášení „CLr“.
- Pro smazání jen jednoho uživatele váhu zapněte a stiskněte tlačítko ▲ [4], pro navolení požadovaného uživatele. Tento se po cca 3 vteřinách aktivuje, objeví se jeho iniciály a na LC displeji [1] pak „0.0“. Následně stiskněte a podržte na cca 6 vteřin stisknuté tlačítko Mode [5]. Na displeji LC [1] se na několik vteřin zobrazí hlášení „dEL“.

## ● Čištění a ošetřování

- Nepoužívejte na čištění žádné drhnutí nebo chemické čisticí prostředky.
- Výrobek čistěte mírně navlhčeným hadrem. Na silného znečištění můžete použít hadr navlhčený mýdlovou vodou.
- Neponořujte výrobek v žádném případě do vody nebo do jiných tekutin. Jinak se může výrobek poškodit.

- Zajistěte, aby do výrobku nevnikla voda. V případě, že k tomu přece jenom dojde, používejte výrobky až úplně uschnou.

## ● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při řízení odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.



Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné, zlikvidujte je odděleně pro lepší odstranění odpadu. Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

Vadné nebo vybité baterie se musí, podle směrnice 2006/66/EG a jejich příslušných změn, recyklovat. Baterie a přístroj odevzdejte zpět do nabízených sběrů.



**Škody na životním prostředí způsobené nesprávným odstraněním baterií do odpadu!**

Baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a musí se zpracovávat jako zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte vybité baterie do komunální sběrně.

## ● Záruka a servis

Poskytujeme 3 roky záruku od dne zakoupení na vady materiálu a závady váhy vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje:

- na škody způsobené nesprávnou obsluhou.
- na opotřebitelné díly.
- na škody způsobené vlastním zaviněním.
- jakmile byl přístroj otevřen neautorizovanou dílnou.

Zákonné záruky zákazníka zůstávají touto zárukou nedotčeny. Pro uplatnění nároku ze záruky během záruční doby musí zákazník prokázat zakoupení výrobku. Nároky ze záruky se musí uplatnit do 3 let po zakoupení u firmy Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, Německo.

**Prosíme, v případě reklamace kontaktujte náš servis na:**

**Servisní horká linka (bezplatná):**

**CZ**

☎ **0800 555 013 (Po–Pá: od 8 do 18 hod.)**

✉ **service-cz@sanitas-online.de**

Jestliže Vás požádáme o zaslání vadné diagnostické váhy, pak zašlete výrobek na následující adresu:

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10b  
89231 Neu-Ulm  
NĚMECKO

**IAN 366720\_2101**

## ● Směrnice / ustanovení

### ● **Prohlášení o shodě CE**

Tímto potvrzujeme, že tento výrobek odpovídá evropské směrnici RED 2014/53/EU.

CE prohlášení o shodě k tomuto výrobku najdete na stránkách:























[www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedecarationofconformity.php](http://www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedecarationofconformity.php)

## ● **Zásady ochrany osobních údajů**

Zásady ochrany osobních údajů „HealthForYou“ najdete na následujících stránkách:  
[www.healthforyou.lidl/privacy.html](http://www.healthforyou.lidl/privacy.html)




<b>Legenda použitých piktogramov</b> .....	Strana 80
<b>Úvod</b> .....	Strana 80
Používanie v súlade s určeným účelom .....	Strana 81
Popis častí .....	Strana 81
Technické údaje .....	Strana 81
<b>Dôležité bezpečnostné upozornenia</b> .....	Strana 82
<b>Princíp merania</b> .....	Strana 84
<b>Uvedenie do prevádzky</b> .....	Strana 85
Vloženie / výmena batérií .....	Strana 85
Umiestnenie diagnostickej váhy .....	Strana 85
Uvedenie do prevádzky s aplikáciou „HealthForYou“ .....	Strana 85
Uvedenie do prevádzky bez aplikácie (alternatívne) .....	Strana 86
<b>Obsluha</b> .....	Strana 86
Meranie .....	Strana 87
Merať iba hmotnosť .....	Strana 87
Umiestnenie diagnostickej váhy .....	Strana 87
Priradenie používateľa .....	Strana 87
Prenos priradených nameraných hodnôt .....	Strana 88
Načítanie uložených hodnôt na váhe .....	Strana 88
Vymazanie údajov váhy .....	Strana 88
<b>Čistenie a údržba</b> .....	Strana 88
<b>Likvidácia</b> .....	Strana 88
<b>Záruka / Servis</b> .....	Strana 89
<b>Smernice / Ustanovenia</b> .....	Strana 89
Konformitné vyhlásenie .....	Strana 89
Ustanovenie o ochrane údajov .....	Strana 89

Legenda použitých piktogramov			
	Prečítajte si návod na obsluhu!		Nebezpečenstvo preklopenia: Postavte sa stredovo na vážiacu plochu.
	Jednosmerný prúd/napätie		Postavte váhu na rovný podklad, nie na koberec.
	Rešpektujte výstražné a bezpečnostné upozornenia!		Nebezpečenstvo pošmyknutia: Nestúpajte na váhu mokrými chodidlami.
	Bezpečnostné upozornenia		Obal a váhu zlikvidujte ekologicky!
	Manipulačné pokyny		Batérie nepatria do domového odpadu!
	Držte deti v bezpečnej vzdialenosti od váhy!		Výrobok zodpovedá platným európskym smerniciam špecifickým pre produkt
	Pozor! Nebezpečenstvo explózie!		Nevhodné pre osoby s medicínskymi implantátmi (napr. kardiostimulátor)
	Noste ochranné rukavice!		Obal zo zodpovedných zdrojov.
	Prenos údajov cez Bluetooth® low energy technology	 	Váhu nezaťažujte hmotnosťou nad 180 kg / 396 lb / 28 st.
	3-ročná záruka		
	Výrobca		Značka UKCA potvrdzuje zhodu s príslušnými britskými normami vzťahujúcimi sa na tento výrobok.

## Diagnostická váha SBF 77

### ● Úvod

 Tento krátky návod je neoddeliteľnou súčasťou návodu na obsluhu, pomocou ktorého môžete Váš produkt okamžite uviesť do prevádzky. Kompletný návod na obsluhu si môžete stiahnuť na <http://www.lidl-service.com>.

Pred použitím výrobku si prečítajte návod na obsluhu a venujte pozornosť najmä bezpečnostným pokynom v ňom. Uschovajte tento krátky návod na bezpečnom mieste. Pri predaní výrobku tretím osobám im vydadajte i všetky podklady.



## ● Používanie v súlade s určeným účelom

Váha slúži na zmeranie hmotnosti, telesného tuku a podielu vody ako aj svalov a kostnej hmoty ľudí a pre výpočet bazálneho metabolizmu a aktívnej metabolickej výkonnosti. Váhu nesmú používať tehotné ženy, pacienti s dialýzou, ľudia s edémami ani nositelia kardiostimulátorov alebo iných medicínskych implantátov. Váha je určená len na súkromné používanie a nie pre komerčné účely. Iné použitie ako je uvedené alebo zmeny na váhe sú neprípustné a môžu viesť k zraneniam a/alebo poškodeniu váhy. Výrobca neručí za škody zapríčinené používaním v rozpore s určením. Váha nie je určená na priemyselné používanie.




**Poznámka:** Merania a odporúčania nemajú žiadnu medicínsku relevanciu. Ak je Váš podiel telesného tuku a vody trvalo nad alebo pod normálnou oblasťou, vyhľadajte prosím lekára.

## ● Popis častí

- 1 LC-displej
- 2 ▼-tlačidlo
- 3 Tlačidlo SET
- 4 ▲-tlačidlo
- 5 Tlačidlo Mode
- 6 Priečinko pre batérie
- 6a Uzáver priečinka pre batérie
- 7 Vážiaca plocha
- 8 Elektróda

### LC-displej

- 9 Nameraná hodnota hmotnosti
- 10 Nastavená jednotka hmotnosti (st, lb alebo kg)
- 11 BMR bazálny metabolizmus
- 12 AMR metabolická výkonnosť
- 13 Premena energie v kcal
- 14 Vek
- 15 Zobrazenie telesných údajov v % alebo podľa hmotnosti v lb alebo kg
- 16 Namerané hodnoty telesné údaje
- 17 Inicialy používateľa, neznáme meranie „- - -“
- 18 Pohlavie
- 19 Dátum / Čas / Deň narodenia

- 20 Symbol synchronizácie pri odosielaní meraní
- 21 Bluetooth®-symbol pre spojenie medzi diagnostickou váhou a smartfónom
- 22 Stupeň aktivity
- 23 Režim telesných údajov BMI (Body-mass-index) / BF (podiel telesného tuku) /  podiel telesnej vody /  (podiel svalov) /  (kostná hmotnosť)

## ● Technické údaje

Rozmery vážiacej plochy:	cca. 30 x 30 x 2,5 cm (Š x H x V)
Batérie:	3 x 1,5 V batéria (typ AAA)
Maximálna nosnosť:	180 kg / 396 lb / 28 st
Meracia škála (hmotnosť, kostná hmotnosť):	0,1 kg / 0,2 lb / 0,2 lb
Meracia škála (podiel telesného tuku, telesnej vody, svalov):	0,1 %
Meracia škála (kalórie):	1 kcal
Materiál:	Bezpečnostné sklo, plast, kov

Prenos údajov  
prostredníctvom  
Bluetooth® low energy  
technology

Výrobok používa Bluetooth® low energy technology, frekvenčné pásmo 2,402–2,480 GHz, prenos výkonu max. 5 dBm  
Zoznam kompatibilných smartfónov, informácie o „HealthForYou“ aplikácii a software ako aj bližšie informácie ohľadom prístrojov nájdete na nasledujúcom odkaze:  
[www.healthforyou.lidl](http://www.healthforyou.lidl)



Systémové predpoklady pre „HealthForYou“ webovú verziu	MS Internet Explorer MS Edg Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari (v aktuálnej verzii)
--	--


Systémové predpoklady pre „HealthForYou“ aplikáciu	iOS od verzie 12.0, Android™ od verzie 8.0, od Bluetooth® 4.0.
--	--

Zmeny technických údajov bez oznámenia sú z aktualizáčnych dôvodov vyhradené.


## DÔLEŽITÉ POKYNY – USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE!

### **Dôležité bezpečnostné upozornenia**

**!** **VAROVANIE!** Nerešpektovanie nasledujúcich pokynov môže spôsobiť poranenie osôb alebo vecné škody. Nasledujúce bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia slúžia nielen na ochranu Vášho zdravia, resp. zdravia tretích osôb, ale aj na ochranu váhy. Preto rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia a ak váhu odovzdávate tretím osobám, priložte k nej tento návod.

-  **VAROVANIE!**  
**NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI!**  
 Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom a výrobkom. V opačnom prípade

vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života udusením. Deti držte vždy v bezpečnej vzdialenosti od prístroja. Výrobok nie je určený na hranie.

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja, a ak porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
-  **VAROVANIE!**  
 Výrobok nie je vhodný pre osoby s medicínskymi implantátmi (napr. kardiostimulátor). Meracie napätie bioelektrickej impedančnej analýzy váhy môže

ovplyvniť funkciu takýchto im-plantátov.

- Nepoužívajte počas tehotenstva.



## **POZOR! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**

Váhu nezaťažujte hmotnosťou nad 180 kg / 396 lb / 28 st. Inak by sa mohla poškodiť.



## **POZOR! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**

Nestúpajte na váhu mokrými chodidlami a nepoužívajte ju, keď je nášľapná plocha vlhká. V opačnom prípade by ste sa mohli pošmyknúť.



## **POZOR! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**

Nestúpajte jednostranne na vonkajší okraj diagnostickej váhy: Nebezpečenstvo preklopenia!

- Chráňte váhu pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, silnými teplotnými výkyvmi a príliš blízkymi zdrojmi tepla (krby, vykurovacie telesá).
- Prístroj nevystavujte
  - silnej mechanickej záťaži,
  - priamemu slnečnému žiareniu,
  - silným elektromagnetickým po-liam (napr. mobilné telefóny).V opačnom prípade hrozí poškodenie prístroja.
- Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či nie je prístroj

poškodený. Poškodený prístroj nepoužívajte.

- Pri poruchách alebo v prípade defektného prístroja vyberte batérie. Inak sa zvyšuje riziko vytečenia batérií.



**VAROVANIE!** Nikdy neotvárajte schránku prístroja. Môže dôjsť k poraneniu a k poškodeniu prístroja. Opravu prístroja prenehajte servisnému pracovisku alebo elektroodborníkovi.

- **POZOR!** Váhu skladujte mimo miest, ktorými sa prechádza. Inak sa o ňu môžete potknúť.
- Pripojovacie svorky nesmiete skratovať.



## **Nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s batériami**




## **POZOR! NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE!**

Batérie nikdy nedobíjajte, neskracujte, mechanicky nedeformujte, nerozoberajte ani neotvárajte. Následkom môže byť prehriatie, požiar alebo explózia. Nikdy nepoužívajte nesprávne alebo rôzne typy batérií. Nikdy nehádzte batérie do ohňa alebo vody a nepokladajte ich na horúce povrchy. Batérie môžu vybuchnúť.

Nikdy nevystavujte batérie extrémnym podmienkam a teplotám nad 50 C, ktoré by na ne mohli pôsobiť, napr. na vykurovacích telesách, ohni, krbe. Inak hrozí nebezpečenstvo explózie alebo vytečenia zápalných plynov alebo kvapalín.

- Pri vkladaní dodržte správnu polaritu!
- Batérie nepatria do domového odpadu!
- Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný likvidovať batérie náležitým spôsobom!
- Držte batérie v bezpečnej vzdialenosti od detí.
- Ak z batérií vytekla tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Pri kontakte s kyselinou batérie ihneď vypláchnite postihnuté miesta väčším množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie, ktoré sa dlhší čas nepoužívali, vyberte z prístroja.
- Vybité batérie ihneď vyberte z prístroja. Hrozí zvýšené nebezpečenstvo vytečenia!
- Pri nedodržaní upozornení sa batérie môžu vybiť nad ich konečné napätie. V takom prípade vzniká nebezpečenstvo vytečenia. Ak batérie v prístroji vytekli,

ihneď ich vyberte, aby ste predišli poškodeniu prístroja!

-  Vytečené alebo poškodené batérie môžu pri styku s pokožkou spôsobiť poleptania. V takom prípade preto bezpodmienečne noste vhodné ochranné rukavice!
- Nové a použité batérie sa nesmú používať súčasne.

## ● Princíp merania

Táto diagnostická váha pracuje na princípe bioelektrickej impedančnej analýzy (B.I.A.). Pritom je v priebehu sekúnd možné určenie telesných podielov prostredníctvom nebadateľného, úplne neškodného prúdu.

Pri tomto meraní elektrického odporu (impedancia) a započítaní konštantných resp. individuálnych hodnôt (vek, výška, pohlavie, stupeň aktivity) je možné približne určiť podiel telesného tuku a ďalšie veličiny v tele. Svalové tkanivo a voda majú dobrú elektrickú vodivosť a preto nízky odpor. Kostí a tukové tkanivo majú oproti tomu nízku vodivosť, pretože tukové bunky a kosti v dôsledku veľmi vysokého odporu takmer nevedú prúd.

Myslíte na to, že hodnoty namerané diagnostickou váhou predstavujú iba priblíženie k medicínskym, reálnym analytickým hodnotám tela. Iba odborný lekár dokáže prostredníctvom lekárskeho metód (napr. počítačová tomografia) presne zistiť telesný tuk, telesnú vodu, podiel svalov a stavbu kostí. Myslíte na to, že z technických dôvodov sú možné odchýlky pri meraní, nakoľko nejde o ciachovanú diagnostickú váhu pre profesionálne, medicínske používanie.

Výrobok nie je vhodný pre nasledujúci okruh osôb, pretože pri zisťovaní telesného tuku a ďalších hodnôt sa môžu objaviť odchýlna a nepravdepodobné hodnoty:

- Deti do cca. 10 rokov

**Poznámka:** U detí vo veku 8 – 10 rokov je prístroj vhodný iba na meranie hmotnosti.

- špičkoví športovci a kulturisti,
- osoby s horúčkou, v dialyzačnej liečbe, s edémovými symptómami alebo osteoporózou,
- osoby, ktoré užívajú kardiovaskulárne lieky (ohľadom srdca a cievneho systému),
- osoby, ktoré užívajú lieky na rozšírenie alebo zúženie ciev,
- osoby so značnými anatomickými odchýlkami na nohách ohľadom celkovej telesnej výšky (podstatne vyššia alebo nižšia dĺžka nôh).

## ● Uvedenie do prevádzky

- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky uvedené časti.
- Odstráňte všetok obalový materiál.

## ● Vloženie / výmena batérií


Pred prvým uvedením do prevádzky je potrebné vložiť batérie.

- Otvorte kryt priečinka pre batérie tak, že prstom zatlačíte a vytlačíte nahor uzáver priečinka pre batérie [6a] (pozri obr. A).
- Vložte tri dodané batérie (dbajte na správnu polaritu) do priečinka pre batérie [6]. Dbajte na označenie v priečinku pre batérie [6].
- Opäť zatvorte kryt priečinka pre batérie, až kým počuteľne nezapadne.

**Poznámka:** Na LC-displeji [1] sa objaví zobrazenie „USE APP“ na cca. 10 minút. Ak výrobok nezobrazuje žiadnu funkciu, vyberte batérie a vložte ich nanovo.

**Poznámka:** Pri neskoršej výmene batérií ostanú všetky uložené údaje zachované.

## ● Umiestnenie diagnostickej váhy

-  Postavte výrobok na pevný, rovný podklad. Výrobok nie je vhodný pre celoplošné koberce. Pevná podlaha je podmienkou pre správne váženie.

## ● Uvedenie do prevádzky s aplikáciou „HealthForYou“

Aplikácia „HealthForYou“ je bezplatne dostupná v Apple App Store a Google Play.

- V nastaveniach smartfónu aktivujte *Bluetooth*<sup>®</sup>.
- Aby bolo zaručené *Bluetooth*<sup>®</sup>-spojenie, ostaňte so smartfónom/tabletom v *Bluetooth*<sup>®</sup>-dosahu výrobku.
- Nainštalujte „HealthForYou“ z Apple App Store / Google Play.
- Spustíte aplikáciu a riadte sa pokynmi. V nastavovacom menu aplikácie zvolíte váhu. Na displeji váhy sa zobrazí náhodne vygenerovaný šesťmiestny PIN-kód (p. obr. C). Tento pozostáva zo zobrazenia iniciálov [17] a nameraných hodnôt [16]. Zároveň sa na smartfóne objaví políčko (výzva na spojenie), do ktorého musíte zadať tento šesťmiestny PIN-kód.
- V aplikácii „HealthForYou“ je potrebné zadať nasledujúce nastavenia:

Používateľské údaje	Nastaviteľné hodnoty
Iniciály / Skratka mena	maximálne 3 písmená alebo čísla (pre až 8 používateľov)
Telesná výška	100 až 220 cm (3' 3,5" až 7' 2,5")
Deň narodenia	Rok, mesiac, deň (vek: 10–100 rokov)
Pohlavie	Muž (♂), žena (♀)
Stupeň aktivít (🏃)	1 až 5 Pri výbere stupňa aktivít je rozhodujúce strednodobé až dlhodobé pozorovanie.

Stupeň aktivít	Telesná aktivita
1	Žiadna.
2	Nízka: Málo a jednoduché telesné zaťaženia (napr. prechádzky, ľahká práca v záhrade, gymnastické cviky).
3	Stredná: Telesná námaha, minimálne 2 až 4 krát za týždeň, vždy 30 minút.

Stupeň aktivít	Telesná aktivita
4	Vysoká: Telesná námaha, minimálne 4 až 6 krát za týždeň, vždy 30 minút.
5	Veľmi vysoká: Intenzívna telesná námaha, intenzívny tréning alebo ťažká fyzická práca, vždy minimálne 1 hodinu.

Po výzve aplikácie uskutočnite priradenie používateľa.

- Pre automatické rozpoznanie osoby musí byť prvé meranie priradené k Vaším používateľským údajom. Riadte sa pokynmi aplikácie. Postavte sa bosými nohami na diagnostickú váhu a dbajte na to, aby ste stáli pokojne a s rovnomerne rozdelenou hmotnosťou oboma nohami na elektródach.

## ● Uvedenie do prevádzky bez aplikácie (alternatívne)

### Poznámka:

Odporúčame uvedenie do prevádzky a uskutočnenie všetkých nastavení s aplikáciou „HealthForYou“. Tento krok preto vykonajte iba vtedy, keď má byť uvedenie do prevádzky realizované celkom bez aplikácie.

Pri uvedení do prevádzky s aplikáciou prejdite priamo ku kapitole „Ovládanie“.

- Stlačte tlačidlo SET [3], kým blíkajú „USE APP“, aby ste uskutočnili nastavenie roka / mesiaca / dňa ako aj hodiny / minúty. Ak „USE APP“ neblíkajú, zaťažili ste váhu príliš krátko.
- Stlačte preto tlačidlá ▼ [2] a ▲ [4]. Vaše nastavenia potvrdíte stlačením tlačidla SET [3]. Na LC-displeji [1] sa objaví zobrazenie „0.0“.
- Znovu stlačte tlačidlo SET [3]. Na LC-displeji [1] sa objaví zobrazenie „P-01“ resp. číslo naposledy použitej používateľskej pamäte váhy.

- Zvoľte pomocou tlačidiel ▼ [2] a ▲ [4] Vašu používateľskú pamäť (P-01 až P-08) a stlačte tlačidlo SET [3] pre potvrdenie.
- Uskutočnite Vaše nastavenia ako sú pohlavie, iniciálky, rok narodenia (rok / mesiac / deň) ako aj stupeň aktivity (pozri „vedenie do prevádzky s aplikáciou „HealthForYou“ (tabuľka)).
- Zakaždým potvrdte stlačením tlačidla SET [3].

Na konci Vášho zadania sa objaví 4-miestny používateľský PIN-kód. Tento je potrebný pre prípadné neskoršie prihlásenie do aplikácie. Na LC-displeji [1] sa objaví zobrazenie „0.0“.

**Poznámka:** Pre automatické rozpoznanie osoby musí byť prvé meranie priradené k Vaším používateľským údajom. Postavte sa ideálne bosými nohami na váhu a dbajte na to, aby ste stáli pokojne a s rovnomerne rozdelenou hmotnosťou oboma nohami na elektródach.

**Poznámka:** Bluetooth® na váhe môžete deaktivovať. Stlačte v zapnutom stave tlačidlo Mode [5] na cca. 6 sekúnd, až kým sa na LC-displeji [1] objaví symbol Bluetooth® [21] a „ON“. V priebehu 3 sekúnd prejdite pomocou tlačidla ▲ [4] do deaktivovaného statusu. Na LC-displeji [1] sa objaví „OFF“. Po cca. 3 sekundách sa váha touto zmenou automaticky vypne.

### Poznámka pre neskoršie prihlásenie do aplikácie:

Ak ste uvedenie váhy do prevádzky uskutočnili bez aplikácie, môžete pridať Vašu existujúcu používateľskú pamäť váhy k aplikácii „HealthForYou“. Pritom je potrebný Váš 4-miestny používateľský PIN-kód. Tento postup je popísaný v aplikácii.

## ● Obsluha

- Vážte sa pokiaľ možno v rovnakom čase (najlepšie ráno), po toalete, nalačno a v podobne ťažkom oblečení, aby ste dosiahli porovnateľné výsledky.
- Po neobvyklej telesnej námahe počkajte niekoľko hodín.
- Po zobudení počkajte cca. 15 minút, aby sa voda nachádzajúca sa v tele mohla rozdeliť.
- Dôležité pri meraní: Meranie telesného tuku môže byť uskutočnené iba naboso.

**Poznámka:** Úplne suché alebo veľmi zrohovatené chodidlá môžu viesť k neuspokojivým výsledkom, pretože vykazujú príliš nízku vodivosť.

**Poznámka:** Obe chodidlá, nohy, lýtky a stehná sa nesmú dotýkať. Inak meranie nemusí byť uskutočnené správne.

**Poznámka:** Meranie s ponožkami vedie k nesprávnym výsledkom.

- Počas merania stojte vzpriamene a pokojne, s rovnomerne rozloženou hmotnosťou na oboch nohách.
- Dôležité je, že sa počíta iba dlhodobý trend. Krátkodobé odchýlky hmotnosti vrámci niekoľkých dní sú spravidla podmienené stratou tekutín; voda v tele je však veľmi dôležitá pre zdravie a dobré cítenie sa.

**Poznámka:** Jednotky váhy sú prepínateľné v nastaveniach prístroja aplikácie (kg/lb/st). Alternatívne je možné príp. viacnásobným krátkym stláčaním tlačidla Mode [5] na zadnej strane váhy zvoliť želanú jednotku.

Ak vyberiete jednotku hmotnosti lb, časový režim sa automaticky zmení na 12-hodinový formát (a.m./p.m.).

## ● Meranie

- Postavte sa bosými nohami na diagnostickú váhu a dbajte na to, aby ste stáli pokojne a s rovnomerne rozdelenou hmotnosťou oboma nohami na elektródach [8].

Diagnostická váha začne ihneď s vážením. Krátko na to sa objaví výsledok merania.

Ak bol priradený používateľ (zobrazia sa iniciály používateľa [17], napr. LEE), objaví sa BMI, BF, voda, svaly, kosti, BMR a AMR.

Objavia sa nasledujúce údaje:

- hmotnosť v kg s BMI (obr. D)
- telesný tuk v % (BF) (obr. E)
- telesná voda v % (obr. F)
- podiel svalov v % (obr. G)
- kostná hmota v kg (obr. H)
- bazálny metabolizmus v kcal (BMR) (obr. I)
- objem aktivít v kcal (AMR) (obr. J)

**Poznámka:** Ak je možné nameranú hodnotu priradiť k niekoľkým možným používateľským

profilom, zobrazenie používateľa sa zmení na LC-displeji [1]. Vyberte používateľa stlačením tlačidla SET [3].

Ak nie je rozpoznaný žiadny používateľ, zobrazí sa hmotnosť a „--“. Pomocou tlačidla ▲ [4] potom môžete zvoliť Vášho používateľa. Tento je aktívny o cca. 3 sekundy. Toto meranie sa inak neuloží.

**Poznámka:** Alternatívne môžete vybrať používateľa už pred meraním:

Krátko sa postavte na diagnostickú váhu, aby ste ju aktivovali. Vyberte používateľa stlačením tlačidla ▲ [4]. Po cca. 3 sekundách je zvolený používateľ aktívny.

## ● Merať iba hmotnosť

- Postavte sa v topánkach na diagnostickú váhu. Stojte pokojne na diagnostickej váhe s rovnomerne rozloženou hmotnosťou na oboch nohách.

Diagnostická váha začne ihneď s vážením. Ak bol priradený používateľ (zobrazia sa iniciály používateľa [17]), objaví sa hmotnosť a BMI a uložia sa.

**Poznámka:** Pri dvoch alebo viacerých možných rozoznaných používateľoch sa zmení používateľ na zobrazení displeja. Vyberte používateľa stlačením tlačidla SET [3].

Ak nie je rozpoznaný žiadny používateľ, zobrazí sa hmotnosť a „--“. Pomocou tlačidiel ▼ [2] a ▲ [4] môžete zvoliť Vášho používateľa a potvrdiť tlačidlom SET [3]. Toto meranie sa inak neuloží.

## ● Umiestnenie diagnostickej váhy

Diagnostická váha disponuje funkciou automatického vypínania a po zobrazení výsledku merania sa automaticky vypne.

## ● Priradenie používateľa

Váha disponuje pamäťou používateľov až pre 8 osôb. Pri novom meraní diagnostická váha automaticky priradí meranie uloženému používateľovi, ak je posledná uložená nameraná hodnota vrámci koridoru +/-3 kg.

Ak je možné nameranú hodnotu priradiť k niekoľkým možným používateľským profilom, zobrazenie používateľa sa zmení na LC-displeji [1]. Vyberte používateľa stlačením tlačidla SET [3].

**Poznámka:** Alternatívne môžete vybrať používateľa už pred meraním:

Krátko sa postavte na diagnostickú váhu, aby ste ju aktivovali. Vyberte používateľa stlačením tlačidla ▲ [4]. Po cca. 3 sekundách je zvolený používateľ aktívovaný.

## ● Prenos priradených nameraných hodnôt

Ak je otvorená aplikácia „HealthForYou“ a existuje aktívne Bluetooth®-spojenie s diagnostickou váhou (viditeľné na symbole Bluetooth® [21] na LC-displeji [1]), sú novo priradené namerané hodnoty ihneď odoslané aplikácii. Symbol synchronizácie [20] sa objaví na LC-displeji [1], keď sú do aplikácie prenášané nové merania. Nezobrazí sa, ak pre tohto používateľa nie sú uložené ani priradené žiadne nové merania. Diagnostická váha v tomto prípade hodnoty neuloží. Ak aplikácia nie je otvorená, diagnostická váha uloží novo priradené namerané hodnoty. Diagnostická váha uloží maximálne 30 meraní na používateľa. Uložené namerané hodnoty sú automaticky prenesené do aplikácie, ak aplikáciu otvoríte v rámci dosahu Bluetooth®. Automatický prenos je možný pri vypnutej diagnostickej váhy v rámci dosahu Bluetooth®.

## ● Načítanie uložených hodnôt na váhe

- Vyberte používateľa tak, že v zapnutom stave príp. viackrát stlačíte tlačidlo ▲ [4]. Po cca. 3 sekundách je zvolený používateľ aktívovaný.
- Stlačte tlačidlo ▼ [2] v danom prípade tiež viackrát, aby ste načítali staršie hodnoty.
- Už prenesené namerané hodnoty si nemožno pozrieť na LC-displeji [1].

## ● Vymazanie údajov váhy

- Pre úplné vymazanie všetkých meraní a starých používateľov na diagnostickej váhe zapnite diagnostickú váhu a na cca. 11 sekúnd stlačte tlačidlo Mode [5]. Na LC-displeji [1] sa na niekoľko sekúnd objaví „CLr“.
- Pre vymazanie iba jedného používateľa zapnite diagnostickú váhu a stlačte tlačidlo ▲ [4], aby ste zvolili želaného používateľa. Tento sa aktivuje o cca. 3 sekundy a na LC-displeji [1] sa objavia iniciály používateľa ako aj „0.0“. Potom stlačte na cca. 6 sekúnd tlačidlo Mode [5]. Na LC-displeji [1] sa na niekoľko sekúnd objaví „dEL“.

## ● Čistenie a údržba

- Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické alebo drsné čistiace prostriedky.
- Produkt čistíte jemne navlhčenou handričkou. Pri silnejšom znečistení môžete handričku navlhčiť v jemnom mydlovom roztoku.
- Produkt nikdy neponárajte do vody alebo do iných kvapalín. Inak sa môžu prístroje poškodiť.
- Chráňte výrobok pred vniknutím vody. Ak do prístrojov predaš prenikla voda, používajte ich až po ich úplnom vysušení.

## ● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.



Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, zlikvidujte ich oddelene pre lepšie spracovanie odpadu. Trimán-Logo platí iba pre Francúzsko.





O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

Defektné alebo použité batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa smernice 2006/66/ES a jej zmien. Batérie a/alebo prístroj odovzdajte prostredníctvom prístupných zberných miest.



**Nesprávna likvidácia batérii poškodzuje životné prostredie!**

Batérie nesmiete likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Opatrované batérie preto odovzdajte na komunálnom zbernom mieste.

## ● Záruka / Servis

Na materiálne a výrobné chyby váhy poskytujeme záruku 3 roky od dátumu kúpy. Záruka sa nevzťahuje:

- Na škody, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej obsluhy.
- Na diely podliehajúce opotrebovaniu.
- Na škody zavinené zákazníkom.
- Akonáhle bol prístroj otvorený neautorizovaným servisným pracovníkom.

Zákonné nároky zákazníka na záruku nie sú touto zárukou nijako ovplyvnené. Pri uplatnení záruky v prípade poškodenia v záručnej lehote je zákazník povinný predložiť doklad o kúpe. Záruku je potrebné uplatniť v časovom období 3 rokov od dátumu kúpy voči Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, Nemecko.

**V prípade reklamácie sa prosím obráťte na náš servis na nasledujúcom tel. čísle:**

**Servisná hotline (bezplatne):**



**☎ 0800 60 60 18 (Po.–Pi.: 8–18 hod)**

**✉ [service-sk@sanitas-online.de](mailto:service-sk@sanitas-online.de)**

Ak Vás vyzveme k odoslaniu defektnej diagnostickej váhy, zašlite ju na nasledujúcu adresu:

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10 b  
89231 Neu-Ulm  
NEMECKO

**IAN 366720\_2101**

## ● Smernice / Ustanovenia

### ● Konformitné vyhlásenie **CE**

Týmto potvrdzujeme, že tento výrobok zodpovedá európskej RED smernici 2014/53/EÚ.

CE konformitné vyhlásenie k tomuto výrobku nájdete na:















[www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/declarationofconformity.php](http://www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/declarationofconformity.php)

### ● Ustanovenie o ochrane údajov

Ustanovenia o ochrane údajov „HealthForYou“ si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:  
[www.healthforyou.fidl/privacy.html](http://www.healthforyou.fidl/privacy.html)



<b>Legenda de pictogramas utilizados</b> .....	Página	92
<b>Introducción</b> .....	Página	92
Uso adecuado .....	Página	93
Descripción de los componentes .....	Página	93
Características técnicas .....	Página	93
<b>Instrucciones importantes de seguridad</b> .....	Página	94
<b>Principio de medición</b> .....	Página	96
<b>Puesta en funcionamiento</b> .....	Página	97
Insertar/ cambiar pilas .....	Página	97
Colocar la báscula de diagnóstico.....	Página	97
Puesta en funcionamiento con la app «HealthForYou».....	Página	97
Puesta en funcionamiento sin app (alternativa) .....	Página	98
<b>Manejo</b> .....	Página	99
Realizar la medición .....	Página	99
Medir solo el peso .....	Página	100
Apagar la báscula de diagnóstico .....	Página	100
Asignar un usuario .....	Página	100
Transferir datos de medición asignados.....	Página	100
Acceso a valores de medición guardados en la báscula.....	Página	101
Borrar datos de la báscula.....	Página	101
<b>Limpieza y cuidado</b> .....	Página	101
<b>Eliminación</b> .....	Página	101
<b>Garantía / Servicio de asistencia técnica</b> .....	Página	102
<b>Normativas / Disposiciones</b> .....	Página	102
Declaración de conformidad .....	Página	102
Política de privacidad.....	Página	102

Leyenda de pictogramas utilizados			
	¡Lea el manual de instrucciones!		Peligro de vuelco: colóquese en el centro de la superficie de pesaje.
	Corriente/tensión continua		Coloque la báscula sobre una superficie plana, no sobre una alfombra.
	¡Tenga en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad!		Riesgo de resbalar: No pise la báscula con los pies mojados.
	Advertencias de seguridad		¡Deseche el embalaje y la báscula de forma respetuosa con el medioambiente!
	Instrucciones de uso		¡Las pilas no deben desecharse junto con la basura doméstica!
	¡Mantenga la báscula fuera del alcance de los niños!		El producto cumple con las normas europeas vigentes específicas aplicables.
	¡Precaución! ¡Peligro de explosión!		No apto para personas con implantes médicos (por ej. marcapasos)
	¡Use guantes de seguridad!		Embalaje de fuentes responsables
	Transmisión de datos por tecnología <i>Bluetooth</i> ® de bajo consumo		No cargue la báscula con más de 180 kg / 396 lb / 28 st.
	3 años de garantía		
	Fabricante		El marcado UKCA ratifica la conformidad con las normativas de Reino Unido aplicables al producto.

## Báscula con medición de grasa corporal SBF 77

### ● Introducción



Esta guía rápida es una parte integral del manual de instrucciones con la que puede poner su producto en funcionamiento inmediatamente. Puede descargar el manual

de instrucciones completo en <http://www.lidl-service.com>. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el producto y tenga especialmente en cuenta las indicaciones de seguridad que contiene. Conserve esta guía rápida en un lugar seguro. Asegúrese de proporcionar todos los documentos relacionados con el producto en caso de entregarlo a terceros.

## ● Uso adecuado

La báscula sirve para determinar el peso, la grasa corporal, la proporción de agua, de músculo y la masa ósea en personas, así como para calcular el metabolismo basal y activo.

La báscula no debe ser utilizada por mujeres embarazadas, pacientes en diálisis, personas con edema, personas con marcapasos u otros implantes médicos. Esta báscula ha sido diseñada solo para un uso privado y no para un uso comercial. No se permite un uso distinto al indicado previamente ni una modificación de la báscula ya que esto puede ocasionar lesiones y/o daños en la báscula. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido. La báscula no ha sido diseñada para uso industrial.




**Nota:** Las mediciones y recomendaciones carecen de relevancia médica. Si su proporción de grasa corporal y agua se mantienen durante mucho tiempo por encima o por debajo de lo considerado normal, acuda a un médico.

## ● Descripción de los componentes

- 1 Pantalla LCD
- 2 Botón ▼
- 3 Botón SET
- 4 Botón ▲
- 5 Botón de modo
- 6 Compartimento de las pilas
- 6a Cierre del compartimento de las pilas
- 7 Superficie de pesaje
- 8 Electrodo

### Pantalla LCD

- 9 Peso corporal
- 10 Unidad de pesaje ajustada (st, lb o kg)
- 11 Metabolismo basal (TMB)
- 12 TMA Volumen de actividad
- 13 Metabolismo energético en kcal
- 14 Edad
- 15 Indicador de datos en % o en peso en lb o kg
- 16 Datos corporales
- 17 Iniciales del usuario, medición desconocida «- -»
- 18 Sexo

- 19 Fecha / Hora / Fecha de nacimiento
- 20 Símbolo de sincronización al enviar mediciones
- 21 Símbolo *Bluetooth*<sup>®</sup> para la conexión entre la báscula de diagnóstico y el smartphone
- 22 Nivel de actividad
- 23 Modo de datos corporales IMC (Índice de Masa Corporal) / GC (grasa corporal) /  (porcentaje de agua en el organismo) /  (porcentaje muscular) /  (masa ósea)

## ● Características técnicas

Tamaño de la superficie de pesaje:	aprox. 30 x 30 x 2,5 cm (An x Pr x Al)
Pilas:	3 x pilas 1,5 V (tipo AAA)
Capacidad de carga máxima:	180 kg / 396 lb / 28 st
División de medidas (peso, masa ósea):	0,1 kg / 0,2 lb / 0,2 lb
División de medición (porcentaje de grasa corporal, agua corporal y masa muscular):	0,1 %
División de medidas (calorías):	1 kcal
Material:	vidrio de seguridad, plástico, metal
Transmisión de datos por tecnología <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> de bajo consumo	

El producto utiliza tecnología *Bluetooth*<sup>®</sup> de bajo consumo, banda de frecuencia 2,402 - 2,480 GHz, transmisión de potencia máx. 5 dBm

Podrá encontrar el listado de smartphones compatibles, información sobre la app «HealthForYou» y el software, así como más detalles sobre los dispositivos en el siguiente enlace: [www.healthforyou.lidl](http://www.healthforyou.lidl)



Requisitos del sistema para la versión web de «HealthForYou»	MS Internet Explorer MS Edge Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari (todos en su versión más actualizada)
--	--

Requisitos del sistema para la app «HealthForYou»	iOS desde la versión 12.0, Android™ desde la versión 8.0, desde Bluetooth® 4.0.
---	--


Reservado el derecho a realizar modificaciones de los datos técnicos sin previo aviso por razones de actualización.

## INDICACIONES IMPORTANTES: ¡CONSERVAR PARA FUTUROS USOS!




### Instrucciones importantes de seguridad

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** El incumplimiento de las siguientes indicaciones puede provocar daños personales o materiales. Las siguientes indicaciones de seguridad y peligro no están destinadas para proteger su salud ni la salud de terceros, sino para proteger la báscula. Tenga en cuenta estas indicaciones de seguridad y adjunte este manual en caso de entregar la báscula a terceros.

- 
**⚠ ¡ADVERTENCIA! PELIGRO MORTAL Y DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y NIÑOS!** Nunca deje a los niños sin supervisión cerca del aparato ni del material de embalaje. De lo contrario existe riesgo de muerte por asfixia.

Mantenga siempre el aparato fuera del alcance de los niños. El producto no es un juguete.

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y falta de conocimientos, siempre y cuando se les haya enseñado cómo utilizar el aparato de forma segura y hayan comprendido los peligros que pueden resultar de un mal uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las labores de limpieza y mantenimiento no pueden ser efectuadas por niños sin la supervisión de un adulto.
- 
**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Este producto está diseñado para personas con implantes médicos (por ej. marcapasos).

La tensión de medición del análisis de impedancia bioeléctrica de la báscula puede afectar al funcionamiento de tales implantes.

- No utilizar en caso de estar embarazada.



### ¡PRECAUCIÓN! ¡PELIGRO DE LESIONES!

No someta la báscula a cargas superiores a 180 kg/396 lb/28 st. En caso contrario, podría resultar dañada.

-   **¡PRECAUCIÓN! ¡PELIGRO DE LESIONES!**

No utilice la báscula con los pies mojados y tampoco la utilice si la superficie de pesaje está mojada. Si lo hace, podría resbalar.


-  **¡PRECAUCIÓN! ¡PELIGRO DE LESIONES!**

No se suba a un lado del borde exterior de la báscula de diagnóstico: ¡peligro de vuelco!

- Proteja la báscula contra golpes, humedad, polvo, productos químicos, fuertes cambios de temperatura y fuentes de calor (estufas, radiadores).
- No exponga el aparato a
  - fuertes cargas mecánicas,
  - radiación solar directa,
  - campos electromagnéticos fuertes (por ej. teléfonos móviles).

De hacerlo, podrían producirse daños en el aparato.


- Compruebe que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de ponerlo en funcionamiento. Nunca ponga el aparato en funcionamiento si está dañado.
- En caso de fallos o de aparato defectuoso, retire las pilas. En caso contrario existe un elevado riesgo de sulfatación de las pilas.

-  **¡ADVERTENCIA!** Nunca abra la carcasa del aparato. En consecuencia se pueden producir lesiones y/o daños en el aparato. Las reparaciones deben ser realizadas por personal del servicio de mantenimiento o por un técnico electricista.


- **¡PRECAUCIÓN!** No guarde la báscula en lugares de paso. Si lo hace, alguien podría tropezar con ella.
- Los bornes de conexión no deben ponerse en cortocircuito.



### Riesgos al manipular las pilas

-  **¡PRECAUCIÓN! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!** Las pilas nunca deben recargarse, ponerse en

- cortocircuito, modificarse de forma mecánica, acortarse ni abrirse. Estas podrían sobrecalentarse, explotar o provocar un incendio. Nunca utilice pilas incorrectas o de diferente tipo. Nunca arroje las pilas al fuego ni al agua, tampoco debe colocarlas sobre superficies calientes. Las pilas podrían explotar. Evite condiciones y temperaturas extremas superiores a 50 °C, que puedan afectar a las pilas, por ej. fuentes de calor, fuego, estufas. De lo contrario, existe riesgo de explosión o fuga de gas o líquido inflamables.
- ¡Tenga en cuenta la polaridad correcta al colocar las pilas!
  - ¡Las pilas no deben desecharse junto con la basura doméstica!
  - ¡Todos los usuarios están obligados a desechar las pilas de forma adecuada!
  - Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
  - Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas en caso de que el líquido de las pilas se haya derramado. En caso de entrar en contacto con el ácido de las pilas, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua y consulte a un médico.

- Retire las pilas del aparato si no piensa utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
- Retire inmediatamente las pilas gastadas del aparato. ¡Existe un riesgo elevado de sulfatación!
- El incumplimiento de estas indicaciones podría provocar la descarga de las pilas más allá de su tensión final. Esto supone también riesgo de sulfatación. En caso de que se haya derramado el líquido de las pilas dentro del aparato, sáquelas inmediatamente para evitar daños en el mismo.
-  Las pilas sulfatadas o dañadas pueden provocar abrasiones al entrar en contacto con la piel. ¡Por tanto, es imprescindible el uso de guantes de protección en estos casos!
- No deben utilizarse pilas nuevas y usadas juntas.

### ● **Principio de medición**

Esta báscula de diagnóstico trabaja sobre el principio de análisis de impedancia bioeléctrica (AIB). Este método permite calcular las proporciones corporales en cuestión de segundos y mediante una descarga eléctrica imperceptible, completamente inofensiva e inocua.

Con esta medición de la resistencia eléctrica (impedancia) y el cálculo de constantes o valores individuales (edad, altura, sexo, nivel de actividad), se pueden determinar la proporción de grasa corporal



y otras magnitudes corporales. El tejido muscular y el agua tienen una buena conductividad eléctrica y por ello poca resistencia. En cambio, los huesos y el tejido adiposo presentan una conductividad baja, ya que las células adiposas y los huesos apenas conducen la electricidad debido a su altísima resistencia.

Tenga en cuenta que los valores determinados por la báscula para diagnóstico solo suponen una aproximación a los valores analíticos médicos reales del cuerpo. Solo un especialista puede utilizar métodos médicos (por ej., tomografía computarizada) para determinar con precisión la grasa corporal, el agua corporal, el porcentaje de masa muscular y la estructura ósea.

Tenga en cuenta que por razones técnicas, la tolerancia de medición de esta báscula de diagnóstico no está calibrada, por lo que no está indicada para un uso profesional sanitario.

El producto no es adecuado para los siguientes grupos de personas, ya que pueden producirse resultados incorrectos e inverosímiles al determinar la grasa corporal y otros valores:

- niños/as menores de aprox. 10 años

**Nota:** En el caso de niños de entre 8-10 años el aparato solo es adecuado para medir el peso.




- atletas de competición y culturistas,
- personas con fiebre, en tratamiento de diálisis, con síntomas de edemas u osteoporosis,
- personas en tratamiento con medicamentos cardiovasculares (relacionados con los sistemas circulatorio y vascular),
- personas que tomen medicamentos vasodilatadores o vasoconstrictores,
- personas con alteraciones anatómicas importantes en las piernas en relación con el tamaño total del cuerpo (longitud de la pierna considerablemente acortada o alargada).


## ● Puesta en funcionamiento

- Compruebe que están todas las piezas indicadas en el volumen de suministro.
- Retire completamente el material de embalaje.

## ● Insertar/cambiar pilas

Antes de la primera puesta en funcionamiento deben insertarse las pilas.


- Abra la tapa del compartimento de las pilas empujando hacia abajo y hacia arriba el cierre del compartimento de las pilas  con el dedo (ver fig. A).
- Coloque las tres pilas suministradas (teniendo en cuenta la polaridad correcta) en el compartimento de las pilas . Observe la marca del compartimento de las pilas .
- Vuelva a cerrar la tapa del compartimento de las pilas hasta que escuche cómo encaja.

**Nota:** En la pantalla LCD  aparece la indicación «USE APP» durante aprox. 10 minutos.

Si el producto no funciona, retire las pilas brevemente y colóquelas de nuevo.

**Nota:** Si más adelante se cambian las pilas, se conservan todos los datos guardados.

## ● Colocar la báscula de diagnóstico

-  Coloque el producto sobre una base sólida y plana. El producto no es apto para moquetas. Se requiere un revestimiento firme para una medición correcta.

## ● Puesta en funcionamiento con la app «HealthForYou»

La aplicación «HealthForYou» está disponible de manera gratuita en Apple App Store y Google Play.

- Active la función Bluetooth® de su teléfono.
- Para garantizar la conexión Bluetooth®, mantenga el teléfono inteligente o la tablet dentro del perímetro de alcance Bluetooth® del producto.
- Instale «HealthForYou» desde Apple App Store / Google Play.
- Abra la aplicación y siga las indicaciones. Seleccione la báscula en el menú de ajuste de la aplicación. En la pantalla de la báscula se muestra un código PIN aleatorio de seis dígitos

(ver fig. C). Este se compone de iniciales 17 y datos corporales 16. Al mismo tiempo aparece en el smartphone un campo de entrada (solicitud de vinculación) en el que debe introducir los seis dígitos del código PIN.

- Debe configurar los siguiente ajustes en la aplicación «HealthForYou»:

Datos de usuario	Valores de ajuste
Iniciales/abreviatura	máx. 3 letras o números (para hasta 8 usuarios)
Altura	de 100 a 220 cm (de 3' 3,5" a 7' 2,5")
Fecha de nacimiento	Año, mes, día (edad: 10-100 años)
Sexo	masculino (♂), femenino (♀)
Nivel de actividad (✳)	de 1 a 5 Al seleccionar el nivel de actividad, resulta determinante la perspectiva a medio y largo plazo.

Nivel de actividad	Actividad física
1	Ninguna
2	Baja: Esfuerzo físico mínimo y sencillo (por ejemplo, caminar, jardinería básica, ejercicios de gimnasia)
3	Media: Esfuerzo físico al menos 2 a 4 veces por semana, 30 minutos cada vez
4	Alta: Esfuerzo físico al menos 4 a 6 veces por semana, 30 minutos cada vez
5	Muy alta: Esfuerzo físico intenso, entrenamiento intenso o trabajo físico duro, todos los días durante al menos 1 hora cada uno

Realizar la asignación de usuario cuando la aplicación lo solicite.

- Para la identificación automática de personas debe asignar sus datos personales a la primera medición. Siga para ello las instrucciones de la aplicación. Súbase descalzo a la báscula y asegúrese de apoyarse sin moverse, repartiendo bien el peso entre las dos piernas, y de pisar sobre los electrodos.

## ● Puesta en funcionamiento sin app (alternativa)

### Nota:

Recomendamos la puesta en funcionamiento y ejecución de todos los ajustes con la app «HealthForYou».

Por tanto, únicamente debe seguir este paso si la puesta en funcionamiento va a realizarse por completo sin la app.

En caso de puesta en funcionamiento con la app, consulte directamente el apartado «Manejo».

- Presione el botón SET 3 cuando «USE APP» comience a parpadear para establecer la configuración de año/mes/día, así como de horas/minutos. Si «USE APP» no empieza a parpadear, súbase a la báscula brevemente.
- Para ello, pulse los botones ▼ 2 y ▲ 4. Confirme sus ajustes pulsando el botón SET 3. En la pantalla LCD 1 aparece la indicación «0.0».
- Vuelva a pulsar el botón SET 3. En la pantalla LCD 1 aparece la indicación «P-01» o el número del último registro de usuario de la báscula empleado.
- Seleccione con ayuda del botón ▼ 2 y ▲ 4 su registro de usuario (de P-01 a P-08) y pulse el botón SET 3 para su confirmación.
- Establezca su configuración, como sexo, iniciales, estatura, fecha de nacimiento (año / mes / día) y nivel de actividad (ver «Puesta en funcionamiento con la app HealthForYou» (tabla)).
- Confirme cada uno presionando el botón SET 3.

Al finalizar la entrada aparecerá el PIN de usuario de 4 dígitos. Este será necesario para un posible inicio de sesión posterior en la app. A continuación, en la pantalla LCD [1] podrá visualizar la indicación «0.0».

**Nota:** Para la identificación automática de personas debe asignar sus datos personales a la primera medición. Lo ideal es que se suba descalzo a la báscula, asegurándose de pisar ambos electrodos cuidadosamente y repartiendo bien el peso entre los dos pies.

**Nota:** Puede desactivar el Bluetooth® en la báscula. Para ello, cuando esté encendido, pulse el botón Mode [5] durante aprox. 6 segundos, hasta que en la pantalla LCD [1] aparezca el símbolo Bluetooth® [21] y «ON». En un intervalo de 3 segundos podrá cambiarlo a estado desactivado con el botón ▲ [4]. En la pantalla LCD [1] aparece «OFF». Tras aprox. 3 segundos, la báscula se apaga automáticamente con este cambio.

### Instrucciones para un posible inicio de sesión posterior en la app:

En caso de que haya empezado a utilizar la báscula sin la app, es posible transferir el registro de usuario disponible en la báscula a la aplicación «HealthForYou». Para ello es necesario introducir su PIN de usuario de 4 dígitos. Este procedimiento viene descrito en la aplicación.

## ● Manejo

- Si es posible, pézese siempre a la misma hora (preferiblemente por la mañana), después de ir al baño, con el estómago vacío y con ropa de igual peso para obtener resultados comparables.
- Espere algunas horas tras haber realizado un gran esfuerzo físico no habitual.
- Espere unos 15 minutos después de levantarse para que el agua corporal pueda distribuirse.
- Importante para el proceso de pesaje: La determinación de la grasa corporal solo se puede realizar descalzo.

**Nota:** Las plantas de los pies completamente secas o con graves callosidades pueden dar resultados insatisfactorios ya que tienen una conductividad demasiado baja.

**Nota:** No debe haber contacto entre los pies, las piernas, las pantorrillas y los muslos. Si lo hubiera, la medición sería incorrecta.

**Nota:** Llevar calcetines puede dar lugar a resultados erróneos.

- Mantenga una posición erguida y quieta, reparta el peso de manera uniforme entre las dos piernas.
- Tenga en cuenta solo la tendencia a largo plazo. Por lo general las diferencias de peso a corto plazo en el transcurso de pocos días pueden deberse a la pérdida de líquido; sin embargo, el agua corporal desempeña un papel importante en su bienestar.

**Nota:** Las unidades de la báscula se cambian en los ajustes del aparato desde la aplicación (kg/lb/st).

Como alternativa, se puede seleccionar la unidad deseada presionando brevemente el botón de modo [5] en la parte posterior de la báscula varias veces, si es necesario.

Al seleccionar la unidad de peso lb se modifica automáticamente el modo de hora al formato de 12 horas (a.m./p.m.).

## ● Realizar la medición

- Súbase descalzo a la báscula de diagnóstico y asegúrese de apoyarse cuidadosamente, repartiendo bien el peso entre las dos piernas, y de pisar sobre los electrodos [8].

La báscula de diagnóstico comienza a medir el peso inmediatamente. En primer lugar se muestra el peso. En breve se indica el resultado de la medición.

Si se ha asignado un usuario (aparecen las iniciales del mismo [17], p.ej., LEE), se visualizan IMC, BF, agua, músculo, hueso, TMB y TMA.

Se muestran las siguientes indicaciones:

- Peso en kg con IMC (fig. D)
- Grasa corporal en % (GC) (fig. E)
- Cantidad de agua en % (fig. F)
- Masa muscular en % (fig. G)
- Masa ósea en kg (fig. H)
- Metabolismo basal en kcal (TMB) (fig. I)
- Metabolismo activo en kcal (TMA) (fig. J)

**Nota:** Si el valor medido se puede asignar a varios perfiles de usuario posibles, la pantalla de usuario cambia en la pantalla LCD [1]. Seleccione el usuario pulsando el botón SET [3].

Si no se identifica ningún usuario, solo se mostrará el peso y «--». Con el botón ▲ [4] puede seleccionar su usuario. Este se activa tras aprox. 3 segundos. De lo contrario esa medición no se guardará.

**Nota:** Como alternativa también puede seleccionar su usuario antes de realizar la medición:

Pise brevemente la báscula de diagnóstico para activarlo. Seleccione el usuario con el botón ▲ [4].

El usuario seleccionado estará activo tras aprox. 3 segundos.

## ● Medir solo el peso

- Colóquese con zapatos sobre la báscula. Permanezca quieto sobre la báscula distribuyendo uniformemente el peso entre ambas piernas.

La báscula de diagnóstico comienza a medir el peso inmediatamente. Una vez asignado un usuario (aparecen las iniciales del usuario [17], se muestran y almacenan el peso y el IMC.

**Nota:** En caso de dos o más posibles usuarios conocidos, el usuario se cambiará en la pantalla.

Seleccione el usuario pulsando el botón SET [3].

Si no se identifica ningún usuario, solo se mostrará el peso y «--». Con los botones ▼ [2] y ▲ [4] puede seleccionar su usuario y confirmar con el botón SET [3]. De lo contrario esa medición no se guardará.

## ● Apagar la báscula de diagnóstico

La báscula de diagnóstico dispone de una función de desconexión automática y se apaga automáticamente después de mostrar el resultado de la medición.

## ● Asignar un usuario

La báscula dispone de espacio para guardar hasta 8 usuarios. Al realizar una nueva medición, la báscula de diagnóstico la asigna automáticamente al usuario creado siempre que el último valor de medición almacenado se encuentre dentro de un margen de +/-3 kg.

Si el valor medido se puede asignar a varios perfiles de usuario posibles, la pantalla de usuario cambia en la pantalla LCD [1]. Seleccione el usuario pulsando el botón SET [3].

**Nota:** Como alternativa también puede seleccionar su usuario antes de realizar la medición:

Pise brevemente la báscula de diagnóstico para activarlo. Seleccione el usuario con el botón ▲ [4].

El usuario seleccionado estará activo tras aprox. 3 segundos.

## ● Transferir datos de medición asignados

Si la aplicación «HealthForYou» está abierta y existe una conexión Bluetooth® activa con la báscula de diagnóstico (aparece el símbolo Bluetooth® [21] en la pantalla LCD [1]), las mediciones nuevas asignadas se enviarán directamente a la aplicación. El símbolo de sincronización [20] de la pantalla LCD [1] aparece al transferir mediciones nuevas a la app. No aparece si no hay que guardar ni asignar mediciones nuevas al usuario. En este caso, los valores no se guardarán en la báscula de diagnóstico. Si la aplicación no está abierta, las mediciones nuevas asignadas se almacenan en la báscula de diagnóstico. Se puede almacenar un máximo de 30 mediciones por usuario en la báscula de diagnóstico. Los valores de medición guardados se transmiten automáticamente a la aplicación si abre esta dentro de la zona de alcance Bluetooth®. También se pueden transferir datos automáticamente si la báscula está apagada y dentro de la zona de alcance Bluetooth®.

## ● Acceso a valores de medición guardados en la báscula

- Seleccione el usuario pulsando varias veces el botón ▲ [4] con la báscula encendida. Tras aprox. 3 segundos se activa el usuario seleccionado.
- Pulse el botón ▼ [2] varias veces si es necesario para acceder a valores antiguos.
- Los valores de medición ya transferidos no podrán visualizarse en la pantalla LCD [1].

## ● Borrar datos de la báscula

- Para borrar completamente todas las mediciones y usuarios antiguos de la báscula de diagnóstico, encienda la báscula y pulse durante unos 11 segundos el botón de modo [5]. En la pantalla LCD [1] se muestra durante unos segundos «CLr».
- Para eliminar solo un usuario, encienda la báscula de diagnóstico y pulse el botón ▲ [4] para elegir el usuario seleccionado. Este se activa tras aprox. 3 segundos y aparecen las iniciales de usuario además de «0.0» en la pantalla LCD [1]. A continuación pulse durante aprox. 6 segundos el botón de modo [5]. En la pantalla LCD [1] aparecerá la palabra «dEL» durante unos segundos.

## ● Limpieza y cuidado

- No utilice productos químicos ni abrasivos para la limpieza.
- Limpie el producto con un paño suave y ligeramente humedecido. En caso de suciedad intensa, puede humedecer el paño también con agua ligeramente jabonosa.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. De lo contrario el aparato podría dañarse.
- Asegúrese de que no entre agua en el producto. Si entrase agua en el aparato, no lo vuelva a utilizar hasta que se haya secado completamente.

## ● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.



El producto y el material de embalaje son reciclables. Separe los materiales para un mejor tratamiento de los residuos. El logotipo Triman se aplica solo para Francia.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

Las pilas / baterías defectuosas o usadas deben ser recicladas según lo indicado en la directiva 2006/66/CE y en sus modificaciones. Recicle las pilas / baterías y / o el producto en los puntos de recogida adecuados.



**¡Daños en el medio ambiente por un reciclaje indebido de las pilas / baterías!**

Las pilas / baterías no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Estas pueden contener metales pesados tóxicos que deben tratarse conforme a la normativa aplicable a los residuos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd =

cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Las pilas / baterías deben reciclarse en un punto de recolección específico para ello.

## ● **Garantía / Servicio de asistencia técnica**

Ofrecemos una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra para fallos materiales o de fabricación en la báscula. La garantía no es válida:

- En caso de daños resultantes de un uso indebido.
- Para piezas de desgaste.
- En caso de culpa del propio cliente.
- Si el aparato ha sido abierto en un taller no autorizado.

Esta garantía no altera las garantías legales del cliente. Para aprobar la aplicación de la garantía dentro de su plazo, el cliente debe demostrar la compra del producto. Los derechos de garantía deberán reclamarse en el plazo de 3 años a partir de la fecha de compra a través de Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, Alemania.

**Por favor, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia para cualquier reclamación a través de:**

**Teléfono de atención al cliente (gratuito):**

ES

☎ **800 009 222 (Lu-Vi: 8-18 h)**

✉ **service-es@sanitas-online.de**

Si le pedimos que nos envíe la báscula de diagnóstico defectuosa, envíe el producto a la siguiente dirección:

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10b  
89231 Neu-Ulm  
ALEMANIA

**IAN 366720\_2101**

## ● **Normativas / Disposiciones**

### ● **Declaración de conformidad CE**

Por la presente certificamos que este producto cumple con la directiva europea RED 2014/53/UE.

La Declaración de Conformidad de la CE para este producto está disponible en:  
[www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclarationofconformity.php](http://www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclarationofconformity.php)

### ● **Política de privacidad**

La política de privacidad de «HealthForYou» está disponible a través del siguiente enlace:  
[www.healthforyou.lidl/privacy.html](http://www.healthforyou.lidl/privacy.html)

<b>De anvendte piktogrammers legende</b> .....	Side 104
<b>Indledning</b> .....	Side 104
Anvendelsesområde .....	Side 105
Beskrivelse af de enkelte dele .....	Side 105
Tekniske data .....	Side 105
<b>Vigtige sikkerhedshenvisninger</b> .....	Side 106
<b>Måleprincip</b> .....	Side 108
<b>Ibrugtagning</b> .....	Side 108
Isætning / udskiftning af batterier .....	Side 109
Opstilling af diagnosevægt .....	Side 109
Ibrugtagning med appen „HealthForYou“ .....	Side 109
Ibrugtagning uden app (alternativ) .....	Side 110
<b>Betjening</b> .....	Side 110
Gennemfør måling .....	Side 111
Mål kun vægt .....	Side 111
Slukning af diagnosevægt .....	Side 111
Brugeranvisning .....	Side 111
Overførsel af de tildelte måleværdier .....	Side 111
Søgning af gemte måleværdier på vægten .....	Side 112
Slet vægtdata .....	Side 112
<b>Rengøring og pleje</b> .....	Side 112
<b>Bortskaffelse</b> .....	Side 112
<b>Garanti / Service</b> .....	Side 113
<b>Retningslinjer / bestemmelser</b> .....	Side 113
Konformitetserklæring .....	Side 113
Dataskyttelsesbestemmelse .....	Side 113

De anvendte piktogrammers legende			
	Læs betjeningsvejledning!		Vippefare: stil Dem i midten på vejefladen.
	Jævnstrøm/-spænding		Stil vægten på en jævn flade, ikke på et gulvtæppe.
	Overhold advarsels- og sikkerhedshenvisninger!		Rutsjefare: tråd ikke på vægten med våde fødder.
	Sikkerhedshenvisninger		Borstkaf emballage og vægt miljørigtigt!
	Handlingsanvisninger		Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet!
	Hold børn væk fra apparatet!		Produkt svarer til de produktspecifik gældende europæiske retningslinjer
	Forsigtig! Eksplosionsfare!		Ikke egnet for personer med medicinske implantater (f.eks. pace-maker)
	Bær beskyttelseshandsker!		Emballage fra ansvarlige kilder.
	Dataoverførsel per Bluetooth® low energy technology		Belast vægten ikke med mere end 180 kg / 396 lb / 28 st.
	3 års garanti		
	Producent		UKCA-mærket bekræfter overensstemmelsen med Det Forenede Kongeriges relevante normer for produktet.

## Kropsanalysevægt SBF 77

### ● Indledning



Denne korte vejledning er en integreret del af betjeningsvejledningen, som du kan bruge til øjeblikkelig anvendelse af produktet. Du kan downloade hele betjeningsvejledningen på <http://www.lidl-service.com>.

Læs betjeningsvejledningen inden brugen og vær især opmærksom på de indeholdte sikkerhedshenvisninger. Opbevar denne korte vejledning på et sikkert sted. Udlever alle bilag, hvis du giver produktet videre til tredjepart.



## ● Anvendelsesområde

Tjener til at finde vægt, kropsfedt og vandindholdet, samt muskelandelen og knoglemassen hos mennesker og til beregning af grund- og aktivitetsomsætningen. Vægten må ikke anvendes af gravide, dialysepatienter, mennesker med ødemer, samt bærere af pacemakere eller andre medicinske implantater. Vægten er kun beregnet til egenanvendelse og ikke til kommercielle brug. En anden anvendelse end før beskrevet eller en ændring af vægten er ikke tilladt og kan føre til personskader og/eller beskadigelser på produktet. For skader, hvis årsager ligger til grund for ikkebestemmelsesmæssig anvendelse, overtager producenten ikke nogen hæftelse. Vægten er ikke bestemt til den erhvervsmæssige indsats.




**Henvisning:** målingerne og anbefalingerne har ikke nogen medicinsk relevans. Hvis deres kropsfedt- og -vandandel hele tiden befinder sig over eller under normalområdet, så opsig venligst en læge.

## ● Beskrivelse af de enkelte dele

- 1 LC-display
- 2 ▼-tast
- 3 SET-tast
- 4 ▲-tast
- 5 Mode-tast
- 6 Batterirum
- 6a Batterirums-lukkeanordning
- 7 Vejeflade
- 8 Elektrode

### LC-display

- 9 Måleværdi vægt
- 10 Indstillet vægtenhed (st, lb eller kg)
- 11 BMR grundomsætning
- 12 AMR aktivitetsniveau
- 13 Energiomsætning i kcal
- 14 Alder
- 15 Kropsdatavisning i % eller efter vægt i lb eller kg
- 16 Måleresultater kropdata
- 17 Brugerens initialer: ukendt måling „- -“
- 18 Køn
- 19 Dato / klokkeslæt / fødselsdag
- 20 Synkroniserings-symbol når målinger sendes
- 21 Bluetooth®-symbol til forbindelse mellem diagenosevægt og smartphone

- 22 Aktivitetsgrad
- 23 Kropsdata-modus BMI (Body-mål-indeks) / BF (kropsfedtandel) /  kroppens vandandel /  (muskelandel) /  (knoglemasse)

## ● Tekniske data

Mål vejeflade:	ca. 30 x 30 x 2,5 cm (B x D x H)
Batteri:	3 x 1,5V batteri (type AAA)
Maksimal bæreevne:	180 kg / 396 lb / 28 st
Måleinddeling (vægt, knoglemasse):	0,1 kg / 0,2 lb / 0,2 lb
Måleinddeling (kropsfedt, kropsvand, muskelandel):	0,1 %
Måleinddeling (kalorier):	1 kcal
Materiale:	sikkerhedsglas, kunststof, metal

Dataoverførsel per  
Bluetooth® low energy  
technology:

produktet anvender  
Bluetooth® low energy  
technology, frekvensbånd  
2,402-2,480 GHz,  
sendeeffekt max. 5 dBm  
Listen af kompatible  
smartphones, informati-  
oner til HealthForYou  
App og software samt  
yderligere oplysninger til  
apparaterne, kan De finde  
under følgende link:  
[www.healthforyou.lidl](http://www.healthforyou.lidl)



Systemforudsætninger til „HealthForYou“-web-versionen	MS Internet Explorer MS Edge Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari (i henholdsvis aktuel version)
Systemforudsætninger for „HealthForYou“ appen	iOS fra version 12.0, Android™ fra version 8.0, Bluetooth® fra 4.0.


Ændringer hos de tekniske angivelser uden meddelelse, forbeholdes på grund af aktualiseringsårsager.

## VIGTIGE ANVISNINGER – OPBEVARES TIL SENERE BRUG!



### Vigtige sikkerhedshenvisninger



**⚠ ADVARSEL!** En ikke-overholdelse af de efterfølgende henvisninger, kan forårsage person- eller materielle skader. De følgende sikkerheds- og farehenvisninger tjener ikke til beskyttelse af deres helbred, henholdsvis tredjemands helbred, men til beskyttelse af vægten. Overhold derfor disse sikkerhedshenvisninger og aflever denne vejledning ved videregivelse af vægten.

-  **⚠ ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKEFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!**  
Lad børn aldrig være uden opsyn med forpakkingsmateriale og apparat. Ellers er der risiko for livsfare ved kvælning. Hold altid børn væk fra apparatet. Produktet er ikke legetøj.
- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8-årsalderen og opad, samt af personer med forringede

fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller mht. sikker brug af apparatet er blevet vejledt og har forstået de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke gennemføres af børn uden at være under opsyn.

-  **⚠ ADVARSEL!** Produktet er ikke egnet for personer med medicinske implantater (f.eks, pace-maker). Målespændingen hos vægtens bioelektriske impedansanalyse kan påvirke funktionen hos sådanne implantanter.
- Må ikke benyttes under graviditeten.
-  **⚠ ADVARSEL! FARE FOR TILSKADEKOMST!**  
Belast vægten ikke med mere end 180 kg / 396 lb / 28 st. Ellers kan den blive beskadiget.

-   **ADVARSEL! FARE FOR TILSKADEKOMST!** Træd ikke op på vægten med våde fødder og benyt ikke vægten, når trinfladen er fugtig. Ellers er der risiko for at De kan glide og miste fodfæstet.


-  **ADVARSEL! FARE FOR TILSKADEKOMST!** Stig ikke ensidet op på diagnosevægtens kant: vippefare!
  - Beskyt vægten mod stød, fugt, støv, kemikalier, kraftige temperaturudsving og for tæt på stående varmekilder (ovne, radiatorer).
  - Udsæt apparatet ikke for
    - alvorlige, mekaniske belastninger,
    - direkte sollys,
    - kraftige elektromagnetiske felter (f.eks. mobiltelefoner).Ellers trues apparatet med at blive beskadiget.
  - Kontrollér apparatet inden ibrugtagningen for beskadigelser. Tag et beskadiget apparat ikke i brug.
  - Fjern batterierne ved forstyrrelser eller defekt apparat. Ellers består der forhøjet risiko for lækage.
-  **ADVARSEL!** Åben aldrig apparatets kabinet. Personskader og beskadigelser ved apparatet

kan være følgen. Reparationer må kun foretages af serviceafdelingen eller en elektriker.

- **FORSIGTIG!** Opbevar vægten udenfor gennemgange. Ellers risikerer De at snuble over den.
- Tilslutningsklemmerne må ikke kortsluttes.




### Farer i omgang med batterier

-  **ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE!**

Batterier må aldrig genoplades, kortsluttes, deformeres på mekanisk vis, knuses eller åbnes. Der kan opstå overophedning, brandfare eller eksplosion. Anvend aldrig ukorrekte eller forskellige batterityper. Kast aldrig batterier ind i ild eller vand og læg dem aldrig på varme overflader. Batterierne kan eksplodere. Undgå ekstreme betingelser og temperaturer over 50°C, som kan påvirke batterier, fx varmelegemer, ild, brændeovne. Ellers er der risiko for eksplosion eller udsivning af brændbart gas eller væske.

  - Vær ved isætningen opmærksom på den rigtige polaritet!
  - Batterier må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet!

- Alle forbrugere er ifølge loven forpligtede til at bortskaffe batterier korrekt!
- Hold batterier på afstand af børn.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder, hvis der er trådt væske ud af batterierne. Ved kontakt med batterisyre skal det pågældende sted skylles rigeligt med vand og lægehjælp skal omgående opsøges.
- Fjern batterierne fra apparatet, når de ikke har været brugt i længere tid.
- Tomme batterier skal omgående tages ud af apparatet. Der består forhøjet risiko for lækage!
- Hvis anvisningerne ikke følges, kan batterierne blive afladet ud over deres slutspænding. Der er da risiko for lækage. Hvis batterierne skulle være løbet ud i deres apparat, så fjern disse med det samme, for at undgå skader i apparatet!
-  Lækkede eller beskadigede batterier kan forårsage ætsninger ved berøring med huden. Bær derfor i dette tilfælde altid egnede beskyttelseshandsker!
- Nye og brugte batterier må ikke benyttes sammen.

## ● Måleprincip

Denne diagnosevægt arbejder med det bioelektriske-impedans-analyseprincip (B. I. A.). Derved muliggøres en bestemmelse af kropsandele gennem en ikke følbart, fuldstændig ubetænkelig og ufarlig strøm indenfor sekunder.

Med denne måling af den elektriske modstand (impedans) og indregningen af konstanter, henholdsvis individuelle værdier (alder, størrelse, køn, aktivitetsgrad), så kan kropsfedtandelen og yderligere størrelser i kroppen bestemmes. Muskelvæv og vand har en god elektrisk ledelse og derfor en mindre modstand. Knogler og fedtvæv derimod, har en lav ledelse, da fedtcellerne og knoglerne på grund af meget stor modstand, næsten ikke leder strømmen. Bemærk at det af diagnosen konstaterede resultat kun præsenterer en tilnærmelse til kroppens medicinske, reelle analyseværdi. Kun speciallægen kan med medicinske metoder (f.eks. computertomografi) gennemføre en præcis undersøgelse af kropsfedt, vand i kroppen, muskelandel og knogleopbygning. Bemærk, at teknisk betingede måletolerancer er mulige, da det drejer sig om en ikke justeret diagnosevægt til den professionelle medicinske brug.

Produktet er ikke egnet til følgende personkreds, da der ved søgningen af kropsfedtet og de andre værdier kan opstå afvigende og ikke fornuftige værdier:

- Børn under ca. 10

**Henvi sning:** ved børn på 8-10 år er apparatet kun egnet til vægtmåling.




- Elitesportsudøvere og bodybuildere,
- Personer med feber, i dialysebehandling, ødem-symptomer eller osteoporose,
- Personer som indtager kardiiovaskulær medicin (i forbindelse med hjerte og karsystem),
- Personer, som indtager Karudvidende eller karindsnævrende medikamenter,
- Personer med betydelige anatomiske afvigelser ved benene iht. hele kropsstørrelsen (benlængde betragelig forkortet eller forlænget).


## ● Ibrugtagning

- Kontrollér om alle i leveringen angivne dele er indeholdt.
- Fjern samtligt emballagemateriale.

## ● Isætning / udskiftning af batterier


Inden den første ibrugtagning skal batterierne lægges i.

- Åbn batterirummets låg ved at trykke batterirums-lukkeanordningen  ind og op (se afbildning A) med fingeren.
- Læg de tre medleverede batterier (med den korrekte poling) i batterirummet . Vær opmærksom på markeringerne i batterirummet .
- Lås batterirummets afdækning igen, indtil den går hørbart i hak.

**Henvisning:** i LC-displayet  vises „USE APP“ i ca. 10 minutter. Viser produktet ikke nogen funktion, så skal De fjerne batteriene og sætte dem i igen.

**Henvisning:** ved senere batteriskift bibeholdes alle gemte data.

## ● Opstilling af diagnosevægt

-  Stil produktet på en fast, plan undergrund. Produktet er ikke egnet til gulvæpper. En fast gulvbelægning er forudsætning for at man kan veje sig korrekt.

## ● Ibrugtagning med appen „HealthForYou“

Appen „HealthForYou“ er i Apple App Store og hos Google Play gratis til rådighed.

- Aktivér Bluetooth® i smartphonens indstillinger.
- For at garantere en Bluetooth®-forbindelse, skal De blive i produktets Bluetooth®-rækkevidde med smartphonen / tablet.
- Installér „HealthForYou“ fra Apple App Store / Google Play.
- Start appen og følg anvisningerne. Vælg vægten i appens indstillingsmenu. I vægtens display vises en tilfældig sekscifret PIN-kode (se afbildning C). Denne består af initial-  og måleværdi-visningen . Samtidig vises på din smartphone et felt (anmodning om kobling), hvor du skal indtaste den sekscifrede PIN-kode.
- Følgende indstillinger skal indtastes i „HealthForYou“-app'en:

Brugeroplysninger	Indstillelige værdier
Initialer / navneforkortelser	maksimalt 3 bogstaver eller tal (til op til 8 brugere)
Kropshøjde	100 til 220 cm (3' 3,5" til 7' 2,5")
Fødselsdag	År, måned, dag (Alder: 10-100 år)
Køn	Mand (♂), kvinde (♀)
Aktivitetsgrad (🏃)	1 til 5 Ved valget af aktivitetsgraden, så er den middel- og langfristede betragtning afgørende.

Aktivitetsgrad	Fysisk aktivitet
1	Ingen.
2	Ubetydelig: få og lette fysiske anstrengelser (f.eks spadsereture, let havearbejde, gymnastikøvelser).
3	Middel: fysiske anstrengelser mindst 2 til 4 gange henholdsvis 30 minutter per uge.
4	Høj: fysiske anstrengelser mindst 4 til 6 gange henholdsvis 30 minutter per uge.
5	Meget høj: intensive fysiske anstrengelser, intensiv træning eller hårdt fysisk arbejde, henholdsvis mindst 1 time dagligt.

Efter appens opfordring til at gennemføre brugertilordningen.

- Til den automatiske personidentificering, så skal den første måling af deres personlige brugeroplysninger anvises. Følg dertil appens anvisninger. Stil Dem hertil barfodet op på diagnosevægten og vær opmærksom på, at De står roligt med begge ben ligeligt fordelt på elektroderne.

## ● Ibrugtagning uden app (alternativ)

### Henvi sning:

Vi anbefaler ibrugtagningen og gennemførslen af alle indstillinger med appen „HealthForYou“.

Udfør kun dette trin, hvis ibrugtagningen skal gennemføres helt uden appen.

Ved ibrugtagning med appen, skifter du direkte til kapitlet „Betjening“.

- Tryk på SET-tasten [3], mens „USE APP“ blinker, for at gennemføre indstillingerne for år / måned / dag samt time / minut. Hvis „USE APP“ ikke blinker, skal vægten belastes.
- Tryk på tasterne ▼ [2] og ▲ [4]. Bekræft indstillingerne ved at trykke på SET-tasten [3]. I LC-displayet [1] vises „0.0“.
- Tryk igen på SET-tasten [3]. I LC-displayet [1] vises „P-01“ hhv. nummeret af den sidste bruger af vægten.
- Vælg med tasterne ▼ [2] og ▲ [4] din brugerhukommelse (P-01 til P-08) og tryk på SET-tasten [3] for at bekræfte.
- Udfør dine indstillinger som køn, initialer, kropshøjde, fødselsdag (år / måned / dag) samt aktivitetsgrad (se „Ibrugtagning med appen „HealthForYou“ (tabel)).
- Bekræft valget ved at trykke på SET-tasten [3].

Til slut vises en 4-cifret bruger-pinkode. Denne skal bruges ved en eventuel senere tilmelding til appen. I LC-displayet [1] vises efterfølgende „0.0“.

**Henvi sning:** til den automatiske autentificering, skal den første måling tildeles til dine personlige brugeroplysninger. Stil dig barfodet på vægten og vær opmærksom på, at du står roligt og med ligelig vægfordeling på begge ben på elektroderne.

**Bemærk:** du kan deaktivere Bluetooth® ved vægten. Tryk i tændt tilstand på Mode-tasten [5] i ca. 6 sekunder, indtil Bluetooth®-symbolet [21] og „ON“ vises i LC-displayet [1]. Skift i løbet af 3 sekunder med ▲-tasten [4] i den deaktiverede status. I displayet [1] vises „OFF“. Efter ca. 3 sekunder slukkes vægten automatisk med denne ændring.

## Henvi sning til en senere tilmelding til appen:

Hvis du har gennemført ibrugtagningen af vægten uden appen, kan du tilføje din eksisterende brugerhukommelse til appen „HealthForYou“. Dertil skal du bruge din 4-cifrede bruger-pinkode. Fremgangsmåden beskrives i appen.

## ● Betjening

- Vej dig så vidt muligt på samme tid på dagen (helst om morgenen), efter toiletbesøg, i fastende tilstand og tøj med samme vægt, for at opnå sammenlignelige resultater.
- Vent nogle timer efter udførelse af uvant fysisk anstrengelse.
- Vent ca. 15 minutter efter De er stået op, så vandet, der befinder sig i kroppen, kan fordele sig.
- Vigtigt ved målingen: Beregningen af kropsfedt kan kun foretages barfodet.

**Henvi sning:** fodsåler som er fuldstændigt tørre eller har kraftig hornhud, kan føre til utilfredsstillende resultater, da disse fremviser en for lav ledeevne.

**Henvi sning:** der må ikke være nogen hudkontakt mellem begge fødder, ben, læg og overlår. Ellers kan målingen ikke udføres korrekt.

**Henvi sning:** en måling med sokker fører til forkerte måleresultater.

- De skal stå opret og roligt, med ligelig fordelt vægfordeling på begge ben, under måleforegangen.
- Det er vigtigt, at kun den langfristede trend tæller. Som regel er korfristede vægtafvigelser indenfor få dage, betinget af væsketab; vand i kroppen spiller dog en vigtig rolle for velværet.

**Henvi sning:** vægtens enheder omstilles i apparatets apparatindstillinger (kg / lb / st).

Alternativt kan du vælge den ønskede enhed ved hjælp af flere korte tryk på Mode-tasten [5] på bagsiden af vægten.

Ved valg af vægtenheden lb ændres klokkeslætmodus automatisk til 12-timers-formatet (a.m./p.m.).

## ● Gennemfør måling

- Stil Dem barfodet op på diagnosevægten og vær opmærksom på, at De står roligt og med ligelig vægtfordeling på begge ben på elektroderne [8].

Diagnosevægten begynder med det samme med målingen.

Kort derefter vises måleresultatet. Blev en bruger anvist (brugerens [17] initialer vises, f.eks. LEE), så vises BMI, BF, vand, muskel, knogler, BMR og AMR.

Følgende visninger vises:

- vægt i kg med BMI (afbildning D)
- Kropsfedt i % (BF) (afbildning E)
- vand i kroppen i % (afbildning F)
- muskelandel in % (afbildning G)
- knoglemasse i kg (afbildning H)
- grundomsætning i kcal (BMR) (afbildning I)
- aktivitetsomsætning i kcal (AMR) (afbildning J)

**Henvi sning:** hvis måleværdien kan tilordnes flere mulige brugerprofiler, skifter bruger-visningen i LC-displayet [1]. Vælg din bruger ved at trykke på SET-tasten [3].

Hvis brugeren ikke genkendes, vises kun vægten og „- -“. Med ▲-tasten [4] kan du herefter vælge din bruger. Denne er aktiveret efter ca. 3 sekunder. Ellers gemmes denne måling ikke.

**Henvi sning:** alternativt kan du også vælge din bruger inden målingen:

Træd kort op på diagnosevægten for at aktivere denne. Vælg din bruger med ▲-tasten [4]. Den valgte bruger er aktiveret efter ca. 3 sekunder.

## ● Mål kun vægt

- Stil Dem med sko på diagnosevægten. Stå roligt på diagnosevægten, med ligelig fordelt vægt på begge ben.

Diagnosevægten begynder med det samme med målingen. Såfremt en bruger blev tildelt (brugerens [17] initialer vises), vises og gemmes vægten og BMI.

**Henvi sning:** ved to eller flere mulige brugere, skifter brugeren i displayvisningen. Vælg brugeren idet du trykker på SET-tasten [3].

Hvis brugeren ikke genkendes, vises kun vægten og „- -“. Med tasterne ▼ [2] og ▲ [4] kan du vælge brugeren og bekræfte valget med SET-tasten [3]. Ellers gemmes denne måling ikke.

## ● Slukning af diagnosevægt

Diagnosevægten råder over en automatisk slukningsfunktion og slukkes automatisk efter visningen af måleresultatet.

## ● Brugeranvisning

Vægten råder over en brugerhukommelse på op til 8 personer. Ved en ny måling, tildeler diagnosevægten målingen automatisk til den gemte bruger, såfremt den sidste gemte måleværdi ligger indenfor +/- 3 kg.

Hvis måleværdien kan tilordnes flere mulige brugerprofiler, skifter bruger-visningen i LC-displayet [1]. Vælg din bruger ved at trykke på SET-tasten [3].

**Henvi sning:** alternativt kan du også vælge din bruger inden målingen:

Træd kort op på diagnosevægten for at aktivere denne. Vælg din bruger med ▲-tasten [4]. Den valgte bruger er aktiveret efter ca. 3 sekunder.

## ● Overførsel af de tildelte måleværdier

Såfremt „HealthForYou“-appen er åben og der er en aktiv Bluetooth®-forbindelse til diagnosevægten (vises ved hjælp af Bluetooth®-symbolet [21] i LC-displayet [1]), sendes nye tildelte målinger med det samme til appen. Synkroniserings-symbolet [20] i LC-displayet [1] vises, når nye målinger overføres til appen. Det vises ikke, hvis nye målinger for denne bruger ikke er gemt eller tildelt. I dette tilfælde gemmes værdierne ikke på diagnosevægten. Er appen ikke åbnet, så lagres nyanviste målinger på diagnosevægten. Maksimalt 30 målinger per bruger, kan lagres på diagnosevægten. De lagrede måleværdier overføres automatisk til appen, når De åbner appen indenfor Bluetooth®-rækkevidden. En

automatisk overførsel i diagnosevægtens slukkede tilstand er mulig indenfor rækkevidden af Bluetooth®.

## ● Søgning af gemte måleværdier på vægten

- Vælg brugeren idet du i tændt tilstand trykker på ▲-tasten [4] (evt. gentagne tryk). Den valgte bruger er aktiveret efter ca. 3 sekunder.
- Tryk i givet fald flere gange på ▼-tasten [2] for at se ældre værdier.
- Allerede overførte måleværdier kan ikke ses på LC-displayet [1].

## ● Slet vægtdata

- For at slette alle målinger og gamle brugerdata på diagnosevægten fuldstændigt, skal du tænde for diagnosevægten og trykke på Mode-tasten [5] i ca. 11 sekunder. I LC-displayet [1] vises i nogle sekunder „CLr“.
- For at slette en bruger, skal du tænde for diagnosevægten og trykke på ▲-tasten [4], for at vælge den valgte bruger. Denne bliver aktiveret efter ca. 3 sekunder og brugernes initialer samt „0.0“ vises i LC-displayet [1]. Tryk i ca. 6 sekunder på Mode-tasten [5]. I LC-displayet [1] vises i nogle sekunder „dEL“.

## ● Rengøring og pleje

- Anvend til rengøringen ikke nogen kemiske rengørings- eller skuremidler.
- Rens produktet med en let fugtet klud. Ved stærkere tilsmudsning, kan der også bruges en let sæbevandsopløsning.
- Dyk produktet aldrig i vand eller andre væsker. I modsat fald kan apparaterne beskadiges.
- Sørg for at der ikke trænger vand ind i produktet. Hvis dette alligevel engang skulle være tilfældet, så anvend apparaterne først igen, når de er fuldstændigt tørre.

## ● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer / 20–22: papir og pap / 80–98: kompositmaterialer.



Produktet og indpakkingsmaterialerne kan genbruges; bortskaf disse særskilt til en bedre affaldsbehandling. Triman-loget gælder kun for Frankrig.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier skal recycles iht. retningslinje 2006/66/EG og dennes ændringer. Aflever batterierne og/eller apparatet på de tilbudte indsamlingssteder.



### Miljøskader på grund af forkert bortskaffelse af batterierne!

Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandlingen for særaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor brugte batterier hos et kommunalt opsamlingssted.



## ● Garanti / Service

Vi yder 3 års garanti for materiale og fabrikationsfejl hos vægten fra købsdato af. Garantien gælder ikke:

- i tilfælde af skader, som beror på uhensigtsmæssig betjening.
- for sliddele.
- ved kundens egen skyld.
- så snart apparatet er blevet åbnet gennem et ikkeautoriseret værksted.

Kundens lovmæssige garantiydelse forbliver uberørt gennem garantien. Såfremt kunden vil gøre garantien gældende indenfor for garantiperioden, så skal han kunne fremlægge dokumentation som bevis for købet. Garantien skal gøres gældende indenfor et tidsrum af 3 år fra købsdato af, overfor Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, Tyskland.

**Henvend Dem venligst til vores kundeservice under følgende kontakt i tilfælde af reklamationer:**

### **Service-hotline (gratis):**

DK

☎ **80 70 57 89 (man-fre: 8-18 Ur)**

✉ **service-dk@sanitas-online.de**

Når vi opfordrer Dem til forsendelse af den defekte diagnosevægt, så skal produktet sendes til følgende adresse:

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10b  
89231 Neu-Ulm  
TYSKLAND

**IAN 366720\_2101**

## ● Retningslinjer / bestemmelser

### ● **Konformitetserklæring CE**

Vi bekræfter hermed, at dette produkt lever op til det europæiske RED-direktiv 2014/53/EU.

Du finder CE-overensstemmelseserklæringen for dette produkt på:

[www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclearationofconformity.php](http://www.sanitas-online.de/web/de/landingpages/cedeclearationofconformity.php)

### ● **Databeskyttelsesbestemmelse**

"HealthForYou"-bestemmelserne om databeskyttelse kan du se under følgende link:

[www.healthforyou.lidl/privacy.html](http://www.healthforyou.lidl/privacy.html)

The *Bluetooth*<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by *Bluetooth*<sup>®</sup> SIG, Inc. and any use of such marks by Hans Dinslage GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.



**Hans Dinslage GmbH**

Riedlinger Str. 28  
88524 Uttenweiler  
GERMANY

Stand der Informationen · Last Information Update · Version des  
informations · Stand van de informatie · Stan informacii · Stav informací  
Stav informácií · Estado de las informaciones · Tilstand af information:  
06/2021 · Ident.-No.: 749.969\_SBF77\_2021-03-08\_01\_IM-QG\_Lid\_LB8\_OS

IAN 366720\_2101