

# SILVER CREST®



## BACK & NECK HEAT PAD SRNH 100 H5

DK

### VARMEPUDE TIL RYG OG NAKKE

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

DE AT CH

### RÜCKEN-NACKEN-HEIZKISSEN

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

NL

### WARMTEKUSSEN VOOR RUG EN NEK

Bedienings- en veiligheidsinstructies

IAN 339330\_1910

DK NL



DK

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

---

NL




Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

---

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.























DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	5
NL	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	15
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise	Seite	25

**A****B****C**



<b>De anvendte piktogrammers legende</b> .....	Side 6
<b>Indledning</b> .....	Side 7
Formålsbestemt anvendelse .....	Side 7
Beskrivelse af de enkelte dele .....	Side 7
Leverede dele .....	Side 7
Tekniske data.....	Side 7
<b>Vigtige sikkerhedshenvisninger</b> .....	Side 8
<b>Sikkerhedssystem</b> .....	Side 10
<b>Særlige egenskaber</b> .....	Side 10
<b>Ibrugtagning</b> .....	Side 10
Tænding / slukning / temperaturvalg.....	Side 10
Temperaturtrin .....	Side 11
Automatisk slukning.....	Side 11
<b>Rengøring og pleje</b> .....	Side 11
<b>Opbevaring</b> .....	Side 12
<b>Bortskaffelse</b> .....	Side 12
<b>Garanti / Service</b> .....	Side 12
<b>Konformitetserklæring</b> .....	Side 13

# De anvendte piktogrammers legende

De anvendte piktogrammers legende			
	Læs anvisningerne!		Må ikke tørres i tørretumbler.
	Volt (vekselspænding)		Må ikke stryges.
	Hertz (frekvens)		Må ikke renses kemisk.
	Watt (aktiv effekt)		6 temperaturtrin
	Beskyttelsesklasse II		Åndbart
	Følg advarsels- og sikkerhedsanvisningerne!		Kan maskinvaskes
	Ikke for meget små børn fra 0-3 år!		Varmepuden kan vaskes i vaskemaskine. Indstil vaskemaskinen til finvask på 30 °C.
	Stik ikke nåle i puden!		Bortskaf emballagen og varmepuden miljømæssigt korrekt!
	Tekstilerne, der er anvendt til denne varmepude, opfylder de høje humanø-kologiske krav i Oeko-Tex Standard 100, som påvist af forskningsinstituttet Hohenstein.		Emballage af genbrugsmateriale
	Må ikke anvendes sammenfoldet eller sammenkrøllet!		Må ikke bleges.
	Fare for elektrisk stød! Livsfare!		Dette produkt opfylder kravene iht. de gældende europæiske og nationale retningslinjer.

## Varmepude til ryg og nakke

### ● Indledning



Sæt Dem ind i, hvordan varmpuden anvendes, før De bruger den første gang.

Læs til dette formål den efterfølgende betjeningsvejledning og de vigtige sikkerhedshenvisninger omhyggeligt igennem. Anvend kun varmpuden som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning omhyggeligt. Udlever alle dokumenter sammen med varmpuden, hvis De giver den videre til andre.

### ● Formålsbestemt anvendelse

Denne varmpude er bestemt til opvarming af den menneskelige krop. De kan dermed målrettet anvende varme i Ryg-/ nakkeområde. Denne varmpude er ikke beregnet til brug på sygehuse eller til den erhvervs-mæssige anvendelse. Spædbørn, små børn, personer, der ikke kan mærke varme, personer, der har behov for hjælp, samt dyr må ikke opvarmes med den.

Anden anvendelse end den beskrevne eller ændring af varmpuden er ikke tilladt og kan resultere i skader og/eller beskadigelse af varmpuden. For skader, hvis årsag ligger i uhensigtsmæssig anvendelse, hæfter producenten ikke.

### ● Beskrivelse af de enkelte dele

- 1 Betjeningsdel (se fig. A)
- 2 Funktionsvisning (se afbildning A)
- 3 Stikkobling (se fig. B)

### ● Leverede dele

Kontrollér lige efter udpakningen, om alle dele er leveret med, samt om varmpuden er beskadiget.

- 1 varmpude til ryggen og nakken
- 1 betjeningsenhed/ stikkobling
- 1 betjeningsvejledning

### ● Tekniske data

Model:	SRNH 100 H5
Type:	P10N
Spændingsforsyning:	220-240V/ 50-60Hz
Effektforbrug:	100W
Mål:	ca. 62 x 41 cm
Beskyttelsesklasse:	II /
Elektrisk feltstyrke:	maks. 5000 V/m
Magnetisk feltstyrke:	maks. 80 A/m
Magnetisk fluxtæthed:	maks. 0,1 milli-tesla

### ● Materiale:

Overside / underside: 100% polyester

### ● Producent:

MGG Elektro GmbH  
Steinstraße 27  
40210 Düsseldorf  
TYSKLAND

## VIGTIGE ANVISNINGER – OPBEVARES TIL SENERE BRUG!



### Vigtige sikkerheds- henvisninger

**⚠ ADVARSEL!** En ikke-overholdelse af de følgende anvisninger kan forårsage person- eller materielle skader (elektrisk stød, hudforbrændinger, brand). De følgende sikkerheds- og farehenvisninger tjener ikke til beskyttelse af deres, henholdsvis tredjemands helbred, men også til beskyttelse af varmepuden. Vær derfor opmærksom på disse sikkerhedshenvisninger og udlever denne vejledning, når varmepuden gives videre.

- **⚠ FORBRÆNDING-FARE!** Denne varmepude må ikke bruges af personer, som er ufølsomme overfor varme og andre beskyttelseskrævende personer, som ikke er i stand til at reagere på en overophedning (f.eks. diabetikere, personer med sygdomsrelaterede hudforandringer eller hudområder med ar i anvendelsesområdet, efter indtagelse af smertestillende medicin

eller alkohol). Der er risiko for hudforbrændinger.



### ⚠ ADVARSEL!

- Denne varmepude må ikke anvendes ved meget unge børn (0–3 år), da disse ikke er i stand til at reagere på en overophedning. Der er risiko for hudforbrændinger.
- Denne varmepude må ikke anvendes af unge børn (3–8 år), undtagen hvis betjeningsdelen er blevet indstillet af en forælder eller en tilsynsperson og barnet er blevet tilstrækkeligt vejledt omkring, hvordan varmepuden drives sikkert. Ellers består der fare for hudforbrændinger.
- Denne varmepude kan benyttes af børn fra 8-årsalderen og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når De er under opsyn eller med hensyn til sikker brug af varmepuden er blevet vejledt og har forstået de derudaf resulterende farer.



- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med varmpuden. Der er risiko for tilskadekomst.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke gennemføres af børn uden at være under opsyn. Der er risiko for tilskadekomst.
- Denne varmpude er ikke beregnet til brug på sygehuse eller til den erhvervsmæssige anvendelse. Der er fare for skader og/eller beskadigelser på varmpuden.
-  **ADVARSEL!** Stik ikke nogen nåle eller spidse genstande i varmpuden. Der er risiko for elektrisk stød.
-  **ADVARSEL!** Tænd ikke for varmpuden i foldet eller sammetrykket tilstand. Ellers kan varmpuden beskadiges.
- Må ikke bruges i våd tilstand! Ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Denne varmpude må kun anvendes i forbindelse med den på etiketten angivne betjeningsdel. Ellers kan varmpuden beskadiges.
- De elektriske og magnetiske felter, som udgår fra denne varmpude, kan under omstændighed forstyrre deres pacemakers funktion. De ligger dog langt under grænseværdierne, elektrisk feltstyrke: maks. 5000 V/m, magnetisk feltstyrke: maks. 80 A/m magnetisk fluxtæthed: maks. 0,1 milli-tesla. Spørg derfor deres læge eller producenten af pacemakere inden brugen af denne varmpude.
- De må ikke trække, dreje eller knække ledningerne kraftigt. Ellers kan varmpuden beskadiges.
- Denne varmpude skal kontrolleres hyppigt for tegn på slid eller beskadigelser. Såfremt der er sådanne tegn på, at varmpuden er blevet brugt u hensigtsmæssigt eller den ikke varmer mere, så skal den kontrolleres af producenten inden den tændes påny.
- Når ledningen til denne varmpude beskadiges, så skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller en lignende kvalificeret person, for at undgå farer.
- Mens denne varmpude er tændt, så må
  - der ikke lægges nogen genstand (f.eks. kuffert eller vaskekurv) derpå,
  - ikke nogen varmekilde som varmedunk, varmpude eller lignende må lægges derpå. Ellers kan varmpuden beskadiges.
- De elektroniske byggekomponenter opvarmer sig ved brug af

varmepuden. Betjeningsenheden må derfor ikke afdækkes eller ligge på varmepuden, når den er i drift. Der er fare for skader og/eller beskadigelser på varmepuden.

- Overhold absolut henvisningerne i forbindelse med ibrugtagningen, rengøring, pleje og opbevaring.
- Skulle De stadig have spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af vores apparater, så henvend Dem venligst til vores kundeservice.


## ● Sikkerhedssystem

**Henvisning:** Varmepuden er udstyret med et sikkerhedssystem. Dens elektroniske sensorsteknik forhindrer en overophedning af varmepuden på hele dens samlede overflade gennem automatisk slukning i tilfælde af fejl.

Hvis varmepuden slukkes automatisk af sikkerhedssystemet på grund af en fejl, lyser funktionsvisningen [2] på betjeningsenheden [1] ikke mere, selv om varmepuden er tændt.

- Bemærk venligst, at varmepuden i fald af fejl ikke må anvendes mere og skal indsendes til den nævnte serviceadresse.
- Forbind under ingen omstændigheder den defekte varmepude med en anden kontakt af samme type. Dette vil ligeledes føre til en endelig afbrydelse pga. sikkerhedssystemet i kontakten.

## ● Særlige egenskaber

-  Denne varmepude er udstyret med særligt blødt og hygiejnisk velour. Tekstilerne, der er anvendt til denne varmepude, opfylder de høje humanø-kologiske krav i Oeko-Tex-standard 100, som er dokumenteret af forskningsinstituttet Hohenstein.

## ● Ibrugtagning

**Henvisning:** Ved den første brug kan varmepuden udvikle en lugt af kunststof, som dog fortar sig efter kort tid.

- Forbind til ibrugtagning først betjeningsdelen [1] med varmepuden, idet De sammenfører stik-koblingen [3] (se afbildning B).
- Anbring varmepuden på en sådan måde ved ryggen, at nakkedelens velcrolukning befinder sig i halsområdet.
- Luk derefter først velcrolukningen.
- Tilpas derefter længden af mavebæltet individuelt, og forbind de to ender på stikforbindelsen (se illustr. C) for at lukke det.
- Tryk samtidigt på udløserne for at åbne stikforbindelsen (se illustr. C).

## ● Tænding / slukning / temperaturvalg

### Tænd:

- Indstil ved betjeningsdelen [1] trin 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, for at tænde for varmepuden.

**Henvisning:** Når varmepuden tændes, lyser funktionsvisningen [2].

**Henvisning:** Denne varmepude råder over en lynopvarmer, som fører til en hurtig opvarmning indenfor de første 10 minutter.

### Sluk:

- Indstil trin 0 ved betjeningsdelen [1] for at slukke for varmepuden.

**Henvisning:** Funktionsvisningen [2] slukkes.

### Temperatur vælges:

- Lige inden brug indtilles det højeste temperaturtrin (trin 6). Derved varmes fodvarmeren hurtigt op.
- Til brug hen over flere timer indstilles det laveste temperaturtrin (trin 1).

**⚠ ADVARSEL!** Når varmpuden drives i flere timer, anbefaler vi at indstille den laveste temperatur ved betjeningsdelen **1**, for at undgå en overophedning hos den opvarmede kropsdel og for i givet fald efterfølgende at undgå en hudforbrænding.

### ● Temperaturtrin

- Indstil det ønskede temperaturtrin ved hjælp af betjeningsdelen **1** (se figur A).

Trin 0: slukket  
 Trin 1: minimal varme  
 Trin 2-5: individuel varme  
 Trin 6: maksimal varme

### ● Automatisk slukning

**Henvisning:** Varmepuden slukkes automatisk efter ca. 90 minutter. Derefter begynder funktionsvisningen **2** at blinke.

- Vælg til at begynde med indstilling 0 og efter ca. 5 sekunder det ønskede temperaturtrin, for at tænde varmpuden igen.

### Når De efter gennemført tidsslukning ikke bruger varmpuden mere:

- så sluk for varmpuden (trin 0),
- træk netstikket ud af stikdåsen,
- skil stikkoblingen **3** og dermed betjeningsdelen **1** fra varmpuden.

### ● Rengøring og pleje

- **⚠ ADVARSEL! LIVSFARE PÅ GRUND AF ELEKTRISK STØD!**  
 Træk altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring, og afbryd stikkoblingen **3**


og adskil dermed betjeningsenheden **1** fra varmpuden (se figur B). Ellers er der risiko for elektrisk stød.

- Anvend til rengøring og pleje af betjeningsdelen **1** en tør, frugfri klud.

- **⚠ RISIKO FOR MATERIELLE SKADER!** Dyk aldrig betjeningsenheden **1** i vand eller andre væsker. Ellers kan den beskadiges.

- Anvend ved lettere tilsmudsning af varmpuden en fugtig klud og i givet fald noget flydende vaskemiddel til finvask.


- **⚠ RISIKO FOR MATERIELLE SKADER!** Brug ikke kemiske rengøringsmidler eller skuremidler til rengøring af varmpuden og dens betjeningsenhed **1**. Ellers kan varmpuden og betjeningsdelen **1** beskadiges.


-  Varmepuden er egnet til maskinvask. Indstil vaskemaskinen til finvask på 30 °C.

- Vask varmpuden på grund af økologien kun sammen med andre tekstiler. Anvend et finvaskemiddel, og dosér det iht. producentens anvisninger.

- Bemærk, at varmpuden er udsat for slid ved for hyppig vask. Varmepuden bør derfor højst vaskes 10 gange i vaskemaskinen i løbet af dens levetid.

- **⚠ RISIKO FOR MATERIELLE SKADER!** Bemærk, at varmpuden ikke må renses kemisk, bleges, vrides, maskintørres eller stryges. Ellers kan varmpuden beskadiges.

-  Må ikke bleges. Brug ikke vaskemidler med blegemiddel (som f.eks. vaskepulver).

-  Må ikke tørres i tørretumbler.

-  Må ikke stryges.

-  Må ikke renses kemisk.

- Træk direkte efter vaskningen den endnu fugtige varmpude til originalmålet i form og lad den tørre, fladt udbredt på et tørrestativ.

-  **RISIKO FOR MATERIELLE SKADER!** Hæng ikke varmeguden op med klemmer eller lignende til tørring. Ellers kan varmeguden beskadiges.
-  **RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!** Forbind først betjeningsenheden 1 med varmeguden igen, når stikkoblingen 3 og varmeguden er helt tørre. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
-  **RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!**  
**RISIKO FOR MATERIELLE SKADER!** Tænd under ingen omstændigheder varmeguden for at tørre den. Ellers er der risiko for elektrisk stød.

## ● Opbevaring

-  **RISIKO FOR MATERIELLE SKADER!** Lad varmeguden køle af før opbevaring. Ellers kan varmeguden beskadiges.
-  **FARE FOR MATERIELLE SKADER!** Læg ikke genstande på varmeguden, så det undgås, at den bøjes sammen under opbevaring. Ellers kan varmeguden beskadiges.
- Opbevar varmeguden i originalemballage i tørre omgivelser og uden at tynde den, hvis den ikke anvendes i længere tid. Skil hertil stikkoblingen 3 og dermed betjeningsdelen 1 fra varmeguden.

## ● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpackningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer / 20-22: papir og pap / 80-98: kompositmaterialer.



I henhold til det europæiske direktiv om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og omsætning til national lovgivning skal brugte el-apparater indsamles separat og tilføres miljøvenligt genbrug.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

## ● Garanti / Service

Vi giver 3 års garanti fra købsdatoen af for materiale- og produktionsfejl på varmeguden.

Garantien gælder ikke:

- I tilfælde af skader, som er opstået på grund af forkert betjening.
- I forbindelse med sliddele.
- ved kundens egen skyld.
- Så snart apparatet blev åbnet gennem et ikke-autoriseret værksted.

Køberens reklamationsret efter loven berøres ikke af denne garanti. Hvis kunden vil gøre brug af garantien i løbet af garantiperioden, skal kunden kunne dokumentere købet. Garantien skal gøres gældende inden for et tidsrum på 3 år fra købsdatoen af over for MGG Elektro GmbH, Düsseldorf, Tyskland.

**Henvend dem venligst til vores service under følgende kontakt i tilfælde af reklamationer:**

**Service Hotline (gratis):**



☎ **80 70 57 89 (man-fre: 8-18 Ur)**

✉ **service-dk@mgg-elektro.de**

Når vi opfordrer Dem til forsendelse af det defekte varmegude, så skal produktet sendes til følgende adresse:

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10b  
89231 Neu-Ulm  
TYSKLAND

**IAN 339330\_1910**



















## ● Konformitetserklæring CE

Denne varmpude opfylder kravene iht. de gældende europæiske direktiver og nationale retningslinjer. Dette bekræftes med CE-mærket. Erklæringer i overensstemmelse med dette findes hos producenten.



<b>Legenda van de gebruikte pictogrammen</b> .....	Pagina 16
<b>Inleiding</b> .....	Pagina 17
Correct gebruik .....	Pagina 17
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina 17
Omvang van de levering.....	Pagina 17
Technische gegevens .....	Pagina 17
<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b> .....	Pagina 18
<b>Veiligheidssysteem</b> .....	Pagina 20
<b>Bijzondere eigenschappen</b> .....	Pagina 20
<b>Ingebruikname</b> .....	Pagina 20
In-/ uitschakelen / temperatuur selecteren.....	Pagina 21
Temperatuurstanden .....	Pagina 21
Automatische uitschakeling .....	Pagina 21
<b>Reiniging en onderhoud</b> .....	Pagina 21
<b>Bewaren</b> .....	Pagina 22
<b>Afvoer</b> .....	Pagina 22
<b>Garantie / Service</b> .....	Pagina 23
<b>Verklaring van conformiteit</b> .....	Pagina 23

# Legenda van de gebruikte pictogrammen

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Instructies lezen!		Niet in de wasdroger drogen.
<b>V</b> ~	Volt (wisselspanning)		Niet strijken.
<b>Hz</b>	Hertz (frequentie)		Niet chemisch reinigen.
<b>W</b>	Watt (werkelijk vermogen)		Dit warmtekussen kan in de wasmachine worden gewassen. Stel de wasmachine in op extra fijne was op 30 °C.
	Beschermingsklasse II		6 temperatuurstanden
	Waarschuwings- en veiligheidsinstructies in acht nemen!		Ademend
	Niet voor kleine kinderen van 0-3 jaar!		Geschikt voor de wasmachine
	Geen naalden insteken!		Voer de verpakking en het warmtekussen af op milieuvriendelijke wijze!
	De voor dit warmtekussen gebruikte textielsoorten voldoen aan de hoge human-ecologische eisen van de Oeko-Tex standaard 100 zoals aangetoond door het Duitse onderzoeksinstituut Hohenstein.		Verpakking van gerecycled materiaal
	Niet gebruiken in opgevouwen of in elkaar geschoven toestand!		Niet bleken.
	Let op voor elektrische schokken! Levensgevaar!	<b>CE</b>	Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.



## Warmtekussen voor rug en nek

### ● Inleiding



Maak u vóór de eerste ingebruikname vertrouwd met het warmtekussen. Lees daarvoor de volgende gebruiksaanwijzing en de belangrijke veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Gebruik het warmtekussen alléén op de beschreven manier en alleen voor de vermelde toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Wanneer u het warmtekussen doorgeeft aan derden, geef dan ook alle documenten door.

### ● Correct gebruik

Dit warmtekussen is bedoeld om het menselijk lichaam te verwarmen. U kunt hiermee doelgericht warmte rondom de warmtekussen voor rug en nek gebruiken. Dit warmtekussen is niet geschikt voor gebruik in ziekenhuizen of voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om zuigelingen, kleine kinderen, warmteongevoelige of hulpeloze personen en kleine dieren met het kussen te verwarmen. Een ander gebruik dan tevoren beschreven of een verandering aan het warmtekussen is niet toegestaan en kan tot letsel en/of beschadigingen aan het warmtekussen leiden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die terug te voeren is op ondoelmatig gebruik.

### ● Beschrijving van de onderdelen


- 1 Bedieningsdeel (zie afb. A)
- 2 Functie-indicator (zie afb. A)
- 3 Steekkoppeling (zie afb. B)

### ● Omvang van de levering

Controleer de levering direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het warmtekussen.

- 1 warmtekussen voor rug en nek
- 1 bedieningselement / steekkoppeling
- 1 gebruiksaanwijzing

### ● Technische gegevens

Model:	SRNH 100 H5
Type:	P10N
Spanningsvoorzorging:	220–240 V / 50–60 Hz
Opgenomen vermogen:	100 W
Afmetingen:	ca. 62 x 41 cm
Beschermingsklasse:	II / 
Elektrische veldsterkte:	max. 5000 V / m
Magnetische veldsterkte:	max. 80 A / m
Magnetische fluxdichtheid:	max. 0,1 millitesla

#### **Materiaal:**

Bovenkant / onderkant: 100% polyester

#### **Fabrikant:**

MGG Elektro GmbH  
Steinstraße 27  
40210 Düsseldorf  
DUITSLAND

## BELANGRIJKE INSTRUCTIES – BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK!



### **Belangrijke veiligheidsinstructies**



**WAARSCHUWING!** Het negeren van de onderstaande instructies kan persoonlijk letsel of materiële schade (elektrische schok, brandwonden, brand) veroorzaken. De volgende veiligheids- en gevareninstructies zijn niet alleen voor uw eigen veiligheid c.q. de veiligheid van derden, maar ook ter bescherming van het warmtekussen. Neem daarom deze veiligheidsinstructies in acht en overhandig de gebruiksaanwijzing wanneer u het warmtekussen doorgeeft.



### **GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!**

Dit warmtekussen mag niet door personen worden gebruikt, die ongevoelig zijn voor hitte en door andere hulpbehoevende personen, die niet op een oververhitting kunnen reageren (bijv. diabetici, personen met huidveranderingen die door een ziekte worden veroorzaakt of die littekens hebben in het toepassingsgebied, na het innemen van pijnstillende medi-

cijnen of alcohol). Er bestaat gevaar op brandwonden.



### **WAARSCHUWING!**

Dit warmtekussen mag niet bij zeer jonge kinderen (0-3 jaar) worden gebruikt, omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren. Er bestaat gevaar op brandwonden.

- Dit warmtekussen mag niet door jonge kinderen (3-8 jaar) worden gebruikt, tenzij het bedienings-element door een ouder of een toezichtspersoon werd ingesteld en het kind voldoende instructies heeft gekregen, over hoe het kussen veilig gebruikt. Anders bestaat het gevaar op brandwonden.
- Dit warmtekussen kan door oudere kinderen vanaf 8 alsook personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan en geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het warmtekussen en de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen.

- Kinderen dienen in de gaten te worden gehouden, zodat ze niet met het warmtekussen spelen. Er is kans op letsel.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Er is kans op letsel.
- Dit warmtekussen is niet geschikt voor gebruik in ziekenhuizen of voor commercieel gebruik. Er bestaat gevaar op letsel en/of beschadigingen van het warmtekussen.
- 

**⚠ WAARSCHUWING!**  
Steek geen naalden of andere scherpe voorwerpen in het warmtekussen. Er is kans op een elektrische schok.
- 

**⚠ WAARSCHUWING!**  
Schakel het warmtekussen niet in opgevouwen of samengeschoven toestand in. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.
- Niet nat gebruiken! Anders bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dit warmtekussen mag alleen in combinatie met het op het etiket aangegeven bedieningselement worden gebruikt. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.
- De van dit warmtekussen uitgaande elektrische en magnetische velden kunnen de werking van uw pacemaker eventueel belemmeren. Ze liggen echter ver onder de grenswaarden: elektrische veldsterkte: max. 5000V/m, magnetische veldsterkte: max. 80 A/m, magnetische fluxdichtheid: max. 0,1 millitesla. Neem daarom contact op met uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voordat u dit warmtekussen gebruikt.
- Niet aan de kabels trekken, draaien of knikken. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.
- Dit warmtekussen dient regelmatig op tekenen van slijtage of beschadigingen gecontroleerd te worden. Mocht u dergelijke tekenen constateren, het warmtekussen niet correct werd gebruikt of als het niet meer warm wordt, moet het voor het hernieuwd inschakelen eerst door de fabrikant worden gecontroleerd.
- Als de stroomkabel van dit warmtekussen is beschadigd, moet het door de fabrikant of diens klantenservice of een soortgelijke gekwalificeerde persoon

worden vervangen om gevaren te vermijden.

- Terwijl het warmtekussen is ingeschakeld, mag
  - er geen voorwerp (bijv. koffer of wasmand) op worden geplaatst,
  - er geen warmtebron zoals een kruijk, warmtekussen of iets dergelijks op worden geplaatst. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.
- De elektronische componenten en het bedieningselement worden warm tijdens het gebruik van het warmtekussen. Het bedieningselement mag daarom niet worden afgedekt of op het warmtekussen liggen, wanneer dit in gebruik is. Er bestaat gevaar op letsel en/of beschadigingen van het warmtekussen.
- Neem per sé de instructies voor de ingebruikname, voor de reiniging en onderhoud en voor het opbergen in acht.
- Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, kunt u alstublieft contact opnemen met onze klantenservice.

## ● Veiligheidssysteem

**Opmerking:** Het warmtekussen is uitgerust met een veiligheidssysteem. De elektronische sensortechniek voorkomt een oververhitting van het warmtekussen over het hele oppervlak door middel van een automatische uitschakeling in geval van een storing. Wordt het warmtekussen door een fout automatisch uitgeschakeld door het veiligheidssysteem, dan brandt de functie-indicator [2] op het bedieningselement [1] ook in de ingeschakelde toestand van het warmtekussen niet meer.

- Let op dat het warmtekussen na een storing om veiligheidsredenen niet meer mag worden gebruikt en naar het vermelde serviceadres moet worden opgestuurd.
- Verbind in geen geval het defecte warmtekussen met een andere schakelaar van hetzelfde type. Dit zal eveneens leiden tot een definitieve uitschakeling door het veiligheidssysteem in de schakelaar.

## ● Bijzondere eigenschappen

-  Dit warmtekussen is met een bijzonder zacht en hygiënisch velours uitgerust. De voor dit warmtekussen gebruikte textielsoorten voldoen aan de hoge humaan-ecologische eisen van de Oeko-Tex standaard 100 zoals aangetoond door het Duitse onderzoeksinstituut Hohenstein.

## ● Ingebruikname

**Opmerking:** Bij het eerste gebruik van het warmtekussen kan zich een kunststof geur ontwikkelen, die echter na korte tijd verdwijnt.

- Verbind voor het in gebruik nemen eerst het bedieningsdeel [1] met het warmtekussen, als u de steekkoppeling [3] samenvoegt (zie afb. B).
- Plaats het verwarmingskussen zo op de rug dat de klittebandsluiting van het nekgedeelte in het gedeelte van de hals zit.
- Sluit daarna eerst de klittebandsluiting.

- Pas dan de lengte van de buikriem apart aan en voeg de beide uiteinden van de steekverbinders in elkaar (zie afb. C) om hem te sluiten.
- Druk voor het openen van de steekverbinders gelijktijdig op de regelaars (zie afb. C).

## ● In-/uitschakelen / temperatuur selecteren

### Inschakelen:

- Zet op het bedieningselement **1** de stand op 1, 2, 3, 4, 5 of 6 om het kussen in te schakelen.  
**Opmerking:** Na het inschakelen van het warmtekussen brandt de functie-indicator **2**.  
**Opmerking:** Dit warmtekussen beschikt over een snelverwarming voor een snelle verwarming binnen de eerste 10 minuten.

### Uitschakelen:

- Zet op het bedieningselement **1** de stand op 0 om het kussen uit te schakelen.  
**Opmerking:** De functie-indicator **2** brandt niet meer.

### Temperatuur instellen:

- Stel kort voor gebruik de hoogste temperatuurstand (stand 6) in. Zo wordt het warmtekussen snel verwarmd.
- Stel voor een gebruik dat meerdere uren duurt de laagste temperatuurstand in (stand 1).

**⚠ WAARSCHUWING!** Als het warmtekussen gedurende meerdere uren wordt gebruikt, raden wij aan, de laagste temperatuur op het bedieningselement **1** in te stellen, om een oververhitting van het verwarmde lichaamsdeel en als gevolg hiervan eventuele brandwonden te vermijden.

## ● Temperatuurstanden

- Stel met behulp van het bedieningselement **1** de gewenste temperatuurstand in (zie afb. A).

Stand 0: uit  
 Stand 1: minimale warmte  
 Stand 2-5: individuele warmte  
 Stand 6: maximale warmte

## ● Automatische uitschakeling



**Opmerking:** Het warmtekussen wordt na ca. 90 minuten automatisch uitgeschakeld. De functie-indicator **2** begint daarna te knipperen.

- Kies eerst de stand 0 en na ca. 5 seconden de gewenste temperatuurstand om het warmtekussen weer in te schakelen.

### Als u het warmtekussen na de tijduitschakeling niet meer wilt gebruiken:

- schakel het warmtekussen uit (stand 0),
- trek de stekker uit het stopcontact,
- haal de steekkoppeling **3** uit elkaar en zodoende het bedieningselement **1** van het warmtekussen.

## ● Reiniging en onderhoud

-  **WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!** Trek voor de reiniging van het warmtekussen steeds de stekker uit het stopcontact en verwijder de steekkoppeling **3** en daarmee het bedieningselement **1** van het warmtekussen (zie afb. B). Anders bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Gebruik voor de reiniging en het onderhoud van het bedieningselement **1** een droge, pluisvrije doek.
-  **GEVAAR VOOR MATERIËLE SCHADE!** Dompel het bedieningselement **1** nooit onder in water of andere vloeistoffen. Anders kan het beschadigd worden.


- Gebruik bij lichte verontreinigingen van het warmtekussen een licht vochtige doek en eventueel een beetje vloeibaar wasmiddel voor fijne was.



## **GEVAAR VOOR MATERIËLE**

**SCHADE!** Gebruik voor de reiniging van het warmtekussen en het

bedieningselement **1** geen chemisch reinigingsmiddel of schuurmiddel. Anders kunnen het warmtekussen en het bedieningselement **1** beschadigd raken.

-  Het warmtekussen kan in de wasmachine worden wassen. Stel de wasmachine op een extra fijne was op 30 °C in.


- Was het warmtekussen uit ecologisch oogpunt alleen samen met ander textiel. Gebruik een fijnwasmiddel en doseer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.


- Houd er rekening mee, dat het warmtekussen door al te vaak wassen slijt. Het warmtekussen mag daarom tijdens de complete levensduur maximaal 10 keer in de wasmachine worden gewassen.



## **GEVAAR VOOR MATERIËLE**

**SCHADE!** Let op dat het warmtekussen niet chemisch gereinigd, niet gebleekt, uitgewrongen, machinaal gedroogd, gemengeld of gestreken mag worden. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.

-  Niet bleken. Gebruik ook geen bleekmiddelhoudende wasmiddelen (zoals bijv. wasmiddel voor alle temperaturen).

-  Niet in de wasdroger drogen.

-  Niet strijken.

-  Niet chemisch reinigen.

- Trek direct na het wassen het nog vochtige warmtekussen in model en laat het vlak liggend op een wasrek drogen.



## **GEVAAR VOOR MATERIËLE**

**SCHADE!** Bevestig het warmtekussen niet met wasknijpers of iets dergelijks om het te laten drogen. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.



## **GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE**

**SCHOKKEN!** Verbind het bedieningselement **1** pas weer met het warmtekussen, als de steekkoppeling **3** en het warmtekussen volledig droog zijn. Anders bestaat gevaar voor elektrische schokken.



## **GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN! GEVAAR VOOR MATERIËLE SCHADE!**

Schakel het warmtekussen in géén geval in om het te drogen. Anders bestaat gevaar voor elektrische schokken.

## ● **Bewaren**



## **GEVAAR VOOR MATERIËLE**

**SCHADE!** Laat het warmtekussen goed afkoelen voordat u het opbergt. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.



## **GEVAAR VOOR MATERIËLE**

**SCHADE!** Leg tijdens de opslag geen voorwerpen op het warmtekussen om te vermijden dat het warmtekussen scherp geknikt wordt. Anders kan het warmtekussen beschadigd raken.

- Bewaar het warmtekussen wanneer u het gedurende een langere periode niet gebruikt in de originele verpakking op een droge plaats en zonder er iets op te leggen. Verbreek hiervoor de steekkoppeling **3** en zodoende het bedieningselement **1** van het warmtekussen.

## ● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen

(a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

## ● Garantie / Service

We verlenen 3 jaar garantie vanaf koopdatum voor materiaal- en fabricagefouten van het warmtekussen.

De garantie geldt niet:

- In geval van schade die terug te voeren is op ondeskundig gebruik.
- Voor aan slijtage onderhevige onderdelen.
- Door eigen toedoen van de klant.
- Zodra het apparaat werd geopend door een niet geautoriseerde werkplaats.

De wettelijke garantieverlening voor de klant blijft onaangetast. Voor garantieclaims binnen de garantieperiode dient de klant het bewijs van aankoop te leveren. De garantie moet binnen een periode van 3 jaar vanaf koopdatum geclaimd worden bij MGG Elektro GmbH, Düsseldorf, Duitsland.

## Neem in geval van een reclamatie contact op met onze service:

### Service hotline (gratis):



☎ **0800 54 30 543**  
(ma. – fr.: 8-18 klok)

✉ **service-nl@mgg-elektro.de**

Als wij u vragen, het defecte warmtekussen op te sturen, kunt u het product naar het volgend adres opsturen:

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10b  
89231 Neu-Ulm  
DUITSLAND

**IAN 339330\_1910**

## ● Verklaring van conformiteit CE



















Het warmtekussen voldoet aan de eisen die gelden voor Europese en nationale richtlijnen. Dit wordt bevestigd door het CE-keurmerk. Desbetreffende verklaringen liggen ter inzage bij de fabrikant.





<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite 26
<b>Einleitung</b> .....	Seite 27
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	Seite 27
Teilebeschreibung.....	Seite 27
Lieferumfang.....	Seite 27
Technische Daten.....	Seite 27
<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b> .....	Seite 28
<b>Sicherheitssystem</b> .....	Seite 30
<b>Besondere Eigenschaften</b> .....	Seite 30
<b>Inbetriebnahme</b> .....	Seite 30
Ein-/ ausschalten /Temperatur wählen.....	Seite 31
Temperaturstufen.....	Seite 31
Abschaltautomatik.....	Seite 31
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	Seite 31
<b>Lagerung</b> .....	Seite 32
<b>Entsorgung</b> .....	Seite 32
<b>Garantie / Service</b> .....	Seite 33
<b>Konformitätserklärung</b> .....	Seite 33

# Legende der verwendeten Piktogramme

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Nicht im Wäschetrockner trocknen.
<b>V</b> ~	Volt (Wechselspannung)		Nicht bügeln.
<b>Hz</b>	Hertz (Frequenz)		Nicht chemisch reinigen.
<b>W</b>	Watt (Wirkleistung)		Dieses Heizkissen ist maschinenwaschbar. Stellen Sie die Waschmaschine auf einen Extra-Schonwaschgang von 30 °C ein.
	Schutzklasse II		6 Temperaturstufen
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Atmungsaktiv
	Nicht für sehr kleine Kinder von 0–3 Jahren!		Maschinenwaschbar
	Keine Nadeln hineinstechen!		Verpackung und Heizkissen umweltgerecht entsorgen!
	Die bei diesem Heizkissen eingesetzten Textilien erfüllen die hohen human-ökologischen Anforderungen des Oeko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen.		Verpackung aus Recyclingmaterial
	Nicht gefaltet oder zusammengeschoben gebrauchen!		Nicht bleichen.
	Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!	<b>CE</b>	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

## Rücken-Nacken-Heizkissen

### ● Einleitung



Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme und dem ersten Gebrauch mit dem Heizkissen vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die wichtigen Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Heizkissen nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Heizkissens an Dritte ebenfalls mit aus.

### ● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Heizkissen ist zur Erwärmung des menschlichen Körpers bestimmt. Sie können damit gezielt Wärme im Rücken-/Nackengebiet anwenden. Dieses Heizkissen ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern oder für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Es dürfen insbesondere keine Säuglinge, Kleinkinder, wärmeempfindliche oder hilflose Personen und keine Tiere erwärmt werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Heizkissens ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Heizkissens führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswidrigen Anwendungen liegt, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### ● Teilebeschreibung

- 1 Bedienteil (siehe Abb. A)
- 2 Funktionsanzeige (siehe Abb. A)
- 3 Steckkupplung (siehe Abb. B)

### ● Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Heizkissens.

- 1 Rücken-Nacken-Heizkissen
- 1 Bedienteil / Steckkupplung
- 1 Bedienungsanleitung

### ● Technische Daten

Modell:	SRNH 100 H5
Typ:	P10N
Spannungsversorgung:	220–240 V / 50–60 Hz
Leistungsaufnahme:	100 W
Abmessungen:	ca. 62 x 41 cm
Schutzklasse:	II / <input type="checkbox"/>
elektrische Feldstärke:	max. 5000 V / m
magnetische Feldstärke:	max. 80 A / m
magnetische Flussdichte:	max. 0,1 Milli-Tesla

#### **Material:**

Oberseite / Unterseite: 100 % Polyester

#### **Hersteller:**

MGG Elektro GmbH  
Steinstraße 27  
40210 Düsseldorf  
GERMANY


## WICHTIGE ANWEISUNGEN – FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!



### Wichtige Sicherheitshinweise



**WARNUNG!** Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschäden (elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) verursachen. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit bzw. der Gesundheit Dritter, sondern auch zum Schutz des Heizkissens. Beachten Sie daher diese Sicherheitshinweise und übergeben Sie diese Bedienungsanleitung bei Weitergabe des Heizkissens.

-  **VERBRENNUNGS-GEFAHR!** Dieses Heizkissen darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können (z. B. Diabetiker, Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder vernarbten Hautarealen im Anwendungsgebiet, nach der Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten



oder Alkohol). Es besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.



### **WARNUNG!**

- Dieses Heizkissen darf nicht bei sehr jungen Kindern (0–3 Jahre) angewandt werden, weil diese nicht auf eine Überhitzung reagieren können. Es besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
- Dieses Heizkissen darf nicht von jungen Kindern (3–8 Jahre) benutzt werden, es sei denn, das Bedienteil wurde von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson eingestellt und das Kind wurde ausreichend eingewiesen, wie es das Heizkissen sicher betreibt. Ansonsten besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
- Dieses Heizkissen kann von älteren Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Heizkissens unterwiesen wurden und

die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Heizkissen spielen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Dieses Heizkissen ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern oder für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Es drohen Verletzungen und/oder Beschädigungen des Heizkissens.
-  **! WARNUNG!** Stechen Sie keine Nadeln oder spitze Gegenstände in das Heizkissen. Es besteht Stromschlaggefahr.
-  **! WARNUNG!** Das Heizkissen nicht im gefalteten oder zusammengesobenen Zustand einschalten. Andernfalls kann das Heizkissen beschädigt werden.
- Nicht nass benutzen! Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Dieses Heizkissen darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett angegebenen Bedienteil betrieben

werden. Andernfalls kann das Heizkissen beschädigt werden.

- Die von diesem Heizkissen ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Sie liegen jedoch weit unter den Grenzwerten: elektrische Feldstärke: max. 5000 V/m, magnetische Feldstärke: max. 80 A/m, magnetische Flussdichte: max. 0,1 Milli-Tesla. Befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieses Heizkissens.
- Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken. Andernfalls kann das Heizkissen beschädigt werden.
- Dieses Heizkissen ist häufig dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, das Heizkissen unsachgemäß gebraucht wurde oder es sich nicht mehr erwärmt, muss es vor erneutem Einschalten erst durch den Hersteller überprüft werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Heizkissens beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder

eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Während dieses Heizkissen eingeschaltet ist, darf
  - kein Gegenstand (z. B. Koffer oder Wäschekorb) darauf gelegt werden,
  - keine Wärmequelle wie Bettflasche, Heizkissen oder ähnliches darauf gelegt werden. Andernfalls kann das Heizkissen beschädigt werden.
- Die elektronischen Bauteile im Bedienteil erwärmen sich beim Gebrauch des Heizkissens. Das Bedienteil darf deshalb nicht abgedeckt werden oder auf dem Heizkissen liegen, wenn es betrieben wird. Es drohen Verletzungen und/oder Beschädigungen des Heizkissens.
- Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Inbetriebnahme, zur Reinigung und Pflege und zur Lagerung.
- Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so wenden Sie sich an unseren Kundenservice.


## ● Sicherheitssystem

**Hinweis:** Das Heizkissen ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet. Seine elektronische Sensortechnik verhindert eine Überhitzung des Heizkissens auf seiner gesamten Fläche durch automatische Abschaltung im Fehlerfall.

Erfolgt aufgrund eines Fehlerfalles eine automatische Abschaltung des Heizkissens durch das Sicherheitssystem, so leuchtet die Funktionsanzeige [2] am Bedienteil [1] auch im eingeschalteten Zustand des Heizkissens nicht mehr.

- Bitte beachten Sie, dass das Heizkissen nach einem Fehlerfall aus Gründen der Sicherheit nicht mehr betrieben werden kann und an die angegebene Serviceadresse eingeschickt werden muss.
- Verbinden Sie keinesfalls das defekte Heizkissen mit einem anderen Schalter des gleichen Typs. Dies würde ebenfalls zu einer finalen Abschaltung durch das Sicherheitssystem im Schalter führen.

## ● Besondere Eigenschaften

-  Dieses Heizkissen ist mit einem besonders weichen und hygienischen Velours ausgestattet.

Die bei diesem Heizkissen eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Oeko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen.

## ● Inbetriebnahme

**Hinweis:** Beim ersten Gebrauch kann das Heizkissen einen Geruch nach Kunststoff entwickeln, der sich jedoch nach kurzer Zeit verliert.

- Verbinden Sie zur Inbetriebnahme zuerst das Bedienteil [1] mit dem Heizkissen, indem Sie die Steckkupplung [3] zusammenfügen (siehe Abb. B).

- Positionieren Sie das Heizkissen so am Rücken, dass sich der Klettverschluss des Nackenteils im Bereich des Halses befindet.
- Schließen Sie danach zuerst den Klettverschluss.
- Passen Sie dann die Länge des Bauchgurtes individuell an und fügen Sie die beiden Enden des Steckverbinders ineinander (siehe Abb. C), um ihn zu schließen.
- Drücken Sie zum Öffnen des Steckverbinders gleichzeitig die Entriegelungen (siehe Abb. C).

## ● Ein- / ausschalten / Temperatur wählen

### Einschalten:

- Stellen Sie am Bedienteil **1** Stufe 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 ein, um das Heizkissen einzuschalten.
- Hinweis:** Nach dem Einschalten des Heizkissens leuchtet die Funktionsanzeige **2**.
- Hinweis:** Dieses Heizkissen verfügt über eine Schnellheizung, die zu einer schnellen Aufheizung innerhalb der ersten 10 Minuten führt.

### Ausschalten:

- Stellen Sie am Bedienteil **1** Stufe 0 ein, um das Heizkissen auszuschalten.
- Hinweis:** Die Funktionsanzeige **2** erlischt.

### Temperatur wählen:

- Stellen Sie kurz vor der Anwendung die höchste Temperaturstufe (Stufe 6) ein. So erreichen Sie eine schnelle Erwärmung.
- Stellen Sie zur Anwendung über mehrere Stunden die niedrigste Temperaturstufe ein (Stufe 1).

**⚠️ WARNUNG!** Wenn das Heizkissen über mehrere Stunden betrieben wird, empfehlen wir, die niedrigste Temperatur am Bedienteil **1** einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils und in Folge ggf. eine Hautverbrennung zu vermeiden.

## ● Temperaturstufen

- Stellen Sie mit Hilfe des Bedienteils **1** die gewünschte Temperaturstufe ein (siehe Abb. A).

Stufe 0: aus  
 Stufe 1: minimale Wärme  
 Stufe 2-5: individuelle Wärme  
 Stufe 6: maximale Wärme

## ● Abschaltautomatik



**Hinweis:** Das Heizkissen wird nach ca. 90 Minuten automatisch ausgeschaltet. Die Funktionsanzeige **2** beginnt danach zu blinken.

- Wählen Sie zunächst die Stellung 0 und nach ca. 5 Sekunden die gewünschte Temperaturstufe, um das Heizkissen wieder einzuschalten.




### Wenn Sie das Heizkissen nach erfolgter Zeitabschaltung nicht mehr anwenden:


- schalten Sie das Heizkissen aus (Stufe 0),
- ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
- trennen Sie die Steckkupplung **3** und somit das Bedienteil **1** vom Heizkissen.

## ● Reinigung und Pflege

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!** Ziehen Sie vor der Reinigung des Heizkissens stets den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie die Steckkupplung **3** und somit das Bedienteil **1** vom Heizkissen ab (siehe Abb. B). Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege des Bedienteils **1** ein trockenes, fusselfreies Tuch.
-  **⚠️ GEFAHR DER SACHSCHÄDIGUNG!** Tauchen Sie das Bedienteil **1** niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls kann es beschädigt werden.


- Verwenden Sie bei leichter Verschmutzung des Heizkissens ein angefeuchtetes Tuch und ggf. etwas flüssiges Feinwaschmittel.


-  **GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!** Verwenden Sie zur Reinigung des Heizkissens und des Bedienteils  keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel. Andernfalls können das Heizkissen und das Bedienteil  beschädigt werden.


-  Das Heizkissen ist maschinenwaschbar. Stellen Sie die Waschmaschine auf einen Extra-Schonwaschgang bei 30 °C ein.

- Waschen Sie das Heizkissen aus ökologischen Gründen nur zusammen mit anderen Textilien. Benutzen Sie ein Feinwaschmittel und dosieren Sie es nach Angaben des Herstellers.


- Beachten Sie, dass das Heizkissen durch allzu häufiges Waschen beansprucht wird. Das Heizkissen sollte deshalb während der gesamten Lebensdauer max. 10 Mal in einer Waschmaschine gewaschen werden.

-  **GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!** Beachten Sie, dass das Heizkissen nicht chemisch gereinigt, gebleicht, ausgewrungen, maschinell getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden darf. Andernfalls kann das Heizkissen beschädigt werden.


-  Nicht bleichen. Verwenden Sie auch keine bleichmittelhaltigen Waschmittel (wie z. B. Vollwaschmittel).

-  Nicht im Wäschetrockner trocknen.




-  Nicht bügeln.


-  Nicht chemisch reinigen.

- Ziehen Sie direkt nach dem Waschen das noch feuchte Heizkissen auf das Originalmaß in Form und lassen Sie es flach ausgebreitet auf einem Wäscheständer trocknen.


-  **GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!** Befestigen Sie das Heizkissen zum Trocknen nicht mit


Wäscheklammern oder Ähnlichem. Andernfalls kann das Heizkissen beschädigt werden.



-  **STROMSCHLAGGEFAHR!** Verbinden Sie das Bedienteil  erst wieder mit dem Heizkissen, wenn die Steckkupplung  und das Heizkissen vollständig trocken sind. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

-  **STROMSCHLAGGEFAHR! GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!** Schalten Sie das Heizkissen auf keinen Fall zum Trocknen ein. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

## ● Lagerung


-  **GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!** Lassen Sie das Heizkissen vor der Lagerung abkühlen. Andernfalls kann das Heizkissen beschädigt werden.

-  **GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!** Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf dem Heizkissen ab, um zu vermeiden, dass das Heizkissen scharf geknickt wird. Andernfalls kann das Heizkissen beschädigt werden.

- Lagern Sie das Heizkissen in der Originalverpackung in trockener Umgebung und ohne Beschwerung, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden. Trennen Sie hierzu die Steckkupplung  und somit das Bedienteil  vom Heizkissen.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

-  Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.





Gemäß Europäischer Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## ● Garantie / Service

Wir leisten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Heizkissens.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der MGG Elektro GmbH, Düsseldorf, Germany geltend zu machen.

**Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:**

**Service-Hotline (kostenfrei):**

DE

☎ **0800 72 42 355 (Mo. – Fr.: 8 – 18 Uhr)**

✉ **service-de@mgg-elektro.de**

AT

☎ **0800 21 22 88 (Mo. – Fr.: 8 – 18 Uhr)**

✉ **service-at@mgg-elektro.de**

CH

☎ **0800 200 510 (Mo. – Fr.: 8 – 18 Uhr)**

✉ **service-ch@mgg-elektro.de**

Fordern wir Sie zur Übersendung des defekten Heizkissens auf, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden:

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10b  
89231 Neu-Ulm  
GERMANY

**IAN 339330\_1910**

## ● Konformitätserklärung CE

Dieses Heizkissen erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch CE-Kennzeichnung bestätigt. Entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

**NU Service GmbH**

Lessingstraße 10 b  
89231 Neu-Ulm  
GERMANY

Tilstand af information · Stand van de informatie

Stand der Informationen: 02/2020

Ident.-No.: 07.100.652\_SRNH100H5\_  
2019-12-05\_01\_IM\_Lidl\_LB6b\_DK-NL

IAN 339330\_1910

