

SILVER CREST®

SBF 77



Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.




Ce guide rapide fait partie intégrante du mode d'emploi. Conservez-le soigneusement avec le mode d'emploi. Lorsque vous remettez le produit à d'autres utilisateurs, veuillez également leur transmettre tous les documents liés à celui-ci. Lisez avant l'utilisation le mode d'emploi et respectez tout particulièrement les consignes de sécurité qui y figurent.



Questa guida rapida è parte integrante delle istruzioni per l'uso. Conservarla con cura insieme alle istruzioni per l'uso. In caso di cessione del prodotto a terzi consegnare anche tutta la documentazione. Prima dell'utilizzo leggere le istruzioni per l'uso e seguire in particolare le avvertenze per la sicurezza ivi contenute.

1




(DE) (AT) (CH) Batterien einlegen (3 x AAA, 1,5 V).

(FR) (CH) Insérer les piles (3 x AAA, 1,5 V).

(IT) (CH) Inserire le batterie (3 x AAA, 1,5 V).

2



(DE) (AT) (CH) Bluetooth® in den Einstellungen des Smartphones aktivieren.

(FR) (CH) Activer le Bluetooth® dans les réglages du smartphone.

(IT) (CH) Attivare il Bluetooth® dalle impostazioni dello smartphone.

3

HealthForYou

(DE) (AT) (CH) „HealthForYou“ aus dem Apple App Store / Google Play installieren.

(FR) (CH) Installer l'application «HealthForYou» à partir de l'Apple App Store / Google Play.


(IT) (CH) Installare „HealthForYou“ dall'Apple App Store / da Google Play.

4

(DE) (AT) (CH) App starten und den Anweisungen folgen. Diagnosewaage in der App auswählen. Sechsstelligen PIN-Code eingeben (wird im Waagendisplay angezeigt).

(FR) (CH) Démarrer l'application et suivre les instructions. Sélectionner la balance impédancemètre dans l'application. Entrer le code PIN à six chiffres (s'affiche sur l'écran de la balance).

(IT) (CH) Avviare l'app e seguire le istruzioni. Selezionare la bilancia diagnostica nell'App. Inserire il codice PIN a sei cifre (verrà visualizzato sul display della bilancia).

5

(DE) (AT) (CH) Nach Aufforderung der App die Benutzerzuordnung durchführen. Messung barfuß ausführen.

(FR) (CH) Exécuter l'affectation de l'utilisateur à la demande de l'application. Effectuer la mesure pieds nus.

(IT) (CH) Eseguire l'assegnazione dell'utente dopo la richiesta da parte dell'app. Eseguire la misurazione a piedi nudi.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hans Dinslage GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.